



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-003067-20-6

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-003067-20-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Cardiopack Argentina S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Sorin Group Italia SRL, nombre descriptivo Cánula Pediátrica PU y nombre técnico Cánulas, de Otro Tipo, de acuerdo con lo solicitado por Cardiopack Argentina S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2021-51423647-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-821-114”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Cánula Pediátrica PU

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-206 Cánulas, de Otro Tipo

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Sorin Group Italia SRL

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las Cánulas Pediátricas PU se han diseñado para canular los vasos arteriales o venosos, a través de un acceso en la arteria aorta o vena cava durante operaciones de cirugía cardiopulmonar de hasta seis horas de duración.

Modelos:

PUN 0013, PUN 0027, PUN 0028, PUN 0029, PUN 0031, PUN 0032, PUN 0033, PUN 0034, PUN 0035, PUN 0038, PUN 0046, PUN 0048, PUN 0049, PUN 0050, PUN 0051, PUN 0127, PUN 0128, PUN 0130, PUN 0131, PUN 0132, PUN 0133, PUN 0134, PUN 0139, PUN 0140, PUN 0141, PUN 0150, PUN 0151, PUN 0152, PUN 0153, PUN 0161, PUN 0163, PUN 0164, BPUN 0013, BPUN 0027, BPUN 0028, BPUN 0029, BPUN 0032, BPUN 0033, BPUN 0034, BPUN 0035, BPUN 0038, BPUN 0046, BPUN 0048, BPUN 0049, BPUN 0050, BPUN 0051, BPUN 0127, BPUN 0128, BPUN 0130, BPUN 0131, BPUN 0132, BPUN 0133, BPUN 0134, BPUN 0139, BPUN 0140, BPUN 0141, BPUN 0150, BPUN 0151, BPUN 0152, BPUN 0153, BPUN 0161, BPUN 0163, BPUN 0164

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Las cánulas se envasan en un pouch de tyvek-bilaminado en forma individual.

Las cánulas se empacan en cajas de cartón a razón de 10 unidades por caja.

Método de esterilización: Oxido de Etileno

Nombre del fabricante:

SORIN GROUP ITALIA S.r.l

Lugar de elaboración:

Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

Expediente N° 1-0047-3110-003067-20-6

AM



cardiopack argentina s.a.

PROYECTO DE ROTULOS SEGÚN ANEXO III.B DE LA DISP. 2318/02 (TO 2004):

RAZON SOCIAL IMPORTADOR: CARDIOPACK ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN IMPORTADOR: SAN MARTÍN 4375-FLORIDA-VICENTE LÓPEZ-PROV. DE BS. AS.- ARGENTINA.

RAZÓN SOCIAL FABRICANTE: SORIN GROUP ITALIA S.r.l..

DIRECCION FABRICANTE Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR EL PRODUCTO MEDICO Y SU CONTENIDO:

CANULA PEDIÁTRICA PU

MODELO: (se coloca el modelo)

MARCA: SORIN GROUP ITALIA SRL

ESTÉRIL

LOTE:

FECHA DE FABRICACION:

VENCIMIENTO:

DISPOSITIVO DE UN SOLO USO

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

NO RE-ESTERILIZAR.

NO UTILIZAR SI EL ENVASE NO SE ENCUENTRA INTEGRO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACION:

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITAR LA HUMEDAD.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE USO, ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES:

POSEE EL SIMBOLO QUE INDICA QUE ES IMPORTANTE LEER LA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO ANTES DE USARLO.

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO

DIRECCION TECNICA: MARCELA F. MOREIRA. FARMACEUTICA. M.N.: 11.567

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-821-114

SUMARIO DE INFORMACIONES BASICAS DE LAS INSTRUCCIONES DE USO SEGUN ANEXO III.B DE LA DISP. 2318/02 (TO 2004):

RAZON SOCIAL IMPORTADOR: CARDIOPACK ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN IMPORTADOR: SAN MARTÍN 4375-FLORIDA-VICENTE LÓPEZ-PROV. DE BS. AS.- ARGENTINA.

RAZÓN SOCIAL FABRICANTE: SORIN GROUP ITALIA S.r.l..

DIRECCION FABRICANTE Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR EL PRODUCTO MEDICO Y SU CONTENIDO:

CANULA PEDIÁTRICA PU

MODELO: (se colocan los modelos involucrados)

MARCA: SORIN GROUP ITALIA SRL

ESTÉRIL

DISPOSITIVO DE UN SOLO USO

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1- Prestando atención a no contaminar el producto estéril, retire la cánula de su envase estéril y colóquela en el campo estéril.
- 2- Compruebe la no-oclusión de la cánula.
- 3- Aplicando una técnica quirúrgica adecuada, introduzca la cánula en el punto de canulación.
- 4- El collarín y el anillo de sutura representan un indicador de profundidad e impiden insertar la cánula demasiado profundamente. Se puede fijar una cinta de ligadura en el collarín para impedir que la cánula se deslice hacia atrás.
- 5- Retirar el obturador y el tapón (si lo hay) una vez totalmente insertada la cánula.

ADVERTENCIAS:

- **Las Cánulas deben sujetarse correctamente al vaso o al tejido para impedir su extracción accidental durante la circulación extracorpórea.**
- **Cebar la cánula con sangre del paciente para expulsar el aire del cuerpo de la cánula.**
- **Fijar la cánula a la línea del circuito extracorpóreo asegurándose que se haya expulsado todo el aire.**
- **Debe aplicarse una técnica quirúrgica adecuada para la extracción de la cánula y la reparación de la zona de canulación.**
- **La fijación de la cánula a los conductos debe ser firme para impedir la entrada de aire en el sistema circulatorio.**
- **Una posible degradación del flujo de sangre distal a la zona de canulación podría provocar isquemia o gangrena. El paciente debe ser monitoreado atentamente para impedir la isquemia de los miembros inferiores.**
- **Antes de utilizarse debe inspeccionarse si las cánulas presenta daños de almacenamiento o envío. Las piezas con pliegues o distorsionadas pueden provocar obstrucciones o perturbaciones del flujo sanguíneo y no deben usarse.**



cardiopack argentina s.a.

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA UTILIZAR CON LAS CANULAS ARTERIALES:

Todos los tubos utilizados para realizar las conexiones del circuito deben tener un diámetro compatible con las dimensiones de los conectores del dispositivo (3/16", 1/4", 3/8", 1/2").

INDICACIONES:

Las cánulas pediátricas poliuretánicas se han diseñado para canular los vasos arteriales o venosos, a través de un acceso en la arteria aorta o vena cava durante operaciones de cirugía cardiopulmonar de hasta seis horas de duración.

ADVERTENCIAS

- El usuario debe inspeccionar atentamente el dispositivo durante la preparación y el cebado en busca de fugas. No usar si se detecta alguna fuga.
- El dispositivo debe ser utilizado de acuerdo con las presentes instrucciones de uso.
- Este producto se ha previsto que sólo lo utilice el personal formado profesionalmente.
- La empresa no se responsabiliza de los problemas ocasionados por falta de experiencia o uso inadecuado.
- Frágil. Manipule el producto con cuidado
- Llevar a cabo y mantener constantemente una dosificación correcta y una atenta monitorización del anticoagulante antes, durante y después del bypass.
- Para un solo uso y en un solo paciente. Durante la utilización, el dispositivo entra en contacto con la sangre humana y otros fluidos, líquidos y gases corporales al objeto de posibles infusiones, administraciones o introducciones en el cuerpo y, debido a su diseño concreto, no puede limpiarse y desinfectarse completamente después de usarlo. Por lo tanto, la reutilización en otros pacientes podría provocar contaminación cruzada y sepsis. Además, la reutilización aumenta la probabilidad de fallo del producto (integridad, funcionalidad y eficacia clínica).
- No efectuar otros tratamientos.
- No volver a esterilizar.
- Después del uso, eliminar el dispositivo de acuerdo con las normativas vigentes en el país donde se utiliza.
- El dispositivo debe ser utilizado solo en el caso de ser estéril.
- No usar si el embalaje estéril está dañado o abierto o se ha visto expuesto a la humedad u otras condiciones que pongan en peligro la esterilidad del dispositivo.
- Verificar la fecha de vencimiento situada en la etiqueta correspondiente. No utilizar el dispositivo después de dicha fecha.
- El dispositivo debe ser utilizado inmediatamente después de la apertura del envase estéril.
- El dispositivo debe ser manipulado de manera aséptica.
- Inspeccionar visualmente y controlar atentamente el producto antes de su empleo. Si las condiciones de transporte y/o almacenamiento no han respondido a lo indicado, pueden haber causado daños al producto.
- No utilizar solventes como por ejemplo alcohol, éter, acetona, etc., los cuales pueden causar daños al producto si entran en contacto con el mismo.

PRECAUCIONES

- Antes de usar las cánulas debe comprobarse la no-obstrucción de los lúmenes en todas las cánulas.
- Comprobar que los tapones están firmemente apretados.
- Las cánulas sólo deben pinzarse en las zonas marcadas y nunca en las zonas reforzadas.
- Retire el clamp antes de la utilización.

Av. San Martín 4375. (B1604CDE) Florida. Vicente López. Provincia de Buenos Aires. Argentina.
T.E.: 54- (0)11-4760-5009. Fax: 54-(0)11-4760-4009



cardiopack argentina s.a.

- Comprobar la firmeza de todas las conexiones luer. Todas las líneas de accesorios conectadas al dispositivo deben conectarse firmemente para evitar la entrada accidental de aire en el dispositivo así como la pérdida de sangre.
- Durante la perfusión debe disponerse siempre de un dispositivo de repuesto. Después de seis horas de uso con sangre o si e dieran situaciones que, según el responsable de la perfusión, pusieran en duda la seguridad del paciente, evaluar la posible sustitución del dispositivo.
- Emplear métodos estériles durante todo el procedimiento de sustitución.

CONTRAINDICACIONES:

Las cánulas debe usarse tal como se indica. No está recomendado para zonas de canulación enfermas ni anómalas.

No se tiene conocimiento de ninguna contraindicación del uso de dispositivos recubiertos con fosforilcolina.

No se conoce ninguna contraindicación por lo que respecta el uso del dispositivo con bombas peristálticas, oclusivas o no oclusivas, ni con bombas centrífugas.

EFFECTOS ADVERSOS:

Al utilizar las cánulas indicadas pueden presentarse las complicaciones siguientes:

- 1- Disección
- 2- Colocación incorrecta
- 3- Perforación
- 4- Tromboquinesis
- 5- Embolismo por aire.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACION:

- No exponer a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 60°C. Evitar la humedad. Almacenar a temperatura ambiente.

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO

DIRECCION TECNICA: MARCELA F. MOREIRA. FARMACEUTICA. M.N.: 11.567

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-821-114



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROT, E, INST, DE USO-Cardiopack Argentina S.A.,

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.06.08 19:53:13 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.06.08 19:53:14 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-003067-20-6

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-0047-3110-003067-20-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Cardiopack Argentina S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Cánula Pediátrica PU

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-206 Cánulas, de Otro Tipo

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Sorin Group Italia SRL

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las Cánulas Pediátricas PU se han diseñado para canular los vasos arteriales o venosos , a través de un acceso en la arteria aorta o vena cava durante operaciones de cirugía cardiopulmonar de hasta seis horas de duración.

Modelos:

PUN 0013, PUN 0027, PUN 0028, PUN 0029, PUN 0031, PUN 0032, PUN 0033, PUN 0034, PUN 0035, PUN 0038, PUN 0046, PUN 0048, PUN 0049, PUN 0050, PUN 0051, PUN 0127, PUN 0128, PUN 0130, PUN 0131, PUN 0132, PUN 0133, PUN 0134, PUN

0139, PUN 0140, PUN 0141, PUN 0150, PUN 0151, PUN 0152, PUN 0153, PUN 0161,

PUN 0163, PUN 0164, BPUN 0013, BPUN 0027, BPUN 0028, BPUN 0029, BPUN 0032, BPUN 033, BPUN 0034, BPUN 0035, BPUN 0038, BPUN 0046, BPUN 0048, BPUN 0049, BPUN 0050, BPUN 0051, BPUN 0127, BPUN 0128, BPUN 0130, BPUN 0131, BPUN 0132, BPUN 0133, BPUN 0134, BPUN 0139, BPUN 0140, BPUN 0141, BPUN 0150, BPUN 0151, BPUN 0152, BPUN 0153, BPUN 0161, BPUN 0163, BPUN 0164

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Las cánulas se envasan en un pouch de tyvek-bilaminado en forma individual.

Las cánulas se empacan en cajas de cartón a razón de 10 unidades por caja.

Método de esterilización: Oxido de Etileno

Nombre del fabricante:

SORIN GROUP ITALIA S.r.l

Lugar de elaboración:

Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-821-114, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-003067-20-6

AM