



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004770-21-1

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-004770-21-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones FRANLAU SRL solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca DEMETECH nombre descriptivo sutura quirúrgica de poliglecaprona 25 reabsorbible y nombre técnico suturas , de acuerdo con lo solicitado por FRANLAU SRL , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2021-87084519-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 2507-5 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 2507-5

Nombre descriptivo: sutura quirúrgica de poliglecaprona 25 reabsorbible

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-896 - suturas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): DEMETECH

Modelos:
DemeCAPRONE

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las suturas sintéticas absorbibles de POLIGLECAPRONA 25 de DemeTECH son indicadas para su uso en la

aproximación y/o ligadura de tejidos suaves, pero no para el uso en cirugías cardiovasculares, neurológicas o en cirugía oftalmológica.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: na

Forma de presentación: cajas x 12 unidades estériles envasadas unitariamente

Método de esterilización: ETO

Nombre del fabricante:

DEMETECH CORP

Lugar de elaboración:

14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos

Expediente N° 1-0047-3110-004770-21-1

N° Identificador Trámite: 30396

AM

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS

CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

PROYECTO DE RÓTULO

1. Fabricante: DEMETECH CORP. – 14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos
2. Importador: Franlau SRL – Marconi 726, Dpto 4, Godoy Cruz, Mendoza
Sutura quirúrgica de poliglecaprone 25 reabsorbible - Marca: Demetech, modelo: DemeCAPRONE, códigos: según corresponda (calibre, longitud, tipo de sutura, tamaño y tipo de aguja)
1. PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO
2. No utilizar si el envase se encuentra dañado
3. ESTÉRIL / ETO
4. Lote Nº
5. Fecha de elab.
6. Fecha de vto.
7. Almacenar por debajo de 25°C, lejos de la humedad y el calor directo. No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
8. Ver "Instrucciones para Uso" en el envase
9. Precauciones y Advertencias, contraindicaciones en el envase
10. Directora Técnica: Ana Cristina Juana Aznar, Farmacéutica, MP 2160
11. Autorizado por la A.N.M.A.T PM-2507-5
12. "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"



FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA FARM. MEDICOS
FARMACIUBUS: ANA C. AZNAR
MAY. 21.60
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

3. Fabricante: DEMETECH CORP. – 14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos
4. Importador: Franlau SRL – Marconi 726, Dpto 4, Godoy Cruz, Mendoza
Sutura quirúrgica de poliglecapróna 25 reabsorbible - Marca: Demetech, modelo: DemeCAPRONE, códigos: según corresponda (calibre, longitud, tipo de sutura, tamaño y tipo de aguja)
5. PRODUCTO MEDICO DE UN SOLO USO
6. No utilizar si el envase se encuentra dañado
7. ESTÉRIL / ETO
8. Almacenar por debajo de 25°C, lejos de la humedad y el calor directo. No utilizar después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
9. Ver "Instrucciones para Uso" en el envase
10. Precauciones y Advertencias, contraindicaciones en el envase
11. Directora Técnica: Ana Cristina Juana Aznar, Farmacéutica, MP 2160
12. Autorizado por la A.N.M.A.T PM-2507-5
13. "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias"

INDICACIÓN, FINALIDAD O USO AL QUE SE DESTINA

Las suturas sintéticas absorbibles de POLIGLECAPRONA 25 de DemeTECH son indicadas para su uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos suaves, pero no para el uso en cirugías cardiovasculares, neurológicas o en cirugía oftalmológica.

3. PRECAUCIONES, RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIALES Y ACLARACIONES SOBRE EL USO DEL PRODUCTO MÉDICO



FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmacéutica: ANA C. AZNAR
MP 2160
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS

CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

REACCIONES

Las suturas quirúrgicas de POLIGLECAPRONA 25 de DemeTECH producen una reacción inflamatoria mínima aguda en el tejido, el cual es seguido de una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la fuerza de tensión y absorción eventual de la sutura sintética absorbible de POLIGLECAPRONA 25 ocurre por medio de la hidrólisis. La absorción empieza como pérdida de la fuerza de tensión seguido de pérdida de masa. La absorción es esencialmente completada en aproximadamente de 90 a 110 días.

Post Implantación	Fuerza original restante aproximada
7 días	75%
14 días	40%
21 días	14%
28 días	0%

CONTRAINDICACIONES

Esta sutura, al ser absorbible, no debe de ser usada donde se requiera aproximación extendida del tejido.

ADVERTENCIAS

- No re-esterilizar. Estéril a menos que el empaque haya sido abierto o dañado.
- Descartar suturas abiertas que no hayan sido utilizadas.
- Almacenar a temperatura ambiente.
- Evitar exposición prolongada a temperaturas elevadas.
- Como con cualquier material extraño en el cuerpo, el contacto prolongado de esta o cualquier sutura con soluciones salinas, como las encontradas en el tracto urinario o biliar, puede resultar en la formación de cálculos.



FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmacéuticos: ANA C. AZNAR
MAT. 21 00
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.


DISTRIBUCIONES MEDICAS
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

- Usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y técnicas quirúrgicas que involucren suturas sintéticas absorbibles, antes de emplear suturas quirúrgicas de POLIGLECAPRONA 25 de DemeTECH, para cerrar heridas; ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar con el sitio de aplicación y el material de sutura utilizado.
- Prácticas quirúrgicas aceptables deben de seguirse con respecto al drenaje y cierre de heridas infectadas o contaminadas.
- El uso de esta sutura puede ser inapropiado para pacientes con cualquier condición, la cual según la opinión del cirujano, puede causar o contribuir en un retraso en la curación de la herida. El uso de suturas no-absorbibles complementarias debe de considerarse por el cirujano al momento de cerrar sitios sujetos a expansión, estiramiento, distensión o que requieran soporte adicional.
- Los usuarios deben tener cuidado al manipular agujas quirúrgicas para evitar lesiones por pinchazo de aguja accidental. Deseche las agujas usadas en recipientes
- No vuelva a usar. La reutilización de productos de un solo uso puede causar la contaminación cruzada y afectar a la seguridad de los dispositivos, el rendimiento y la eficacia, exponer a los pacientes y al personal a riesgos innecesarios. El diseño y el material utilizado no son compatibles con los procedimientos de limpieza y esterilización convencionales.

PRECAUCIONES

- Bajo ciertas circunstancias, procedimientos ortopédicos, inmovilización por soporte externo puede ser empleado a discreción del cirujano.
- Las suturas para piel que deban permanecer en la herida por más de 7 días puede causar irritación localizada y deben ser removidas o cortadas como es indicado.
- En el manejo de la sutura quirúrgica, se debe tener cuidado para evitar el daño por manejo. Evitar el aplastamiento y las abrasiones ocasionadas por el uso o aplicación de instrumentos quirúrgicos como fórceps o porta agujas. La adecuada seguridad del anudado requiere de la técnica quirúrgica aceptada de anudado de suturas y el uso de puntos adicionales como aseguramiento



FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmaceuticos: ANA C. AZNAR
MAT. 2100
MARCONI 726 - DPTO. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS
CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

en dependencia de las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano. El uso de puntos adicionales es particularmente apropiado cuando se anudan suturas de monofilamentos.

- Para evitar el daño de las puntas de las agujas y el área de unión de la aguja con la sutura, sostener la aguja en un punto a una distancia de (1/3) o (1/2) de la longitud de la unión de la aguja a la sutura hasta el punto final. Re-amoldar las agujas puede causar que pierdan fuerza y sean menos resistentes al doblaje o al rompimiento. Usuarios deben de ejercer extremo cuidado cuando manejan agujas quirúrgicas para evitar pinchazos inadvertidos. Descartar agujas usadas en contenedores 'fuertes' destinados para esa función.
- Se debe tomar en consideración el uso de suturas absorbibles en el tejido con suministro deficiente de sangre ya que puede ocurrir la extrusión de sutura y la absorción retardada.
- Las agujas rotas pueden resultar en cirugías extensas o adicionales o cuerpos extraños residuales y pinchazos accidentales con agujas quirúrgicas contaminadas puede resultar en la transmisión de agentes patógenos transmitidos por la sangre.

REACCIONES ADVERSAS

Efectos adversos, que pueden estar relacionados al uso de este producto, incluyen:

- Dehiscencia de la herida.
- Dificultad para proveer el soporte necesario para las heridas en sitios donde haya expansión, estiramiento o distensión.
- Dificultad en proveer el soporte en pacientes con condiciones que pueden retrasar la curación de la herida.
- Irritación localizada cuando suturas son dejadas en la piel por más de 7 días.
- Formación de cálculos en tractos urinarios y biliares cuando tiene contacto prolongado con soluciones salinas como la orina o jugos biliares.
- Aumento de la capacidad infecciosa bacteriana.



FRANLAU S.R.L.
DISTRIBUIDORA PROD. MEDICOS
Farmacéutica: ANA, C. AZMAR
R.M.T. 2150
MARCONI 726 - DTD. 4 - GODOY CRUZ
TEL. 0261 156546830



FRANLAU S.R.L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE

FRANLAU S.R.L.

DISTRIBUCIONES MEDICAS

CUIT 30-71432154-0

MARCONI 726 – Dpto. 4
GODOY CRUZ, MENDOZA
CEL.:0261-156546830
eduardorissopatron@speedy.com.ar

- Reacción inflamatoria mínima ligera del tejido e irritación local transitoria.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Es recomendado que las suturas sean almacenadas debajo de 25°C y se mantengan lejos de fuentes directas de calor y humedad. Observar cuidadosamente la fecha de expiración.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Cajas conteniendo 12 unidades estériles envasadas unitariamente

VIDA ÚTIL

5 años



FRANLAU S. R. L.
CUIT. 30-71432154-0
EDUARDO RISSO PATRON
SOCIO GERENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROT, E, INST, DE USO- FRANLAU S.R.L.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.15 21:07:37 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.15 21:07:37 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-004770-21-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-004770-21-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por FRANLAU SRL ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: sutura quirúrgica de poliglecaprona 25 reabsorbible

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
13-896 - suturas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): DEMETECH

Modelos:
DemeCAPRONE

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las suturas sintéticas absorbibles de POLIGLECAPRONA 25 de DemeTECH son indicadas para su uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos suaves, pero no para el uso en cirugías cardiovasculares, neurológicas o en

cirugía oftalmológica.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: na

Forma de presentación: cajas x 12 unidades estériles envasadas unitariamente

Método de esterilización: ETO

Nombre del fabricante:

DEMETECH CORP

Lugar de elaboración:

14175 NW 60th Ave., Miami Lakes, FL 33014 Estados Unidos

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 2507-5 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-004770-21-1

N° Identificadorio Trámite: 30396