



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación e*  
*Institutos*  
*A.N.M.A.T*

2010 "Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

DISPOSICIÓN Nº **3491**

BUENOS AIRES, **02 JUL 2010**

VISTO el Expediente Nº 1-47-21835-09-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones Agimed S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.



DISPOSICIÓN Nº **3491**

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca RESPIRONICS, nombre descriptivo Sistemas de asistencia ventilatoria BiPAP y nombre técnico Dispositivos para la Respiración, Autónomos, de acuerdo a lo solicitado, por Agimed S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 10 y 11 a 24 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1365-38, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-21835-09-1

DISPOSICIÓN Nº **3491**

  
DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO  
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° **3491**.....

Nombre descriptivo: Sistemas de asistencia ventilatoria BiPAP

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-089 - Dispositivos para la  
Respiración, Autónomos

Marca de (los) producto(s) médico(s): RESPIRONICS.

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Para proporcionar ventilación no invasiva en pacientes  
adultos de peso mayor a 30Kg que requieran tratamiento de insuficiencia  
respiratoria o de la apnea obstructiva del sueño, a través de la aplicación no invasiva  
de una máscara.

Modelo/s: BiPAP Harmony, BiPAP Synchrony.

Período de vida útil: cinco (5) años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) RESPIRONICS Inc.

2) RESPIRONICS GEORGIA Inc.

3) MINI MITTER COMPANY Inc.

Lugar/es de elaboración: 1) 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, EEUU.

2) 175 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144, EE UU.

3) 20300 Empire Avenue, Building B-3, Bend, OR 97701, EEUU.

Expediente N° 1-47-21835-09-1

DISPOSICIÓN N°

**3491**

  
DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación e*  
*Institutos*  
*A.N.M.A.T*

2010 "Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

3491

DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.

Agimed

PROYECTO DE RÓTULO Anexo III.B.

RESPIRONICS BIPAP®



Importado por:

AGIMED S.R.L.

Belgrano 1215 Piso 10 Ofic. 105. Ciudad de Buenos Aires

Fabricado por:

RESPIRONICS

1001 Murry Ridge Lane Murrysville  
PA 15668 - EE. UU.


RESPIRONICS GEORGIA INC.

175 Chastain Meadows Court  
Kennesaw, GA 30144 - EEUU.

MINI MITTER COMPANY INC

Una compañía de RESPIRONICS INC.  
Building B-3, Bend, OR 97701 - EEUU

Sistema de asistencia ventilatoria Respironics BiPAP® [Modelo]

Ref#: \_\_\_\_\_ N°/Serie xxxxxxx  \_\_\_\_\_




IPX1




Director Técnico: Leonardo Gómez. Bioingeniero Mat. N°:5545


Cond de Venta: \_\_\_\_\_

Producto autorizado por ANMAT PM-1365-38

  
Dip. g. LEONARDO GÓMEZ  
Mat. COPINFC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.

  
MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.





- *Efectos secundarios posibles de la terapia de presión positiva no invasiva:*
  - ⇒ *Molestia en los oídos*
  - ⇒ *Conjuntivitis*
  - ⇒ *Escoriación cutánea debida a mascarillas no invasivas*
  - ⇒ *Distensión gástrica (aerofagia)*

**Ap. 3.3 :****Accesorios****ADICIÓN DE OXÍGENO AL DISPOSITIVO**

Se puede añadir oxígeno en la conexión de la mascarilla. Tenga en cuenta las advertencias que se enumeran a continuación al utilizar oxígeno con el dispositivo.

**ADVERTENCIA:** Si utiliza oxígeno, el dispositivo debe estar equipado con la válvula de presión de Respironics (número de pieza 302418). La omisión de la válvula de presión podría ser causa de peligro de incendio.

**ADVERTENCIA:** El oxígeno acelera la combustión. Mantenga el dispositivo y los recipientes de O<sub>2</sub> alejados del calor, las llamas desprotegidas, sustancias oleaginosas u otras fuentes de combustión. No fume en zonas próximas al dispositivo o al depósito de O<sub>2</sub>.

**ADVERTENCIA:** Si utiliza oxígeno con el dispositivo, el suministro de oxígeno debe cumplir con las normativas locales acerca del uso de oxígeno médico.

**ADVERTENCIA:** Cuando use oxígeno con este sistema, encienda el dispositivo antes de activar el oxígeno.


Desconecte el oxígeno antes de desconectar el dispositivo. Esto evitará que se acumule oxígeno en el dispositivo.

**3.1 (2.8); 3.4 :****Instrucciones de empleo :****CÓMO ENCHUFAR EL DISPOSITIVO**

El dispositivo BIPAP puede funcionar con alimentación de CA o CC.

**ADVERTENCIA:** La opción de alimentación de CC no debe utilizarse como batería de reserva mientras se utiliza la alimentación de CA.

**ADVERTENCIA:** Para un uso correcto, la fuente de alimentación debe colocarse derecha sobre la base, tal como se ilustra en la siguiente figura :



Cómo enchufar la fuente de alimentación de CA

**USO DE ALIMENTACIÓN DE CA**

Siga estos pasos para utilizar alimentación de CA:


1. Enchufe el extremo con clavijas del cable de la fuente de alimentación de CA en una toma de corriente eléctrica.
2. La fuente de alimentación de CA externa está provista de una sujeción del cable para evitar tensiones sobre el cable de alimentación de CA. Envuelva el cable alrededor de la sujeción del cable de la fuente de alimentación de CA con la atadura de cable incluida en la fuente de alimentación.

**ADVERTENCIA:** No enchufe nunca la fuente de alimentación de CA en una toma de corriente que esté controlada por un interruptor de pared.

**ADVERTENCIA:** Coloque los cables de manera que no se tropiece con ellos.

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.

3431



# INSTRUCCIONES DE USO Anexo III.B RESPIRONICS BIPAP®

3. Sin tensar del todo el cable, conecte el cable del otro lado de la fuente de alimentación a una de las entradas de alimentación del dispositivo, tal como se ilustra en la anterior figura. El cable de alimentación tiene un conector de cierre. Para enchufar el cable correctamente:

- a. Tire del mecanismo de cierre hacia atrás.
- b. Introduzca el conector en su lugar.
- c. Suelte el cierre.

NOTA: Puede enchufar el cable en cualquiera de las tomas de corriente en la parte posterior del dispositivo.

- 4. Enrolle el cable sobrante en la sujeción del cable del dispositivo, para así evitar las tensiones sobre el cable de alimentación.
- 5. Compruebe que todas las conexiones estén bien hechas.

NOTA: Si necesita desconectar el cable de alimentación del dispositivo, deslice el conector de cierre hacia atrás y luego retire el cable de alimentación.

### USO DE ALIMENTACIÓN DE CC

El dispositivo BIPAP puede funcionar con alimentación de CC mediante el adaptador de alimentación de CC de Respironics. Consulte las instrucciones del adaptador de alimentación de CC para obtener más información.

**PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CC de Respironics, disponible a través del profesional médico. El uso de cualquier otro sistema puede ocasionar daños al dispositivo BIPAP o al vehículo.

**PRECAUCIÓN:** Si utiliza alimentación de CC proveniente de la batería de un vehículo, no deberá utilizar el dispositivo BIPAP cuando el motor del vehículo esté en marcha. Si lo hace, el dispositivo o el vehículo podrían sufrir daños.


### ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO

1. Enchufe el dispositivo a una fuente de alimentación de CA o CC para que se encienda. Suena una alarma de confirmación y los botones del teclado de control se iluminan.

NOTA: Si la alarma no suena o si los botones no se encienden, es necesario revisar el dispositivo. Llame al profesional.

Durante este paso aparecen inicialmente varias pantallas:

a. La primera pantalla que aparece es la de autodiagnóstico, que se muestra en la figura es una prueba interna realizada por el dispositivo.




b. A continuación, aparece la pantalla de versión del software, tal como se muestra a continuación



NOTA: El número de versión (1.0), que se muestra en la figura, es sólo un ejemplo. El dispositivo puede tener instalada una versión posterior del software.

c. La tercera pantalla es de horas del ventilador, que muestra el medidor de tiempo del ventilador en horas:




Pantalla de horas del ventilador)

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.


Bioing. LEONARDO GOMEZ  
Mat. COPITEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.





**INSTRUCCIONES DE USO Anexo III.B**  
**RESPIRONICS BIPAP®**

2. Pulse el botón para poner el dispositivo en el estado de funcionamiento (y para encender el flujo de aire), al efectuar esta acción aparece la pantalla de supervisión, que a continuación se muestra :



Pantalla de supervisión


Si se prescribe una frecuencia de apoyo programada fija, se mostrará RPM y Ti si el profesional médico establece la frecuencia respiratoria entre 4-30 RPM.

3. Póngase la mascarilla cuando se active el flujo de aire.
4. Asegúrese de que no haya fuga de aire desde la mascarilla en dirección a los ojos. Si esto ocurriera, ajuste la mascarilla y el arnés hasta que cese la fuga. Consulte las instrucciones incluidas con la mascarilla para más información.  
*NOTA: Una pequeña cantidad de fuga en la mascarilla es normal y aceptable. Corrija las fugas voluminosas de la mascarilla o cure la irritación de los ojos provocada por una fuga de aire tan pronto como sea posible.*
5. Si va a usar el dispositivo mientras duerme, intente colocar el tubo del dispositivo sobre la cabecera de la cama. Así, es posible que reduzca la tensión en la mascarilla.
6. Relájese. Respire normal y relajadamente por la nariz.

**SUPERVISIÓN DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS**

Es posible ver cuatro parámetros medidos: fuga, frecuencia respiratoria, ventilación por minuto y volumen corriente de aire espirado. Para acceder a estas pantallas desde las pantallas de Supervisión o en espera (Standby), pulse el pequeño botón circular de desplazamiento (●) que se encuentra junto al botón (RESET).


La siguiente figura muestra cómo navegar por las pantallas de los parámetros medidos :



Para regresar a la pantalla de supervisión o en espera (Standby) desde estas pantallas de parámetros medidos, pulse el botón SILENCE .

NOTA: Si se muestran estas pantallas desde la pantalla en espera (Standby), cada una de ellas mostrará un valor de cero debido a que no se administra ninguna terapia.

1. Pantalla LEAK (fuga) : Esta pantalla, que se ilustra en la figura, muestra el promedio de los valores de fuga para las seis respiraciones



2.Pantalla RR (frecuencia respiratoria)

Biing. LEONARDO GOMEZ  
Mat. COPITEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.

**MARCELO BACILE**  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.

3491



INSTRUCCIONES DE USO Anexo III.B  
RESPIRONICS BIPAP®




Esta pantalla, que se ilustra en la siguiente figura, muestra la frecuencia respiratoria promedio de las seis respiraciones previas.



Pantalla RR (frecuencia respiratoria)

3. Pantalla MinVent (ventilación por minuto)

Esta pantalla, que se ilustra en la figura, muestra la ventilación por minuto estimada de aire espirado (el volumen de aire recibido por minuto) en base al promedio de las seis respiraciones anteriores.




Pantalla MinVent (ventilación por minuto)

NOTA: El valor que se muestra para la ventilación por minuto de aire espirado es un cálculo aproximado.

4. Pantalla VTE (volumen corriente de aire espirado)

Esta pantalla, que se ilustra en la siguiente figura, muestra el volumen corriente de aire espirado, que es el volumen de cada respiración.



Pantalla VTE (volumen corriente de aire espirado)

NOTA: El valor que se muestra para volumen corriente de aire espirado es un cálculo aproximado.

Ap. 3.6 :

Interacción con otros Tratamientos y Dispositivos

- No utilice el dispositivo en presencia de una mezcla de anestésicos inflamables con con aire o con oxígeno u óxido nítrico.
- Al utilizar este producto en combinación con algún otro producto electromédico, se deben satisfacer los requisitos de la normativa IEC 60601-1-1 (requisitos de seguridad para sistemas médicos eléctricos).

Ap. 3.8. Limpieza y mantenimiento

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

Antes de limpiar el dispositivo o de realizar una operación de mantenimiento rutinario, asegúrese en todo momento de que el dispositivo no esté en funcionamiento y desconéctelo de la fuente de alimentación.

NOTA: Las siguientes instrucciones de limpieza son válidas sólo para el dispositivo BIPAP.

PRECAUCIÓN: No sumerja el dispositivo ni permita que entre ningún líquido en la caja, en el filtro de entrada ni en ninguna abertura.

Limpie el panel frontal y el exterior de la caja según sea necesario con un paño humedecido en agua y un detergente suave. Espere a que el dispositivo se seque por completo antes de enchufar el cable de alimentación. Lave cuidadosamente el tubo reutilizable del circuito en una solución de agua templada y detergente suave. Enjuague bien y seque al aire.

LIMPIEZA O CAMBIO DE LOS FILTROS DE ENTRADA


El dispositivo cuenta con dos filtros extraíbles en la entrada de aire. El filtro de espuma gris se puede lavar y volver a utilizar. El filtro ultrafino blanco opcional es desechable. En condiciones de uso normales, el filtro de espuma gris se debe limpiar al menos una vez cada dos semanas y sustituir cada seis meses. El filtro blanco ultrafino es desechable y debe cambiarse después de 30 noches de uso o antes, si parece estar sucio. No intente limpiar el filtro ultrafino porque lo dañará.

NOTA: Los filtros de entrada sucios podrían provocar temperaturas de funcionamiento altas que podrían afectar al funcionamiento. Examine los filtros de entrada con regularidad, según sea necesario, para garantizar la integridad y la limpieza del sistema.

Dr. Ing. LEONARDO  
Mat. COPIPEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.


MARCELO HACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.

3491




# INSTRUCCIONES DE USO Anexo III.B RESPIRONICS BIPAP®

1. Asegúrese de que el dispositivo no esté en funcionamiento y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared o de la fuente de alimentación de CC.
2. Tal como se muestra en la figura, retire la tapa del filtro mediante una presión suave sobre los laterales de la tapa y tirando de ella hacia fuera para sacarla del dispositivo.



Extracción de la cubierta del filtro



Extracción de los filtros


3. Extraiga los filtros de la caja, desprendiendo suavemente los bordes. El filtro superior es el filtro de espuma gris reutilizable. El filtro inferior es el filtro ultrafino blanco desechable opcional.
  4. Examine los filtros con regularidad para comprobar la limpieza e integridad.
  5. Si fuera necesario, lave el filtro de espuma gris en agua caliente con un detergente suave. Enjuague a conciencia para eliminar todos los restos de detergente. Espere a que el filtro se seque completamente antes de volver a colocarlo.  
Si el filtro de espuma está roto, cámbielo. (Sólo se pueden utilizar como repuesto los filtros proporcionados por Respironics.)
- PRECAUCIÓN:** Nunca instale un filtro mojado en el dispositivo. Se recomienda limpiar el filtro por la mañana y alternar el uso de los dos filtros de espuma gris incluidos con el sistema para garantizar un tiempo de secado suficiente del filtro que se ha limpiado.
6. Si el filtro ultrafino está sucio o rasgado, cámbielo.
  7. Vuelva a colocar los filtros. Si utiliza el filtro blanco ultrafino opcional, colóquelo contra el filtro de espuma gris, de manera que el lado más suave del filtro ultrafino esté en contacto con el filtro de espuma gris. Deslice los filtros en la entrada de aire ubicada en la parte posterior del dispositivo y empújelos dentro de la cavidad. Una vez que se hayan instalado los filtros, el lado de plástico del filtro blanco, que es más duro, estará en contacto con el interior del dispositivo.
  8. Vuelva a colocar la cubierta del filtro. Póngase en contacto con el profesional médico para solicitar filtros adicionales.

### Ap. 3.9 : CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO BIPAP

#### INSTALACIÓN DE LOS FILTROS DE AIRE

El dispositivo utiliza uno o dos filtros extraíbles en la entrada de aire. El filtro ultrafino blanco es desechable y opcional. El filtro de espuma gris se debe instalar antes de poner en funcionamiento el dispositivo. Este filtro puede lavarse y volver a utilizarse.

**PRECAUCIÓN:** Para un correcto funcionamiento se requiere un filtro de espuma intacto y correctamente instalado.



Instalación de los filtros de aire

Biólog. LEONARDO GÓMEZ  
Mat. COPITEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.


Para instalar los filtros de aire, siga los siguientes pasos:

1. Si utiliza el filtro blanco ultrafino opcional, colóquelo contra el filtro de espuma gris, de manera que el lado más suave del filtro ultrafino esté en contacto con el filtro de espuma gris. Una vez que se hayan instalado los filtros, el lado de plástico del filtro blanco, que es más duro, estará en contacto con el interior del dispositivo.
2. Deslice los filtros hacia el interior de la entrada de aire en la parte posterior del dispositivo (introduciendo primero el filtro blanco, en caso de que lo utilice). Empújelos hacia abajo dentro de la cavidad, tal como se muestra en la figura.

3491

Agimed

INSTRUCCIONES DE USO Anexo III.B  
RESPIRONICS BIPAP®



- 3. Colóquela de manera que la pequeña abertura en ella quede abajo.
- 4. Encaje la tapa a presión en su lugar.

NOTA: La tapa del filtro se debe instalar con la apertura de entrada de aire en la parte inferior.


UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Coloque el dispositivo sobre su base en algún lugar de fácil acceso o donde vaya a utilizarlo. Asegúrese de que la entrada de aire ubicada en la parte posterior del dispositivo no esté bloqueada. Ponga el dispositivo sobre una superficie firme y plana. Si bloquea el flujo de aire alrededor del dispositivo, es posible que éste no funcione correctamente.

CONEXIÓN DEL CIRCUITO RESPIRATORIO

Para conectar el circuito respiratorio al dispositivo, siga los siguientes pasos:

- 1. Conecte un extremo del tubo del circuito a la salida del filtro antibacteriano (en caso de que utilice uno) y conecte la entrada del filtro antibacteriano al conector de mayor tamaño en el dispositivo, tal como se ilustra en la figura.




Si no va a utilizar un filtro antibacteriano, conecte el extremo del tubo del circuito directamente al conector de salida en el dispositivo.


NOTA: Siga las recomendaciones del profesional médico para utilizar el filtro antibacteriano opcional.

- 2. Conecte el tubo a la mascarilla:


A. Si utiliza una mascarilla con un conector espiratorio incorporado, conecte el conector de la mascarilla al tubo del circuito, tal como se muestra en la siguiente figura :



Si utiliza una mascarilla con un dispositivo espiratorio independiente, conecte el extremo abierto del tubo del circuito al dispositivo espiratorio, tal como se muestra en la figura. Coloque el dispositivo espiratorio de manera que el aire se expulse en una dirección que no sea hacia la cara.




Conecte el conector de la mascarilla al dispositivo espiratorio, tal como se ilustra en la siguiente figura.



Bioing. LEONARDO GOMEZ  
Mat. COPITEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.


MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.



Consulte las instrucciones de la mascarilla para obtener la información completa sobre su conexión.

**ADVERTENCIA:** El dispositivo espiratorio está diseñado para expulsar el CO2 del circuito del paciente. No bloquee ni selle los conectores del dispositivo espiratorio.

3. Conecte el arnés a la mascarilla. Consulte las instrucciones incluidas con el arnés. La figura muestra el circuito respiratorio del sistema ya instalado.



**Ap. 3.11 :**

**INTRODUCCIÓN A LAS ALARMAS**

El dispositivo proporciona tres niveles de alarma: alta, media y baja prioridad.

**Prioridad alta**

Estas alarmas requieren una respuesta inmediata. La señal de alarma consiste en un indicador LED rojo y un sonido que puede ser bien un patrón periódico formado por un pitido de dos segundos seguido de un silencio de dos segundos, o bien un patrón de tres pitidos seguido de una pausa y dos pitidos más. La pantalla muestra el símbolo  $\Delta$  en la parte superior.

Las tablas de la sección 7.3 muestran estos sonidos con los siguientes símbolos: ••••• o bien  $\blacksquare$   $\blacksquare$  .

**Prioridad media**


Estas alarmas requieren respuesta lo antes posible. La señal de alarma consiste en un indicador LED amarillo y un sonido que repite un patrón de tres pitidos. La pantalla muestra el símbolo  $\Delta$  en la parte superior. La tabla de alarmas muestran estos sonidos con los siguientes símbolos: •••

**Prioridad baja**

Estas alarmas requieren que se les preste atención. La señal de alarma consiste en un indicador LED amarillo y un sonido que repite un patrón de dos pitidos. La pantalla muestra el símbolo  $\Delta$  en la parte superior. Las tablas de la sección 7.3 muestran estos sonidos con los siguientes símbolos: ••

Algunas alarmas audibles se cancelan por sí solas. Esto significa que la alarma deja de sonar cuando se corrige la causa.

Los indicadores LED de alarma se muestran en la figura :



Indicadores LED de alarma


**QUÉ HACER CUANDO SE PRESENTA UNA ALARMA**

El siguiente ejemplo es válido para la mayoría de las condiciones de alarma. Siga estos pasos salvo que se indique lo contrario en las tablas de alarmas que figuran a continuación.

1. Observe los indicadores de la alarma y escuche el sonido de la alarma.


El indicador LED de alarma se enciende (ver figura)

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.




**Agimed** INSTRUCCIONES DE USO Anexo III.B  
**RESPIRONICS BIPAP®**

El indicador LED de alarma se enciende



- Observe el color del indicador LED y si éste es fijo o parpadea.  
2. Observe si aparece un texto en la pantalla.



El símbolo aparece en la parte superior de la pantalla para indicar que hay una alarma. Es posible que aparezcan otros códigos y símbolos, según el tipo de alarma.

3. Pulse el botón para silenciar temporalmente la alarma (durante un minuto). El sistema regresa a la pantalla que había antes de que se produjese la alarma.  
4. Busque la alarma en las tabla de alarmas que aparecen en la sección y lleve a cabo la acción especificada.  
5. Pulse el botón para cancelar la alarma.


**TABLA DE ALARMAS**

1. Alarmas de prioridad alta :

LED de alarma	Sonido de alarma	Mensaje en la pantalla	Acción del dispositivo	Posible causa	Su acción
Rojo intermitente	•••••	parpadean	Funciona	El circuito respiratorio está desconectado o tiene una fuga voluminosa.	Pulse el botón  para restablecer la alarma. Vuelva a conectar el circuito o arregle la fuga.
Rojo intermitente	•••••	<b>A</b> parpadean	Funciona	Ocurrió un acontecimiento de apnea durante la terapia.	Pulse el botón  para restablecer la alarma. Siga utilizando el dispositivo. Informe de la alarma al profesional médico.
Rojo intermitente	•••••	Los símbolos <b>MinVent</b> parpadean	Funciona	Se produjo un acontecimiento de ventilación por minuto baja durante la terapia.	Pulse el botón  para restablecer la alarma. Desconecte la fuente de alimentación del dispositivo. Restablezca la alimentación. Si la alarma continúa, informe de ello al profesional médico.
Rojo intermitente	•••••	parpadea y aparece un código de error ("Err")	Se apaga. No se puede volver a encender el ventilador.	Fallo del dispositivo	Pulse el botón  para restablecer la alarma. Desconecte la fuente de alimentación del dispositivo. Restablezca la alimentación. Si la alarma continúa, informe de ello al profesional médico.
Rojo intermitente	•••••	Los símbolos  y <b>cm H<sub>2</sub>O</b> parpadean	Funciona	Fuga o bloqueo excesivos, mal funcionamiento del dispositivo.	Pulse el botón  para restablecer la alarma. Compruebe si sucede lo siguiente: filtros de entrada sucios, entrada de aire bloqueada o fuga excesiva en el circuito. Si la alarma continúa, llame al profesional médico.
Rojo fijo	■ ■	Pantalla en blanco	Se apaga	La batería está descargada.  o bien  Se ha perdido la alimentación mientras el dispositivo estaba administrando terapia.	Pulse el botón  para silenciar la alarma.  Desconecte la fuente de alimentación de CC del dispositivo. Cambie la batería por una nueva y vuelva a encender el dispositivo. O bien, busque una fuente de alimentación de CA fiable.  Restablezca la alimentación. Si la alarma continúa, llame al profesional médico.

Bioing. LEONARDO GOMEZ  
Mat. CQPITEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.



2. Alarmas de prioridad media :

Alarma LED	Sonido de alarma	Mensaje en la pantalla	Acción del dispositivo	Posible causa	Su acción
Amarillo parpadeante Alimentación de CC LED intermitente	• • •		Funciona	Batería prácticamente descargada.	Pulse el botón  para restablecer la alarma. Cambie la batería por una nueva. Si la alarma continúa, póngase en contacto con el profesional médico.

3. Alarmas de prioridad baja :

Alarma LED	Sonido de alarma	Mensaje en la pantalla	Acción del dispositivo	Posible causa	Su acción
Amarillo fijo	• •	parpadea y aparece un código de error de tarjeta ("Cxx")	Funciona	Hay un problema con la tarjeta SmartCard insertada en la ranura de conectividad para tarjetas SmartCard. Es posible que la tarjeta SmartCard se haya insertado al revés.	Confirme que la tarjeta SmartCard este correctamente insertada. Si la alarma continúa, extraiga la tarjeta SmartCard del dispositivo y póngase en contacto con el profesional médico.
Amarillo fijo Alimentación de CC LED intermitente	• •		Funciona	Se ha producido una pérdida de alimentación de CA en el dispositivo y éste funciona ahora con alimentación de CC. La alarma notifica que, sólo al encender, la fuente de alimentación es la batería.	Pulse el botón  para restablecer la alarma. Compruebe la alimentación de CA. Busque una fuente de alimentación fiable. Proporcione alimentación de CA si no quiere utilizar una batería; de lo contrario, no se requiere ninguna otra acción.
Amarillo fijo Alimentación de CA LED intermitente	• •	Sin cambios	Funciona	La fuente de alimentación de CA está fuera del rango de especificación (< 22 V CC) o hay una línea de detección de batería defectuosa en el adaptador de alimentación de CC.	Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. Si la alarma continúa produciéndose, póngase en contacto con el profesional médico.
Amarillo fijo	• •	Los símbolos  y  con H <sub>2</sub> O parpadean	Funciona	El dispositivo ha descargado correctamente la prescripción de la tarjeta SmartCard.	Retire la tarjeta SmartCard del dispositivo. Si la alarma continúa produciéndose, póngase en contacto con el profesional médico.

• 3.12 :

**PRECAUCIONES ADICIONALES :**

- Si utiliza oxígeno con el dispositivo, el flujo de oxígeno se debe cerrar cuando el dispositivo no esté en uso.
- Si utiliza oxígeno, el dispositivo se debe equipar con la válvula de presión de Respironics (número de pieza 302418). La omisión de la válvula de presión podría ser causa de peligro de incendio.
- El oxígeno facilita la combustión. No se debe utilizar oxígeno cuando se está fumando ni en presencia de una llama desprotegida.
- No utilice el dispositivo si la temperatura ambiente es superior a 35 °C. Si el dispositivo se utiliza a temperaturas ambiente por encima de los 35 °C, la temperatura del flujo de aire podría sobrepasar los 41 °C y causar irritación en las vías respiratorias.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol ni lo utilice cerca de un radiador o aparato de calefacción, ya que ello puede aumentar la temperatura del aire que sale de éste.
- Para un uso correcto, la fuente de alimentación se debe colocar derecha y sobre la base.
- Cuando use el dispositivo con un humidificador, coloque el humidificador de manera que el nivel de agua del humidificador esté a una altura menor que la suya y que el humidificador esté al mismo nivel o a uno inferior que el dispositivo.

Bioing. LEONARDO GARCIA  
Mat. COPIER  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L



## COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

**GUIA ORIENTATIVA Y DECLARACION DEL FABRICANTE SOBRE EMISIONES ELECTROMAGNETICAS:** Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

PRUEBA DE EMISIONES	ESTÁNDARES	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO – GUÍA ORIENTATIVA
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	Este dispositivo utiliza energía RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y es poco probable que causen interferencias en los equipos electrónicos situados en las proximidades.  El dispositivo puede usarse en todo tipo de instalaciones, incluidos hogares e instalaciones directamente conectadas a la red pública de energía eléctrica de baja tensión.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de voltaje/Emisiones fluctuantes IEC 61000-3-3	Cumple	

**GUIA ORIENTATIVA Y DECLARACION DEL FABRICANTE SOBRE INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA:** Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.


PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO – GUÍA ORIENTATIVA
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, cemento o baldosa de cerámica. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa deberá ser del 30% como mínimo.
Transitorios Rápidos Eléctricos (burst) IEC 61000-4-4	± 2 kV para las líneas de suministro de corriente ± 1 kV para las líneas de entrada y salida	± 2 kV para redes de suministro ± 1 kV para las líneas de entrada y salida	La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno doméstico u hospitalario normal.
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV para modo común	La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno doméstico u hospitalario normal.
Caidas de tensión, interrupciones cortas y variaciones de voltaje en líneas de entrada del suministro de corriente IEC 61000-4-11	<5% U <sub>n</sub> (caída >95% en U <sub>n</sub> ) por 0,5 ciclos 40% U <sub>n</sub> (caída de 60% en U <sub>n</sub> ) por 5 ciclos 70% U <sub>n</sub> (caída de 30% en U <sub>n</sub> ) por 25 ciclos <5% U <sub>n</sub> (caída >95% en U <sub>n</sub> ) por 5 seg.	<5% U <sub>n</sub> (caída >95% en U <sub>n</sub> ) por 0,5 ciclos 40% U <sub>n</sub> (caída de 60% en U <sub>n</sub> ) por 5 ciclos 70% U <sub>n</sub> (caída de 30% en U <sub>n</sub> ) por 25 ciclos <5% U <sub>n</sub> (caída >95% en U <sub>n</sub> ) por 5 seg.	La calidad de la alimentación de red debe ser la de un entorno doméstico u hospitalario normal. Si el usuario del dispositivo requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de suministro de energía de la red eléctrica, se recomienda utilizar un suministro de corriente ininterrumpible o una batería con el dispositivo.
Campo magnético de frecuencia eléctrica (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia eléctrica deben tener niveles propios de un entorno doméstico u hospitalario normal.

NOTA: U<sub>n</sub> es el voltaje de la red principal de ca. antes de la aplicación del nivel de prueba.


Bioing. LEONARDO GOMEZ  
Mat. COPITEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.





**GUIA ORIENTATIVA Y DECLARACION DEL FABRICANTE SOBRE EMISIONES ELECTROMAGNETICAS:** Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de que se utilice en tal entorno.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CONFORMIDAD	ENTORNO ELECTROMAGNETICO - GUIA ORIENTATIVA
RF conducida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	<p>No deberán utilizarse equipos de comunicaciones de RF portátiles o móviles a una distancia de las piezas del dispositivo, incluidos los cables, menor que la distancia de separación recomendada, distancia calculada a partir de la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor.</p> <p><b>Distancia de separación recomendada:</b>  <math>d = 1,2 \sqrt{P}</math> 150 kHz a 80 MHz  <math>d = 1,2 \sqrt{P}</math> 80 MHz a 800 MHz  <math>d = 2,3 \sqrt{P}</math> 800 MHz a 2,5 GHz</p> <p>donde P es la potencia de salida máxima nominal del transmisor expresada en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada, expresada en metros (m).</p> <p>Las intensidades de campo de transmisores de RF fijos, según lo determinado por un estudio electromagnético del emplazamiento<sup>a</sup>, deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencia<sup>b</sup>.</p> <p>Podrían producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo: </p>
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	
<p>NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia superior.                  NOTA 2: Estas directrices pueden no ser válidas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.                  a: Las intensidades de campo de transmisores fijos, tales como estaciones base para radiotelefonos celulares o inalámbricos y radios portátiles, aparatos de radioaficionados, emisión radiofónica en AM y FM y radiodifusión televisiva no pueden predecirse con precisión a nivel teórico. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, deberá considerarse un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se utiliza el dispositivo, excede el nivel de conformidad RF correspondiente indicado más arriba, el dispositivo deberá observarse para verificar que su funcionamiento es normal. Si se observa un funcionamiento anormal, es posible que haya que tomar medidas adicionales, como volver a orientar y ubicar el dispositivo.                  b: En el intervalo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deberán ser inferiores a 3 V/m.</p>			

**DISTANCIAS DE SEPARACION RECOMENDADAS ENTRE ESTE DISPOSITIVO Y LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES RF PORTATILES Y MOVILES:** El dispositivo ha sido diseñado para su uso en entornos electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada estén controladas. El cliente o el usuario de este dispositivo puede contribuir a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles (transmisores) y este dispositivo, tal como se recomienda más abajo, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

MÁXIMA SALIDA DE POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR W	DISTANCIA DE SEPARACIÓN SEGUN LA FRECUENCIA DEL TRANSMISOR M		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

En el caso de los transmisores con una potencia de salida máxima nominal que no aparecen en la anterior lista, la distancia de separación recomendada d expresada en metros (m) puede estimarse mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima nominal del transmisor, expresada en vatios (W), según el fabricante del transmisor.  
 Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia superior.  
 Nota 2: Estas directrices pueden no ser válidas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

**Ap. 3.15 : Eliminación de Dispositivo**

**DIRECTRICES DE RECICLADO RAEE/RUSP**

Si debe cumplir con los requisitos de las directivas de reciclado RAEE/RUSP, consulte la página [www.respironics.com](http://www.respironics.com) para obtener información sobre cómo reciclar este producto

**ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA**

Deseche las baterías.

**ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO**

Con objeto de preservar el medio ambiente, la eliminación del dispositivo debe realizarse de acuerdo con las normativas locales.

**Ap. 3.16 :**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Ing. LEONARDO GOMEZ  
Mat. COPITEC 5545  
Director Técnico  
AGIMED S.R.L.

MARCELO BACILE  
SOCIO GERENTE  
AGIMED S.R.L.

Agimed LEONARDO  
 Mat. COPIE  
 Director Técnico  
 AGIMED S.R.L.

**BIPAP® Harmony®**

CPAP, espontánea (S), espontánea/cronometrada (S/T)

**Configuración**

IPAP	4 a 30 cm de H <sub>2</sub> O
EPAP	4 a 25 cm de H <sub>2</sub> O
CPAP	4 a 20 cm de H <sub>2</sub> O
Frecuencia respiratoria	0 a 30 BPM
Tiempo inspiratorio	0,5 a 3 segundos
Rise Time	100 a 600 microsegundos (1 a 6)
Rampa ventilatoria	0 a 45 minutos

**Características físicas**

Dimensiones	24 cm (largo) x 17 cm (ancho) x 11 cm (alto)
Peso	1,8 kilogramos

**Características eléctricas**

Voltaje de CA	100 a 240 V, 50/60 Hz
Voltaje de CC	12 V
Corriente alterna	1,25 amp máximo
Corriente continua	5,5 amp máximo

**Trigger y ciclo**

**Iniciación** Triggers automáticos con el algoritmo Auto-Trak™:

- Formación de señales
- Volumen de 6 CC por encima de la línea base

**Ciclos** Ciclos automáticos con el algoritmo Auto-Trak™:

- Umbral espiratorio espontáneo (SET)
- Formación de señales
- Tiempo inspiratorio máximo de 3 segundos
- Inversión del flujo

**Accesorios**

Batería externa	7 horas de autonomía en EPAP/IPAP de 4/20 cm de H <sub>2</sub> O y 12 bmp
Humidificador integrado	5 niveles de calor
Software de cumplimiento	Software Encore Pro y tarjeta SmartCard Encore, se pueden conectar al polígrafo Stardust II

**BiPAP® Synchrony®**

CPAP, espontánea (S), espontánea/cronometrada (S/T), cronometrada (T), control de presión (PC), tecnología AVAPS™

**Configuración**

IPAP mínima	EPAP a IPAP máxima
IPAP máxima	IPAP mínima a 30 cm de H <sub>2</sub> O
Vte deseado	200 ml a 1.500 ml
Alarma	Vte bajo (se puede desactivar)

IPAP	4 a 30 cm de H <sub>2</sub> O
EPAP	4 a 25 cm de H <sub>2</sub> O
CPAP	4 a 20 cm de H <sub>2</sub> O
Frecuencia respiratoria	0 a 30 BPM (PC y S/T) 4 a 30 BPM (T)
Tiempo inspiratorio	0,5 a 3 segundos
Rise Time	100 a 600 microsegundos (1 a 6)
Rampa ventilatoria	0 a 45 minutos

**Características físicas**

Dimensiones	24 cm (largo) x 17 cm (ancho) x 11 cm (alto)
Peso	1,8 kilogramos

**Características eléctricas**

Voltaje de CA	100 a 240 V, 50/60 Hz
Voltaje de CC	12 V
Corriente alterna	1,25 amp máximo
Corriente continua	5,5 amp máximo

**Activador y ciclo**


**Iniciación** Triggers automáticos con el algoritmo Auto-Trak™:

- Formación de señales
- Volumen de 6 CC por encima de la línea base

**Ciclos** Ciclos automáticos con el algoritmo Auto-Trak™:

- Umbral espiratorio espontáneo (SET)
- Tiempo inspiratorio máximo de 3 segundos
- Inversión del flujo

MARCELO BACILE  
 SOCIO GERENTE  
 AGIMED S.R.L.





Agimed

**INSTRUCCIONES DE USO Anexo III.B**  
**RESPIRONICS BIPAP®**
**Bipap Harmony y Synchrony**
**PRECISIÓN DE LOS CONTROLES**

Parámetro	Rango	Precisión
IPAP	de 4 a 30 cm H <sub>2</sub> O*	± 5 cm H <sub>2</sub> O**
EPAP	de 4 a 25 cm H <sub>2</sub> O*	± 5 cm H <sub>2</sub> O**
CPAP	de 4 a 20 cm H <sub>2</sub> O	± 5 cm H <sub>2</sub> O**
Frecuencia respiratoria	de 0 a 30 RPM	El valor mayor de ± 1 RPM o ± 10% del ajuste (cuando se mide sobre un período de 4 minutos)
Inspiración programada	de 0,5 a 3,0 segundos	± (0,1 + 10% del ajuste) segundos
Duración de rampa	de 0 a 45 minutos	± 10% del ajuste
Tiempo de subida	de 1 a 6 ***	± 25%****

\* Limitado a 25 cm H<sub>2</sub>O cuando se utiliza la función Bi-Flex en modo S.


\*\* La precisión de la presión dinámica es de ± 5 cm H<sub>2</sub>O medida en el extremo del circuito conectado al paciente con un dispositivo Whisper Swivel II y condiciones de flujo variables. La precisión de la presión estática es de ± 2 cm H<sub>2</sub>O medida en el extremo del circuito conectado al paciente con un dispositivo Whisper Swivel II y sin flujo del paciente.


\*\*\* El rango de valores corresponde a décimas de segundos (por ej., un ajuste de 4 indica un tiempo de subida de 0,4 segundos).

\*\*\*\* Medido en el extremo del circuito conectado al paciente con una unidad espiratoria Whisper Swivel II y un flujo nulo del paciente.

**PRECISIÓN DEL PARÁMETRO MEDIDO**

Parámetro	Precisión
Frecuencia respiratoria	Mayor que ±1 RPM o ±10% de la lectura cuando se mide durante un período de cuatro minutos
Volumen corriente espirado	± (25 + 0,15 de la lectura) ml
Ventilación por minuto espirada	± (1 + 0,15 de la lectura) L/min
Tasa de fuga	± (5 + 0,15 de la lectura) L/min

  
 Bioting. LEONARDO GOMEZ  
 Mat. COPITEC 5545  
 Director Técnico  
 AGIMED S.R.L.

  
 MARCELO BACILE  
 SOCIO GERENTE  
 AGIMED S.R.L.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
A.N.M.A.T

“2010 – “Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-21835-09-1

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **3491** y de acuerdo a lo solicitado por Agimed S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistemas de asistencia ventilatoria BiPAP

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-089 - Dispositivos para la Respiración, Autónomos

Marca de (los) producto(s) médico(s): RESPIRONICS.

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: Para proporcionar ventilación no invasiva en pacientes adultos de peso mayor a 30Kg que requieran tratamiento de insuficiencia respiratoria o de la apnea obstructiva del sueño, a través de la aplicación no invasiva de una máscara.

Modelo/s: BiPAP Harmony, BiPAP Synchrony.

Período de vida útil: cinco (5) años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) RESPIRONICS Inc.

2) RESPIRONICS GEORGIA Inc.

3) MINI MITTER COMPANY Inc.

Lugar/es de elaboración: 1) 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, EEUU.

2) 175 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144, EE UU.

3) 20300 Empire Avenue, Building B-3, Bend, OR 97701, EEUU.

Se extiende a Agimed S.R.L. el Certificado PM-1365-38, en la Ciudad de Buenos Aires, a ...02 JUL 2010..., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° 3491



DR. CARLOS CHIALE  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.