



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-007274-21-8

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-007274-21-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y  
CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones IMPLANTES FICO ALEMANA SA. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca FICO, BUTTELER, nombre descriptivo SISTEMA ENDOMEDULAR DE TITANIO y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, de acuerdo con lo solicitado por IMPLANTES FICO ALEMANA SA., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento IF-2022-25807398-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 14-71", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

#### DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 14-71

Nombre descriptivo: SISTEMA ENDOMEDULAR DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-027 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): FICO, BUTTELER.

Modelos:

Clavo Nail Pin Tibia, Clavo Nail Pin Fémur, Clavo Nail Pin Húmero, Clavo Nail Pin tipo BINAIL Ti I, Clavo Nail Pin tipo BINAIL Ti II, Clavo Nail Pin BINAIL Ti III, Clavo Nail Pin retrogrado Fémur, Clavo Nail Pin retrogrado Tibia, Clavo BHL.

## CODIGO DESCRIPCION

03OSCNPTIB0001 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x255mm Ti  
03OSCNPTIB0002 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x270mm Ti  
03OSCNPTIB0003 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x285mm Ti  
03OSCNPTIB0004 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x300mm Ti  
03OSCNPTIB0005 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x315mm Ti  
03OSCNPTIB0006 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x330mm Ti  
03OSCNPTIB0007 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x345mm Ti  
03OSCNPTIB0008 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x360mm Ti  
03OSCNPTIB0009 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x375mm Ti  
03OSCNPTIB0010 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x255mm Ti  
03OSCNPTIB0011 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x270mm Ti  
03OSCNPTIB0012 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x285mm Ti  
03OSCNPTIB0013 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x300mm Ti  
03OSCNPTIB0014 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x315mm Ti  
03OSCNPTIB0015 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x330mm Ti  
03OSCNPTIB0016 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x345mm Ti  
03OSCNPTIB0017 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x360mm Ti  
03OSCNPTIB0018 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x375mm Ti  
03OSCNPTIB0019 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x255mm Ti  
03OSCNPTIB0020 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x270mm Ti  
03OSCNPTIB0021 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x285mm Ti  
03OSCNPTIB0022 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x300mm Ti  
03OSCNPTIB0023 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x315mm Ti  
03OSCNPTIB0024 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x330mm Ti  
03OSCNPTIB0025 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x345mm Ti  
03OSCNPTIB0026 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x360mm Ti  
03OSCNPTIB0027 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x375mm Ti  
03OSCNPTIB0080 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x255mm Ti  
03OSCNPTIB0081 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x270mm Ti  
03OSCNPTIB0082 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x285mm Ti  
03OSCNPTIB0083 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x300mm Ti  
03OSCNPTIB0084 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x315mm Ti  
03OSCNPTIB0085 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x330mm  
03OSCNPTIB0086 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x345mm  
03OSCNPTIB0087 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x360mm  
03OSCNPTIB0088 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x375mm  
03OSCNPTIB0089 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x255mm  
03OSCNPTIB0090 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x270mm  
03OSCNPTIB0091 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x285mm  
03OSCNPTIB0092 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x300mm  
03OSCNPTIB0093 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x315mm  
03OSCNPTIB0094 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x330mm  
03OSCNPTIB0095 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x345mm  
03OSCNPTIB0096 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x360mm  
03OSCNPTIB0097 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x375mm

03OSCNPTIB0028 Tornillo Cortical 4.5x24mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0029 Tornillo Cortical 4.5x26mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0030 Tornillo Cortical 4.5x28mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0031 Tornillo Cortical 4.5x30mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0032 Tornillo Cortical 4.5x32mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0033 Tornillo Cortical 4.5x34mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0034 Tornillo Cortical 4.5x36mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0035 Tornillo Cortical 4.5x38mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0036 Tornillo Cortical 4.5x40mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0037 Tornillo Cortical 4.5x42mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0038 Tornillo Cortical 4.5x44mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0039 Tornillo Cortical 4.5x46mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0040 Tornillo Cortical 4.5x48mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0041 Tornillo Cortical 4.5x50mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0042 Tornillo Cortical 4.5x52mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0043 Tornillo Cortical 4.5x54mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0044 Tornillo Cortical 4.5x56mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0045 Tornillo Cortical 4.5x58mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0046 Tornillo Cortical 4.5x60mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0047 Tornillo Cortical 4.5x62mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0048 Tornillo Cortical 4.5x64mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0049 Tornillo Cortical 4.5x66mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0050 Tornillo Cortical 4.5x68mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0051 Tornillo Cortical 4.5x70mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0052 Tornillo Cortical 4.5x72mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0053 Tornillo Cortical 4.5x74mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0054 Tornillo Cortical 4.5x76mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0055 Tornillo Cortical 4.5x78mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0056 Tornillo Cortical 4.5x80mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0057 Tornillo Cortical 4.5x82mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0058 Tornillo Cortical 4.5x84mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0059 Tornillo Cortical 4.5x86mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0060 Tornillo Cortical 4.5x88mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0061 Tornillo Esponjosa 4.8x25mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0062 Tornillo Esponjosa 4.8x30mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0063 Tornillo Esponjosa 4.8x35mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0064 Tornillo Esponjosa 4.8x40mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0065 Tornillo Esponjosa 4.8x45mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0066 Tornillo Esponjosa 4.8x50mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0067 Tornillo Esponjosa 4.8x55mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0068 Tornillo Esponjosa 4.8x60mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0069 Tornillo Esponjosa 4.8x65mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0070 Tornillo Esponjosa 4.8x70mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0071 Tornillo Esponjosa 4.8x75mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0072 Tornillo Esponjosa 4.8x80mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0073 Tornillo Esponjosa 4.8x85mm RT-Ti

03OSCNPTIB0074 Tornillo Esponjosa 4.8x90mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0075 Tapon Roscado Extra Largo 5mm Ti  
03OSCNPTIB0076 Tapon Roscado Extra Largo 10mm Ti  
03OSCNPTIB0077 Tapon Roscado Extra Largo 15mm Ti  
03OSCNPTIB0078 Tapon Estándar Corto Ti  
03OSCNPTIB0079 Tapon Estándar Roscado Largo Ti  
03OSCNPTIS0901 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x260mm Ti  
03OSCNPTIS0902 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x275mm Ti  
03OSCNPTIS0903 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x290mm Ti  
03OSCNPTIS0904 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x305mm Ti  
03OSCNPTIS0905 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x320mm Ti  
03OSCNPTIS0906 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x335mm Ti  
03OSCNPTIS0907 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x350mm Ti  
03OSCNPTIS0908 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x365mm Ti  
03OSCNPTIS0909 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x380mm Ti  
03OSCNPTIS1001 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x260mm Ti  
03OSCNPTIS1002 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x275mm Ti  
03OSCNPTIS1003 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x290mm Ti  
03OSCNPTIS1004 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x305mm Ti  
03OSCNPTIS1005 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x320mm Ti  
03OSCNPTIS1006 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x335mm Ti  
03OSCNPTIS1007 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x350mm Ti  
03OSCNPTIS1008 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x365mm Ti  
03OSCNPTIS1009 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x380mm Ti  
03OSCNPTIS1101 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x260mm Ti  
03OSCNPTIS1102 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x275mm Ti  
03OSCNPTIS1103 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x290mm Ti  
03OSCNPTIS1104 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x305mm Ti  
03OSCNPTIS1105 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x320mm Ti  
03OSCNPTIS1106 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x335mm Ti  
03OSCNPTIS1107 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x350mm Ti  
03OSCNPTIS1108 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x365mm Ti  
03OSCNPTIS1109 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x380mm Ti  
03OSCNPTIS0805 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x5mm Ti  
03OSCNPTIS0810 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x10mm Ti  
03OSCNPTIS0815 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x15mm Ti  
03OSCNPTIS0820 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x20mm Ti  
03OSCNPFEM0073 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x320mm L Ti  
03OSCNPFEM0079 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x320mm R Ti  
03OSCNPFEM0074 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0080 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0075 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0081 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0076 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0082 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0077 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x400mm L Ti

03OSCNPFEM0083 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0078 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0084 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0001 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x320mm L Ti  
03OSCNPFEM0008 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x320mm R Ti  
03OSCNPFEM0002 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0009 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0003 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0010 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0004 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0011 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0005 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0012 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0006 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0013 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0007 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0014 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0015 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x320mm L Ti  
03OSCNPFEM0022 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x320mm R Ti  
03OSCNPFEM0016 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0023 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0017 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0024 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0018 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0025 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0019 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0026 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0020 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0027 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0021 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0028 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0085 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0091 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0086 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0092 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0087 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0093 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0088 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0094 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0089 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0095 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0090 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0096 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0097 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0103 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0098 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x360mm L Ti

03OSCNPFEM0104 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0099 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0105 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0100 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0106 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0101 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0107 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0102 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0108 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0109 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0115 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0110 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0116 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0111 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0117 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0112 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0118 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0113 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0119 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0114 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0120 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0040 Tornillo Femoral Bolt 5x26mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0041 Tornillo Femoral Bolt 5x28mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0042 Tornillo Femoral Bolt 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0043 Tornillo Femoral Bolt 5x32mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0044 Tornillo Femoral Bolt 5x34mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0045 Tornillo Femoral Bolt 5x36mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0046 Tornillo Femoral Bolt 5x38mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0047 Tornillo Femoral Bolt 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0048 Tornillo Femoral Bolt 5x42mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0049 Tornillo Femoral Bolt 5x44mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0050 Tornillo Femoral Bolt 5x46mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0051 Tornillo Femoral Bolt 5x48mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0052 Tornillo Femoral Bolt 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0053 Tornillo Femoral Bolt 5x52mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0054 Tornillo Femoral Bolt 5x54mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0055 Tornillo Femoral Bolt 5x56mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0056 Tornillo Femoral Bolt 5x58mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0057 Tornillo Femoral Bolt 5x60mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0058 Tornillo Femoral Bolt 5x62mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0059 Tornillo Femoral Bolt 5x64mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0060 Tornillo Femoral Bolt 5x66mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0061 Tornillo Femoral Bolt 5x68mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0062 Tornillo Femoral Bolt 5x70mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0063 Tornillo Femoral Bolt 5x72mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0064 Tornillo Femoral Bolt 5x74mm RT-Ti

03OSCNPFEM0065 Tornillo Femoral Bolt 5x76mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0066 Tornillo Femoral Bolt 5x78mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0067 Tornillo Femoral Bolt 5x80mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0068 Tornillo Femoral Bolt 5x85mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0069 Tornillo Femoral Bolt 5x90mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0070 Tornillo Femoral Bolt 5x95mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0071 Tornillo Femoral Bolt 5x100mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0029 Tornillo de bloqueo 6.5x65mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0030 Tornillo de bloqueo 6.5x70mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0031 Tornillo de bloqueo 6.5x75mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0032 Tornillo de bloqueo 6.5x80mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0033 Tornillo de bloqueo 6.5x85mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0034 Tornillo de bloqueo 6.5x90mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0035 Tornillo de bloqueo 6.5x95mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0036 Tornillo de bloqueo 6.5x100mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0037 Tornillo de bloqueo 6.5x105mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0038 Tornillo de bloqueo 6.5x110mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0072 Tornillo de bloqueo 6.5x115mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0039 Tapon Clavo de Femur Estandar Ti  
03OSCNPHUM0001 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 7x160mm Ti  
03OSCNPHUM0002 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 7x180mm Ti  
03OSCNPHUM0003 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 7x200mm Ti  
03OSCNPHUM0004 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 7x220mm Ti  
03OSCNPHUM0005 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 7x240mm Ti  
03OSCNPHUM0006 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 7x260mm Ti  
03OSCNPHUM0007 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 8x160mm Ti  
03OSCNPHUM0008 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 8x180mm Ti  
03OSCNPHUM0009 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 8x200mm Ti  
03OSCNPHUM0010 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 8x220mm Ti  
03OSCNPHUM0011 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 8x240mm Ti  
03OSCNPHUM0012 Clavo Intramed Nail Pin Húmero 8x260mm Ti  
03OSCNPHUM0013 Tornillo 3.5x18mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0014 Tornillo 3.5x20mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0015 Tornillo 3.5x22mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0016 Tornillo 3.5x24mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0017 Tornillo 3.5x26mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0018 Tornillo 3.5x28mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0019 Tornillo 3.5x30mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0020 Tornillo 3.5x32mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0021 Tornillo 3.5x34mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0022 Tornillo 3.5x36mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0023 Tornillo 3.5x38mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0024 Tornillo 3.5x40mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0025 Tornillo 3.5x45mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0026 Tornillo 3.5x50mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0027 Tornillo 5x20mm RT-Ti



03OSCNPHUM0028 Tornillo 5x25mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0029 Tornillo 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0030 Tornillo 5x35mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0031 Tornillo 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0032 Tornillo 5x45mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0033 Tornillo 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0034 Tapon Humero Ti  
03OSCLABTI0005 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x320mm L Ti  
03OSCLABTI0011 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x320mm R Ti  
03OSCLABTI0006 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x340mm L Ti  
03OSCLABTI0012 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x340mm R Ti  
03OSCLABTI0007 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x360mm L Ti  
03OSCLABTI0013 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x360mm R Ti  
03OSCLABTI0008 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x380mm L Ti  
03OSCLABTI0014 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x380mm R Ti  
03OSCLABTI0009 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x400mm L Ti  
03OSCLABTI0015 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x400mm R Ti  
03OSCLABTI0010 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x420mm L Ti  
03OSCLABTI0016 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x420mm R Ti  
03OSCLABTI0017 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x320mm L Ti  
03OSCLABTI0023 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x320mm R Ti  
03OSCLABTI0018 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x340mm L Ti  
03OSCLABTI0024 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x340mm R Ti  
03OSCLABTI0019 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x360mm L Ti  
03OSCLABTI0025 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x360mm R Ti  
03OSCLABTI0020 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x380mm L Ti  
03OSCLABTI0026 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x380mm R Ti  
03OSCLABTI0021 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x400mm L Ti  
03OSCLABTI0027 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x400mm R Ti  
03OSCLABTI0022 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x420mm L Ti  
03OSCLABTI0028 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x420mm R Ti  
03OSCLABTI0001 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x170mm Ti  
03OSCLABTI0002 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x200mm Ti  
03OSCLABTI0029 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x320mm L Ti  
03OSCLABTI0035 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x320mm R Ti  
03OSCLABTI0030 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x340mm L Ti  
03OSCLABTI0036 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x340mm R Ti  
03OSCLABTI0031 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x360mm L Ti  
03OSCLABTI0037 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x360mm R Ti  
03OSCLABTI0032 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x380mm L Ti  
03OSCLABTI0038 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x380mm R Ti  
03OSCLABTI0033 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x400mm L Ti  
03OSCLABTI0039 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x400mm R Ti  
03OSCLABTI0034 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x420mm L Ti  
03OSCLABTI0040 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x420mm R Ti  
03OSCLABTI0003 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 12x170mm Ti

03OSCLABTI0004 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 12x200mm Ti  
03OSCLABTI0054 Tornillo Distal 26mm Ti  
03OSCLABTI0055 Tornillo Distal 28mm Ti  
03OSCLABTI0056 Tornillo Distal 30mm Ti  
03OSCLABTI0057 Tornillo Distal 32mm Ti  
03OSCLABTI0058 Tornillo Distal 34mm Ti  
03OSCLABTI0059 Tornillo Distal 36mm Ti  
03OSCLABTI0060 Tornillo Distal 38mm Ti  
03OSCLABTI0061 Tornillo Distal 40mm Ti  
03OSCLABTI0062 Tornillo Distal 42mm Ti  
03OSCLABTI0063 Tornillo Distal 44mm Ti  
03OSCLABTI0064 Tornillo Distal 46mm Ti  
03OSCLABTI0065 Tornillo Distal 48mm Ti  
03OSCLABTI0066 Tornillo Distal 50mm Ti  
03OSCLABTI0067 Tornillo Distal 52mm Ti  
03OSCLABTI0068 Tornillo Distal 54mm Ti  
03OSCLABTI0069 Tornillo Distal 56mm Ti  
03OSCLABTI0070 Tornillo Distal 58mm Ti  
03OSCLABTI0071 Tornillo Distal 60mm Ti  
03OSCLABTI0072 Tornillo Distal 64mm Ti  
03OSCLABTI0073 Tornillo Distal 68mm Ti  
03OSCLABTI0074 Tornillo Distal 72mm Ti  
03OSCLABTI0075 Tornillo Distal 74mm Ti  
03OSCLABTI0076 Tornillo Distal 76mm Ti  
03OSCLABTI0077 Tornillo Distal 78mm Ti  
03OSCLABTI0078 Tornillo Distal 80mm Ti  
03OSCLABTI0079 Tornillo Distal 85mm Ti  
03OSCLABTI0080 Tornillo Distal 90mm Ti  
03OSCLABTI0081 Tornillo Distal 95mm Ti  
03OSCLABTI0082 Tornillo Distal 100mm Ti  
03OSCLABTI0041 Tornillo Cefalico de Impacto 10x70mm Ti  
03OSCLABTI0042 Tornillo Cefalico de Impacto 10x75mm Ti  
03OSCLABTI0043 Tornillo Cefalico de Impacto 10x80mm Ti  
03OSCLABTI0044 Tornillo Cefalico de Impacto 10x85mm Ti  
03OSCLABTI0045 Tornillo Cefalico de Impacto 10x90mm Ti  
03OSCLABTI0046 Tornillo Cefalico de Impacto 10x95mm Ti  
03OSCLABTI0047 Tornillo Cefalico de Impacto 10x100mm Ti  
03OSCLABTI0048 Tornillo Cefalico de Impacto 10x105mm Ti  
03OSCLABTI0049 Tornillo Cefalico de Impacto 10x110mm Ti  
03OSCLABTI0050 Tornillo Cefalico de Impacto 10x115mm Ti  
03OSCLABTI0051 Tornillo Cefalico de Impacto 10x120mm Ti  
03OSCLABTI0052 Tapon De 25mm Ti  
03OSCLABTI0053 Tapon De 40mm Ti  
03OSCLABT20901 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x320mm L Ti  
03OSCLABT20902 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x320mm R Ti  
03OSCLABT20903 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x340mm L Ti

03OSCLABT20904 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x340mm R Ti  
03OSCLABT20905 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x360mm L Ti  
03OSCLABT20906 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x360mm R Ti  
03OSCLABT20907 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x380mm L Ti  
03OSCLABT20908 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x380mm R Ti  
03OSCLABT20909 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x400mm L Ti  
03OSCLABT20910 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x400mm R Ti  
03OSCLABT20911 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x420mm L Ti  
03OSCLABT20912 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x420mm R Ti  
03OSCLABT21001 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x320mm L Ti  
03OSCLABT21002 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x320mm R Ti  
03OSCLABT21004 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x340mm R Ti  
03OSCLABT21003 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x340mm L Ti  
03OSCLABT21005 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x350mm L Ti  
03OSCLABT21006 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x350mm R Ti  
03OSCLABT21007 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x360mm L Ti  
03OSCLABT21008 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x360mm R Ti  
03OSCLABT21009 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x380mm L Ti  
03OSCLABT21010 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x380mm R Ti  
03OSCLABT21011 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x400mm L Ti  
03OSCLABT21012 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x400mm R Ti  
03OSCLABT21013 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x410mm L Ti  
03OSCLABT21014 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x410mm R Ti  
03OSCLABT21015 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x420mm L Ti  
03OSCLABT21016 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x420mm R Ti  
03OSCLABT21017 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x440mm L Ti  
03OSCLABT21018 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x440mm R Ti  
03OSCLABT21019 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x470mm L Ti  
03OSCLABT21020 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x470mm R Ti  
03OSCLABT21101 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x170mm Ti  
03OSCLABT21102 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11X200mm Ti  
03OSCLABT21103 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x320mm L Ti  
03OSCLABT21104 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x320mm R Ti  
03OSCLABT21105 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x340mm L Ti  
03OSCLABT21106 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x340mm R Ti  
03OSCLABT21107 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x350mm L Ti  
03OSCLABT21108 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x350mm R Ti  
03OSCLABT21109 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x360mm L Ti  
03OSCLABT21110 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x360mm R Ti  
03OSCLABT21111 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x380mm L Ti  
03OSCLABT21112 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x380mm R Ti  
03OSCLABT21113 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x400mm L Ti  
03OSCLABT21114 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x400mm R Ti  
03OSCLABT21115 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x410mm L Ti  
03OSCLABT21116 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x410mm R Ti  
03OSCLABT21117 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x420mm L Ti

03OSCLABT21118 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x420mm R Ti  
03OSCLABT21119 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x440mm L Ti  
03OSCLABT21120 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x440mm R Ti  
03OSCLABT21121 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x470mm L Ti  
03OSCLABT21122 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x470mm R Ti  
03OSCLABT21201 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x170mm Ti  
03OSCLABT21202 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x200mm Ti  
03OSCLABT21203 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x320mm L Ti  
03OSCLABT21204 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x320mm R Ti  
03OSCLABT21205 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x340mm L Ti  
03OSCLABT21206 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x340mm R Ti  
03OSCLABT21215 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x350mm L Ti  
03OSCLABT21216 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x350mm R Ti  
03OSCLABT21207 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x360mm L Ti  
03OSCLABT21208 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x360mm R Ti  
03OSCLABT21209 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x380mm L Ti  
03OSCLABT21210 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x380mm R Ti  
03OSCLABT21211 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x400mm L Ti  
03OSCLABT21212 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x400mm R Ti  
03OSCLABT21217 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x410mm L Ti  
03OSCLABT21218 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x410mm R Ti  
03OSCLABT21213 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x420mm L Ti  
03OSCLABT21214 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x420mm R Ti  
03OSCLABT21219 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x440mm L Ti  
03OSCLABT21220 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x440mm R Ti  
03OSCLABT21221 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x470mm L Ti  
03OSCLABT21222 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x470mm R Ti  
03OSCLABT21301 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x170mm Ti  
03OSCLABT21302 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x200mm Ti  
03OSCLABT21303 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x320mm L Ti  
03OSCLABT21304 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x320mm R Ti  
03OSCLABT21305 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x340mm L Ti  
03OSCLABT21306 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x340mm R Ti  
03OSCLABT21315 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x350mm L Ti  
03OSCLABT21316 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x350mm R Ti  
03OSCLABT21307 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x360mm L Ti  
03OSCLABT21308 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x360mm R Ti  
03OSCLABT21309 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x380mm L Ti  
03OSCLABT21310 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x380mm R Ti  
03OSCLABT21311 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x400mm L Ti  
03OSCLABT21312 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x400mm R Ti  
03OSCLABT21317 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x410mm L Ti  
03OSCLABT21318 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x410mm R Ti  
03OSCLABT21313 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x420mm L Ti  
03OSCLABT21314 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x420mm R Ti  
03OSCLABT21319 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x440mm L Ti

03OSCLABT21320 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x440mm R Ti  
03OSCLABT21321 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x470mm L Ti  
03OSCLABT21322 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x470mm R Ti  
03OSCLABT21401 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x170mm Ti  
03OSCLABT21402 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x200mm Ti  
03OSCLABT21403 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x320mm L Ti  
03OSCLABT21404 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x320mm R Ti  
03OSCLABT21405 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x340mm L Ti  
03OSCLABT21406 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x340mm R Ti  
03OSCLABT21415 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x350mm L Ti  
03OSCLABT21416 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x350mm R Ti  
03OSCLABT21407 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x360mm L Ti  
03OSCLABT21408 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x360mm R Ti  
03OSCLABT21409 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x380mm L Ti  
03OSCLABT21410 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x380mm R Ti  
03OSCLABT21411 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x400mm L Ti  
03OSCLABT21412 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x400mm R Ti  
03OSCLABT21417 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x410mm L Ti  
03OSCLABT21418 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x410mm R Ti  
03OSCLABT21413 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x420mm L Ti  
03OSCLABT21414 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x420mm R Ti  
03OSCLABT21419 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x440mm L Ti  
03OSCLABT21420 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x440mm R Ti  
03OSCLABT21421 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x470mm L Ti  
03OSCLABT21422 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x470mm R Ti  
03OSCLABT21501 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x170mm Ti  
03OSCLABT21502 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x200mm Ti  
03OSCLABT21503 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x320mm L Ti  
03OSCLABT21504 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x320mm R Ti  
03OSCLABT21505 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x340mm L Ti  
03OSCLABT21506 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x340mm R Ti  
03OSCLABT21515 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x350mm L Ti  
03OSCLABT21516 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x350mm R Ti  
03OSCLABT21507 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x360mm L Ti  
03OSCLABT21508 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x360mm R Ti  
03OSCLABT21509 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x380mm L Ti  
03OSCLABT21510 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x380mm R Ti  
03OSCLABT21511 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x400mm L Ti  
03OSCLABT21512 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x400mm R Ti  
03OSCLABT21517 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x410mm L Ti  
03OSCLABT21518 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x410mm R Ti  
03OSCLABT21513 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x420mm L Ti  
03OSCLABT21514 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x420mm R Ti  
03OSCLABT21519 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x440mm L Ti  
03OSCLABT21520 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x440mm R Ti  
03OSCLABT21521 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x470mm L Ti

03OSCLABT21522 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x470mm R Ti  
03OSCLABT2T070 Tornillo Cefalico Roscado 10x70mm Ti  
03OSCLABT2T075 Tornillo Cefalico Roscado 10x75mm Ti  
03OSCLABT2T080 Tornillo Cefalico Roscado 10x80mm Ti  
03OSCLABT2T085 Tornillo Cefalico Roscado 10x85mm Ti  
03OSCLABT2T090 Tornillo Cefalico Roscado 10x90mm Ti  
03OSCLABT2T095 Tornillo Cefalico Roscado 10x95mm Ti  
03OSCLABT2T100 Tornillo Cefalico Roscado 10x100mm Ti  
03OSCLABT2T105 Tornillo Cefalico Roscado 10x105mm Ti  
03OSCLABT2T110 Tornillo Cefalico Roscado 10x110mm Ti  
03OSCLABT2T115 Tornillo Cefalico Roscado 10x115mm Ti  
03OSCLABT2T120 Tornillo Cefalico Roscado 10x120mm Ti  
03OSCLABT2T130 Tornillo Cefalico Roscado 10x130mm Ti  
03OSCLABT2T001 Tornillo de Bloqueo Binail II Ti  
03OSCLABT2T000 Tapon Cefalico Binail II Ti  
03OSCLABT31001 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x320mm L Ti  
03OSCLABT31002 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x320mm R Ti  
03OSCLABT31003 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x350mm L Ti  
03OSCLABT31004 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x350mm R Ti  
03OSCLABT31005 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x380mm L Ti  
03OSCLABT31006 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x380mm R Ti  
03OSCLABT31007 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x410mm L Ti  
03OSCLABT31008 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x410mm R Ti  
03OSCLABT31009 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x440mm L Ti  
03OSCLABT31010 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x440mm R Ti  
03OSCLABT31011 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x470mm L Ti  
03OSCLABT31012 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x470mm R Ti  
03OSCLABT31101 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x320mm L Ti  
03OSCLABT31102 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x320mm R Ti  
03OSCLABT31103 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x350mm L Ti  
03OSCLABT31104 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x350mm R Ti  
03OSCLABT31105 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x380mm L Ti  
03OSCLABT31106 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x380mm R Ti  
03OSCLABT31107 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x410mm L Ti  
03OSCLABT31108 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x410mm R Ti  
03OSCLABT31109 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x440mm L Ti  
03OSCLABT31110 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x440mm R Ti  
03OSCLABT31111 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x470mm L Ti  
03OSCLABT31112 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x470mm R Ti  
03OSCLABT31201 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x320mm L Ti  
03OSCLABT31202 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x320mm R Ti  
03OSCLABT31203 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x350mm L Ti  
03OSCLABT31204 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x350mm R Ti  
03OSCLABT31205 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x380mm L Ti  
03OSCLABT31206 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x380mm R Ti  
03OSCLABT31207 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x410mm L Ti

03OSCLABT31208 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x410mm R Ti  
03OSCLABT31209 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x440mm L Ti  
03OSCLABT31210 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x440mm R Ti  
03OSCLABT31211 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x470mm L Ti  
03OSCLABT31212 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x470mm R Ti  
03OSCLABT31301 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x320mm L Ti  
03OSCLABT31302 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x320mm R Ti  
03OSCLABT31303 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x350mm L Ti  
03OSCLABT31304 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x350mm R Ti  
03OSCLABT31305 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x380mm L Ti  
03OSCLABT31306 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x380mm R Ti  
03OSCLABT31307 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x410mm L Ti  
03OSCLABT31308 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x410mm R Ti  
03OSCLABT31309 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x440mm L Ti  
03OSCLABT31310 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x440mm R Ti  
03OSCLABT31311 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x470mm L Ti  
03OSCLABT31312 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x470mm R Ti  
03OSCLABT31401 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x320mm L Ti  
03OSCLABT31402 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x320mm R Ti  
03OSCLABT31403 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x350mm L Ti  
03OSCLABT31404 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x350mm R Ti  
03OSCLABT31405 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x380mm L Ti  
03OSCLABT31406 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x380mm R Ti  
03OSCLABT31407 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x410mm L Ti  
03OSCLABT31408 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x410mm R Ti  
03OSCLABT31409 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x440mm L Ti  
03OSCLABT31410 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x440mm R Ti  
03OSCLABT31411 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x470mm L Ti  
03OSCLABT31412 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x470mm R Ti  
03OSCLABT31501 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x320mm L Ti  
03OSCLABT31502 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x320mm R Ti  
03OSCLABT31503 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x350mm L Ti  
03OSCLABT31504 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x350mm R Ti  
03OSCLABT31505 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x380mm L Ti  
03OSCLABT31506 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x380mm R Ti  
03OSCLABT31507 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x410mm L Ti  
03OSCLABT31508 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x410mm R Ti  
03OSCLABT31509 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x440mm L Ti  
03OSCLABT31510 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x440mm R Ti  
03OSCLABT31511 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x470mm L Ti  
03OSCLABT31512 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x470mm R Ti  
03OSCNPFER0901 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x180mm Ti  
03OSCNPFER0902 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x200mm Ti  
03OSCNPFER0903 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x220mm Ti  
03OSCNPFER0904 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x240mm Ti  
03OSCNPFER0905 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x260mm Ti

03OSCNPFER0906 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x280mm Ti  
03OSCNPFER0907 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x300mm Ti  
03OSCNPFER0908 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x320mm Ti  
03OSCNPFER0909 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x340mm Ti  
03OSCNPFER0910 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x360mm Ti  
03OSCNPFER0911 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x380mm Ti  
03OSCNPFER0912 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x400mm Ti  
03OSCNPFER0913 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x420mm Ti  
03OSCNPFER0914 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x440mm Ti  
03OSCNPFER0915 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x460mm Ti  
03OSCNPFER0916 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x480mm Ti  
03OSCNPFER1001 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x180mm Ti  
03OSCNPFER1002 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x200mm Ti  
03OSCNPFER1003 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x220mm Ti  
03OSCNPFER1004 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x240mm Ti  
03OSCNPFER1005 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x260mm Ti  
03OSCNPFER1006 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x280mm Ti  
03OSCNPFER1007 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x300mm Ti  
03OSCNPFER1008 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x320mm Ti  
03OSCNPFER1009 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x340mm Ti  
03OSCNPFER1010 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x360mm Ti  
03OSCNPFER1011 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x380mm Ti  
03OSCNPFER1012 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x400mm Ti  
03OSCNPFER1013 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x420mm Ti  
03OSCNPFER1014 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x440mm Ti  
03OSCNPFER1015 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x460mm Ti  
03OSCNPFER1016 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x480mm Ti  
03OSCNPFER1101 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x180mm Ti  
03OSCNPFER1102 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x200mm Ti  
03OSCNPFER1103 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x220mm Ti  
03OSCNPFER1104 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x240mm Ti  
03OSCNPFER1105 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x260mm Ti  
03OSCNPFER1106 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x280mm Ti  
03OSCNPFER1107 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x300mm Ti  
03OSCNPFER1108 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x320mm Ti  
03OSCNPFER1109 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x340mm Ti  
03OSCNPFER1110 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x360mm Ti  
03OSCNPFER1111 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x380mm Ti  
03OSCNPFER1112 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x400mm Ti  
03OSCNPFER1113 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x420mm Ti  
03OSCNPFER1114 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x440mm Ti  
03OSCNPFER1115 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x460mm Ti  
03OSCNPFER1116 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x480mm Ti  
03OSCNPFER1201 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 12x180mm Ti  
03OSCNPFER1202 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 12x200mm Ti  
03OSCNPFER1203 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 12x220mm Ti





03OSCNPFER1502 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x200mm Ti  
03OSCNPFER1503 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x220mm Ti  
03OSCNPFER1504 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x240mm Ti  
03OSCNPFER1505 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x260mm Ti  
03OSCNPFER1506 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x280mm Ti  
03OSCNPFER1507 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x300mm Ti  
03OSCNPFER1508 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x320mm Ti  
03OSCNPFER1509 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x340mm Ti  
03OSCNPFER1510 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x360mm Ti  
03OSCNPFER1511 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x380mm Ti  
03OSCNPFER1512 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x400mm Ti  
03OSCNPFER1513 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x420mm Ti  
03OSCNPFER1514 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x440mm Ti  
03OSCNPFER1515 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x460mm Ti  
03OSCNPFER1516 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x480mm Ti  
03OSCNPFER5030 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPFER5032 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x32mm RT-Ti  
03OSCNPFER5034 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x34mm RT-Ti  
03OSCNPFER5036 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x36mm RT-Ti  
03OSCNPFER5038 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x38mm RT-Ti  
03OSCNPFER5040 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPFER5042 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x42mm RT-Ti  
03OSCNPFER5044 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x44mm RT-Ti  
03OSCNPFER5046 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x46mm RT-Ti  
03OSCNPFER5048 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x48mm RT-Ti  
03OSCNPFER5050 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPFER5052 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x52mm RT-Ti  
03OSCNPFER5054 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x54mm RT-Ti  
03OSCNPFER5056 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x56mm RT-Ti  
03OSCNPFER5058 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x58mm RT-Ti  
03OSCNPFER5060 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x60mm RT-Ti  
03OSCNPFER5062 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x62mm RT-Ti  
03OSCNPFER5064 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x64mm RT-Ti  
03OSCNPFER5066 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x66mm RT-Ti  
03OSCNPFER5068 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x68mm RT-Ti  
03OSCNPFER5070 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x70mm RT-Ti  
03OSCNPFER5072 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x72mm RT-Ti  
03OSCNPFER5074 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x74mm RT-Ti  
03OSCNPFER5076 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x76mm RT-Ti  
03OSCNPFER5078 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x78mm RT-Ti  
03OSCNPFER5080 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x80mm RT-Ti  
03OSCNPFER5085 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x85mm RT-Ti  
03OSCNPFER5090 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x90mm RT-Ti  
03OSCNPFER5095 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x95mm RT-Ti  
03OSCNPFER5100 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x100mm RT-Ti  
03OSCNPFER6030 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x30mm RT-Ti

03OSCNPFER6032 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x32mm RT-Ti  
03OSCNPFER6034 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x34mm RT-Ti  
03OSCNPFER6036 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x36mm RT-Ti  
03OSCNPFER6038 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x38mm RT-Ti  
03OSCNPFER6040 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x40mm RT-Ti  
03OSCNPFER6042 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x42mm RT-Ti  
03OSCNPFER6044 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x44mm RT-Ti  
03OSCNPFER6046 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x46mm RT-Ti  
03OSCNPFER6048 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x48mm RT-Ti  
03OSCNPFER6050 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x50mm RT-Ti  
03OSCNPFER6052 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x52mm RT-Ti  
03OSCNPFER6054 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x54mm RT-Ti  
03OSCNPFER6056 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x56mm RT-Ti  
03OSCNPFER6058 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x58mm RT-Ti  
03OSCNPFER6060 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x60mm RT-Ti  
03OSCNPFER6062 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x62mm RT-Ti  
03OSCNPFER6064 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x64mm RT-Ti  
03OSCNPFER6066 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x66mm RT-Ti  
03OSCNPFER6068 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x68mm RT-Ti  
03OSCNPFER6070 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x70mm RT-Ti  
03OSCNPFER6072 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x72mm RT-Ti  
03OSCNPFER6074 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x74mm RT-Ti  
03OSCNPFER6076 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x76mm RT-Ti  
03OSCNPFER6078 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x78mm RT-Ti  
03OSCNPFER6080 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x80mm RT-Ti  
03OSCNPFER6085 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x85mm RT-Ti  
03OSCNPFER6090 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x90mm RT-Ti  
03OSCNPFER6095 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x95mm RT-Ti  
03OSCNPFER6100 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x100mm RT-Ti  
03OSCNPFER0001 Tapon Fem Retrogrado Corto Ti  
03OSCNPFER0002 Tapon Fem Retrogrado Largo Ti  
03OSCNPTIR1001 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 10x150mm Ti  
03OSCNPTIR1002 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 10x180mm Ti  
03OSCNPTIR1101 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x150mm Ti  
03OSCNPTIR1102 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x180mm Ti  
03OSCNPTIR1103 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x210mm Ti  
03OSCNPTIR1104 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x240mm Ti  
03OSCNPTIR1201 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x150mm Ti  
03OSCNPTIR1202 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x180mm Ti  
03OSCNPTIR1203 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x210mm Ti  
03OSCNPTIR1204 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x240mm Ti  
03OSCNPTIR1301 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x150mm Ti  
03OSCNPTIR1302 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x180mm Ti  
03OSCNPTIR1303 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x210mm Ti  
03OSCNPTIR1304 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x240mm Ti  
03OSCNPTRT5020 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x20mm RT-Ti

03OSCNPTRT5022 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x22.5mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5025 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x25mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5027 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x27.5mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5030 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5035 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x35mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5040 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5045 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x45mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5050 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5055 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x55mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5060 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x60mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5065 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x65mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5070 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x70mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5075 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x75mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5080 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x80mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5085 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x85mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5090 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x90mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5095 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x95mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5100 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x100mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5105 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x105mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5110 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x110mm RT-Ti  
03OSCNPTRP5020 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x20mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5022 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x22.5mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5025 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x25mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5027 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x27.5mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5030 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x30mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5035 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x35mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5040 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x40mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5045 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x45mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5050 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x50mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5055 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x55mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5060 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x60mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5065 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x65mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5070 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x70mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5075 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x75mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5080 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x80mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5085 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x85mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5090 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x90mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5095 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x95mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5100 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x100mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5105 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x105mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5110 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x110mm RP-Ti  
03OSCNPTIR0001 Tapon Tibia Retrogrado Corto Ti  
03OSCNPTIR0002 Tapon Tibia Retrogrado Largo de Bloqueo Ti  
03OSCLABHT2045 Clavo BHL 2x450mm Ti  
03OSCLABHT2545 Clavo BHL 2.5x450mm Ti  
03OSCLABHT3045 Clavo BHL 3x450mm Ti

03OSCLABHT3545 Clavo BHL 3.5x450mm Ti  
03OSCLABHT4045 Clavo BHL 4x450mm Ti  
03OSCLABHT4545 Clavo BHL 4.5x450mm Ti  
03OSCLABHT5045 Clavo BHL 5x450mm Ti  
03OSCLABHC2000 Cabezal Clavo BHL Ø2  
03OSCLABHC2500 Cabezal Clavo BHL Ø2.5  
03OSCLABHC3000 Cabezal Clavo BHL Ø3  
03OSCLABHC3500 Cabezal Clavo BHL Ø3.5  
03OSCLABHC4000 Cabezal Clavo BHL Ø4  
03OSCLABHC4500 Cabezal Clavo BHL Ø4.5  
03OSCLABHC5000 Cabezal Clavo BHL Ø5

#### INSTRUMENTALES

03OSCNPINS0001 Contenedor Instrumental Tibial  
03OSCNPINS0002 Bandeja Instrumental Tibial  
03OSCNPINS0121 Tornillera Clavo Tibial  
03OSCNPINS0003 Reamer Flexible Ø7,50 Tibia  
03OSCNPINS0004 Mecha Ø4,0 con Dispositivo Limitador  
03OSCLAALK0052 Alambre Kirschner Roscado Ø3,20x 300  
03OSCNPINS0005 Reamer Proximal Rígido (Ø12 / Ø3,20) Tibia  
03OSCNPINS0006 Guía de Martillo Deslizante (M8x1) Tibia  
03OSCNPINS0007 Mecha Ø3,20x250 con Dispositivo Limitador Tibia  
03OSCNPINS0008 Mecha para Varilla Estabilizadora Ø5,20  
03OSCNPINS0009 Destornillador Hex 3,50 Tibia  
03OSCNPINS0010 Mecha en T Ø5,20  
03OSCNPINS0011 Guía de Mecha Bloqueada Ø8,00 Tibia  
03OSCNPINS0012 Guía de Mecha Bloqueada Ø8,50 Tibia  
03OSCNPINS0013 Guía de Mecha Ø3,20 Tibia  
03OSCNPINS0014 Guía de Varilla de Posición Tibia  
03OSCNPINS0015 Guía de Mecha Ø4,00 Tibia  
03OSCNPINS0016 Protector de Tejidos Blandos Ø3,20 Tibia  
03OSCNPINS0017 Protector de Tejidos Blandos Ø8,00 Tibia  
03OSCNPINS0018 Llave para Tornillo de Bloqueo (Hex 5mm)  
03OSCNPINS0019 Llave Limitadora de Deslizamiento (Hex 3mm)  
03OSCNPINS0020 Guía de Varilla de Posición (Ø5,20)  
03OSCNPINS0021 Barra Guía Tibia  
03OSCNPINS0022 Medidor de Profundidad para Imagen Desarrollada Tibia  
03OSCNPINS0023 Guía de Alambre con Oliva Tibia  
03OSCNPINS0024 Llave Hex 11mm  
03OSCNPINS0025 Llave T Hex 3,50 Tibia  
03OSCNPINS0026 Llave Conectora de Tornillos (Hex 6,50) Tibia  
03OSCNPINS0027 Llave Pequeña Ø4,00 Tibia  
03OSCNPINS0028 Llave Poliaxial Hex 6,50 Tibia  
03OSCNPINS0029 Llave Hex 3,50 Pza Tibia  
03OSCNPINS0030 Varilla T Estabilizadora Tibia  
03OSCNPINS0031 Medidor de Profundidad Tibia  
03OSCNPINS0032 Protector de Piel Tibia

03OSCNPINS0033 Guía Proximal para Reamer Rigido (Ø12,00) Tibia  
03OSCNPINS0034 Tornillo de Compresión Ø4 / M6 / Hex 6,50 Tibia  
03OSCNPINS0035 Tornillo Conector Tibia  
03OSCNPINS0036 Tornillo de Bloqueo de Barra Guía Tibia  
03OSCNPINS0037 Tornillo de Bloqueo para Gatillo Distal (M6) Tibia  
03OSCNPINS0038 Tornillo de Bloqueo para Gatillo Proximal (M11x1,50) Tibia  
03OSCNPINS0039 Martillo Deslizante (M8x1) Tibia  
03OSCNPINS0040 Extractor de Tornillo (M8x1) Tibia  
03OSCNPINS0041 Martillo Deslizante  
03OSCNPINS0042 Manija Tibia Tibia  
03OSCNPINS0043 Gatillo Proximal 45° Tibia  
03OSCNPINS0044 Gatillo Distal Tibia  
03OSCNPINS0045 Gatillo Proximal Tibia  
03OSCNPINS0046 Punzón Canulado (Ø12 / Ø4) Tibia  
03OSCNPINS0047 Cuadro de Bloqueo Tibial  
03OSCNPINS0048 Mango T de Acople Rápido Tibia  
03OSCNPINS0049 Pinza Retén para Alambre Guía Tibia  
03OSCNPINS0050 Punta de Reamer Ø7,50  
03OSCNPINS0051 Punta de Reamer Ø8,00  
03OSCNPINS0052 Punta de Reamer Ø8,50  
03OSCNPINS0053 Punta de Reamer Ø9,00  
03OSCNPINS0054 Punta de Reamer Ø9,50  
03OSCNPINS0055 Punta de Reamer Ø10,00  
03OSCNPINS0056 Punta de Reamer Ø10,50  
03OSCNPINS0057 Punta de Reamer Ø11,00  
03OSCNPINS0058 Punta de Reamer Ø11,50  
03OSCNPINS0059 Punta de Reamer Ø12,00  
03OSCNPINS0062 Punzón Canulado (Ø12 / Ø3,20) Tibia  
03OSCNPINS0063 Alambre con Oliva (Ø2,50 / Ø4,00)  
03OSGUICOL1357 Guia con oliva 2.5x800mm  
03OSGUISOL1358 Guia sin oliva 2.5x800mm  
03OSCNSINS0001 Contenedor Suprapatelar  
03OSCNSINS0002 Bandeja Suprapatelar  
03OSCNSINS0003 Manopla Clavo Tibial Suprapatelar  
03OSCNSINS0004 Guia proximal Suprapatelar  
03OSCNSINS0005 Guia I Suprapatelar  
03OSCNSINS0006 Guia II Multi agujero Suprapatelar  
03OSCNSINS0007 Guia III Mono agujero Suprapatelar  
03OSCNSINS0008 Mango de insercion de tornillo  
03OSCNSINS0009 Barra conectora Suprapatelar  
03OSCNSINS0010 Martillo inverso  
03OSCNSINS0011 Tornillo de compesion Suprapatelar  
03OSCNSINS0012 Tornillo conector Suprapatelar  
03OSCNSINS0013 Medidor de profundidad cavidad medular  
03OSCNSINS0014 Mecha larga Ø4  
03OSCNSINS0015 Guia con freno

03OSCNSINS0016 Punta Outfit Suprapatelar  
03OSCNSINS0017 Fresa Rigida Ø12  
03OSCNSINS0018 Mini conector  
03OSCNSINS0019 Mecha corta Ø4  
03OSCNSINS0020 Atornillador canulado Hex  
03OSCNSINS0021 Atornillador canulado SW  
03OSCNSINS0022 Alambre Kirschner Ø3.2  
03OSCNSINS0023 Pinza alambre guia  
03OSCNSINS0024 Fresa de Ø7.5  
03OSCNSINS0025 Fresa de Ø8  
03OSCNSINS0026 Fresa de Ø8.5  
03OSCNSINS0027 Fresa de Ø9  
03OSCNSINS0028 Fresa de Ø9.5  
03OSCNSINS0029 Fresa de Ø10  
03OSCNSINS0030 Fresa de Ø10.5  
03OSCNSINS0031 Fresa de Ø11  
03OSCNSINS0032 Fresa de Ø11.5  
03OSCNSINS0033 Fresa de Ø12  
03OSCNSINS0034 Extrator largo  
03OSCNSINS0035 Extractor corto  
03OSCNSINS0036 Reductor  
03OSCNSINS0037 Mango T canulado  
03OSCNSINS0038 Fresa flexible Suprapatelar  
03OSCNSINS0039 Rectificador de canal medular  
03OSCNSINS0040 Prisionero largo roscado Ø4  
03OSCNSINS0041 Atornillador Plano  
03OSCNSINS0042 Guia de mecha distal Ø9  
03OSCNSINS0043 Guia de mecha distal Ø4  
03OSCNSINS0044 Protector de partes blandas Ø4  
03OSCNSINS0045 Llave Poliaxial SW 6.5  
03OSCNSINS0046 Medidor de profundidad distal  
03OSCNSINS0047 Punzon canulado Suprapatelar  
03OSCNSINS0048 Guia con Oliva Suprapatelar  
03OSCNPINS0064 Contenedor Instrumental Femoral  
03OSCNPINS0065 Bandeja Instrumental Femoral  
03OSCNPINS0122 Tornillera Clavo Femoral  
03OSCNPINS0066 Guía de Mecha Ø6,40 Femur  
03OSCNPINS0067 Guía para Varilla Estabilizadora (Ø5,20) Femur  
03OSCNPINS0068 Guía para Alambre Kirschner Ø2,50 Femur  
03OSCNPINS0069 Mecha Ø6,40 con Dispositivo Limitador Femur  
03OSCNPINS0070 Medidor de Profundidad Ø2,50x320 Femur  
03OSCLAALK0053 Alambre Kirschner Roscado Ø2,50x320  
03OSCLAALK0054 Alambre Kirschner Trocar Ø2,50x320  
03OSCNPINS0071 Llave de Cambio Rápido Hex 6.50 Femur  
03OSCNPINS0072 Varilla T Estabilizadora Femur  
03OSBT2INS0025 Atornillador Hex. 4,00

03OSBT2INS0026 Barra conectora de Tornillo Distal  
03OSCNPINS0073 Llave de Tapón Femur (Hex 5mm / M3,50)  
03OSCNPINS0074 Guía de Varilla Estabilizadora Larga Femur  
03OSCNPINS0075 Guía de Tornillo Bloqueado Femur (Ø4,00)  
03OSCNPINS0076 Medidor de Profundidad para Tornillo Bloqueado Femur  
03OSBT2INS0028 Punta Cuadrada Femoral  
03OSBT2INS0051 Pistola p/Colocación de guía Ø3,00mm  
03OSCNPINS0077 Barra Conectora Femur  
03OSCNPINS0078 Protector de Tejidos Blandos Femur (Corto)  
03OSCNPINS0079 Protector de Tejidos Blandos Femur (Largo)  
03OSCNPINS0060 Punta de Reamer Ø12,50  
03OSCNPINS0061 Punta de Reamer Ø13,00  
03OSBT2INS0016 Cuadro de Bloqueo  
03OSCNPINS0080 Tornillo Conector Femur  
03OSCNPINS0081 Manija Femoral  
03OSCNPINS0082 Gatillo Distal Femoral  
03OSCNPINS0083 Protector de Piel Femur  
03OSCNPINS0084 Reamer Rígido Proximal Femur con Dispositivo Limitador  
03OSCNPINS0085 Llave para Tornillo Conector Femur (Hex 6,50)  
03OSCNPINS0086 Mango Acople Rápido en T Femur  
03OSCNPINS0087 Barra de Guía Conectora Femur (180-240)  
03OSCNPINS0088 Tornillo de Bloqueo Femur  
03OSCNPINS0089 Barra de Guía Distal Femur (320-440)  
03OSCNPINS0090 Barra de Guía Proximal Femur  
03OSCNPINS0091 Tornillo Bloq de Barra Guía Femur  
03OSBT2INS0001 Guía en T de Alambre  
03OSCNPINS0092 Reamer Varilla Femur  
03OSCNPINS0093 Atornillador/Extractor Femur  
03OSCNPINS0128 Contenedor Instrumental Humeral  
03OSCNPINS0129 Bandeja Instrumental Humeral  
03OSCNPINS0123 Tornillera Clavo Humeral  
03OSCNPINS0094 Manopla de Húmero Titanio  
03OSCNPINS0095 Acople Angular Der-Izq Húmero  
03OSCNPINS0096 Acople Distal p/centrado Húmero  
03OSCNPINS0097 Varilla c/Maza Extractora Húmero  
03OSCNPINS0098 Acople Extractor Húmero con Mango  
03OSCNPINS0099 Perno p/fijación de Acoples Húmero  
03OSCNPINS0100 Perno Canulado Húmero p/Colocación  
03OSCNPINS0101 Destornillador Húmero SW 3.0  
03OSCNPINS0102 Manopla Distal Húmero  
03OSCNPINS0103 Regla Clavo Humeral  
03OSCNPINS0104 Punzón Cuadrado Húmero  
03OSCNPINS0105 Orientador en T Húmero  
03OSCNPINS0106 Destornillador p/presentar Tornillo Húmero  
03OSCNPINS0107 Mecha Cortical Húmero Ø3,20 en T  
03OSCNPINS0108 Llave de Ajuste Húmero



03OSCNPINS0109 Medidor de Profundidad Clavo Humeral  
03OSCNPINS0110 Mecha Cortical Húmero Ø3,00mm  
03OSCNPINS0111 Mecha Cortical Húmero Ø3,20mm con limitante  
03OSCNPINS0112 Camisa Ø8mm Húmero  
03OSCNPINS0113 Guía de Mecha Ø3,20mm - Camisa Ø8mm Húmero  
03OSCNPINS0114 Camisa Ø6mm Húmero  
03OSCNPINS0115 Guía de Mecha Ø3,20mm - Camisa Ø6mm Húmero  
03OSCNPINS0116 Punzón Ø8mm Húmero  
03OSCNPINS0117 Punzón Ø6mm Largo Húmero  
03OSCNPINS0118 Punzón Ø6mm Corto Húmero  
03OSCNPINS0119 Camisa Externa Húmero  
03OSCNPINS0120 Camisa Interna Ø3,20mm Húmero  
03OSCNPINS0124 Mecha Flexible Ø6,50 Húmero  
03OSCNPINS0125 Mecha Flexible Ø7,00 Húmero  
03OSCNPINS0126 Mecha Flexible Ø7,30 Húmero  
03OSCNPINS0127 Mecha Flexible Ø8,30 Húmero  
03OSGUICOL1355 Guia con oliva 2.0x800mm  
03OSGUISOL1357 Guia sin oliva 2.0x800mm  
03OSCNPINS0130 Contenedor Instrumental Gamma Ti  
03OSCNPINS0131 Bandeja Instrumental Binail I  
03OSCNPINS0132 Cuerpo flexible de mecha  
03OSCNPINS0133 Perno Canulado P/Suj. Clavo  
03OSBT2INS0003 Guía Multiorificio para Pin Ø3,20mm  
03OSBT2INS0004 Perno para Guía Corto M8  
03OSBT2INS0005 Perno para Guía Largo M6  
03OSBT2INS0006 Regla  
03OSBT2INS0007 Mecha Regulable p/Tornillo Cefálico  
03OSCNPINS0134 Mecha P/Torn Distal  
03OSBT2INS0008 Camisa Corta Binail  
03OSCNPINS0135 Destornillador de Cefalico  
03OSBT2INS0009 Camisa de Compresión Proximal  
03OSBT2INS0012 Acople Manopla 130°  
03OSBT2INS0013 Camisa Proximal en L  
03OSBT2INS0014 Medidor de Cefálico  
03OSBT2INS0015 Llave de Ajuste en T Hex. 8mm  
03OSBT2INS0017 Guía Distal Recta Binail II  
03OSBT2INS0018 Guía Distal Anteroposterior Binail II  
03OSBT2INS0019 Guía Distal Clavo Corto  
03OSBT2INS0020 Guía Distal Lateral  
03OSBT2INS0021 Centrador en T  
03OSBT2INS0022 Manopla PFNA  
03OSBT2INS0023 Medidor de Profundidad p/Tornillos Distales  
03OSBT2INS0024 Atornillador de Ángulo Variable  
03OSBT2INS0027 Proctecto de Partes Blandas  
03OSCNPINS0136 Punta Cuadrada  
03OSBT2INS0029 Camisa Distal Externa

03OSBT2INS0030 Camisa Distal Media  
03OSBT2INS0031 Punzón p/Camisa Distal  
03OSBT2INS0032 Varilla Extractora Corta  
03OSBT2INS0033 Mecha Cefálica  
03OSBT2INS0010 Punta p/Cefálico  
03OSBT2INS0034 Varilla Extractora Larga  
03OSBT2INS0037 Mango en T Extractor de Cefálico  
03OSBT2INS0036 Mango en T Binail  
03OSBT2INS0035 Extractor de Cefálico  
03OSBT2INS0038 Punzón Ø5,20mm  
03OSBT2INS0039 Pin de Limpieza Punta Roma  
03OSBT2INS0040 Destornillador Binail Pza  
03OSBT2INS0041 Brocha de Limpieza  
03OSBT2INS0042 Mecha Canulada Cefálica Binail Prox.  
03OSBT2INS0011 Punzón Ø3,20mm  
03OSBT2INS0043 Alambre Punta c/Tope  
03OSBT2INS0044 Llave de Conexión  
03OSBT2INS0045 Barra de Conexión  
03OSWASINS0105 Caja con tapa 505x280x120  
03OSWASINS0106 Bandeja 500x275  
03OSBUTINS0001 Tornillera Clavos Binail II Ti  
03OSBT2INS0002 Cuerpo Flexible de Mecha  
03OSBT2INS0046 Introdutor Torn. Cefálico  
03OSBT2INS0047 Perno Binail  
03OSBT2INS0048 Atornillador p/Tornillo Cefálico  
03OSBT2INS0049 Atornillador p/Perno  
03OSBT2INS0050 Llave en T Cardánica  
03OSBT2INS0058 Estabilizador para centrador en T  
03OSBT2INS0052 Guia conectora nac.  
03OSBT2INS0053 Barra guia nac.  
03OSBT2INS0054 Guia retencion nac.  
03OSBT2INS0056 Perno M8  
03OSBT2INS0057 Perno M6  
03INCADPLA0001 Contenedor 550x270x80  
03INCADPLA0002 Bandeja 540x260x30  
03OSBHLINS0001 Alicata para doblar placas  
03OSBHLINS0002 Iniciador angulado oblicuo 2.5mm  
03OSBHLINS0003 Iniciador canulado angulo  
03OSBHLINS0004 Iniciador canulado arriba 5mm  
03OSBHLINS0005 Jacobs  
03OSCLAALK0040 Kirschner roscado 2.0x300mm  
03OSCLAALK0028 Kirschner roscado 2.5x400mm  
03OSCLAALK0049 Kirschner roscado 3.0x400mm  
03OSBHLINS0006 Martillo canulado  
03OSBHLINS0007 Mecha cortical 2.8x200mm  
03OSBHLINS0008 Mecha corticla 3.5x110 mm

03OSBHLINS0009 Punta cuadrada  
03OSBHLINS0010 Punta cuadrada 3mm  
03OSBHLINS0011 Punta cuadrada 4mm  
03OSBHLINS0012 Punta cuadrada curva (PUNCH)  
03OSBHLINS0013 Trocar  
03OSBHLINS0014 Vaina para trocar  
03OSBHLINS0015 Mecha cortical 1.5x150mm  
03OSBHLINS0016 Mecha cortical 2.5x150mm  
03OSBHLINS0017 Mecha cortical 3.5x180mm  
03OSBHLINS0018 Mecha cortical 4.5x180mm  
03OSBHLINS0019 Mecha cortical 5.8x180mm  
03OSFERINS0001 Contenedor  
03OSFERINS0002 Tornillera  
03OSFERINS0003 Bandeja  
03OSFERINS0004 Alambre roscado 3.2x400mm  
03OSFERINS0005 Protector de tejido  
03OSFERINS0006 Medidor de profundidad - Tornillos bloq. 5mm  
03OSFERINS0007 Guía de mecha 17/14mm  
03OSFERINS0008 Guía de mecha de entrada Ø13.5mm  
03OSFERINS0009 Reamer de entrada Ø13.5mm  
03OSFERINS0010 Punzon de cuatro esquinas Ø13.5mm  
03OSFERINS0011 Manopla retrograda femur  
03OSFERINS0012 Guía distal recta retrog. femur  
03OSFERINS0013 Brazo distal  
03OSFERINS0014 Guía conectora distal  
03OSFERINS0015 Guía conectora angulada  
03OSFERINS0016 Guía proximal  
03OSFERINS0017 Pernos para guía  
03OSFERINS0018 Barra estabilizadora  
03OSFERINS0019 Barra estabilizadora con acople rápido  
03OSFERINS0020 Espaciador estabilizador  
03OSFERINS0021 Guía conectora proximal  
03OSFERINS0022 Perno para guía conectora proximal  
03OSFERINS0023 Barra con guía roscada 10/7.8mm  
03OSFERINS0024 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø9.5mm  
03OSFERINS0025 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø10mm  
03OSFERINS0026 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø11mm  
03OSFERINS0027 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø12mm  
03OSFERINS0028 Barra con espaciador roscado  
03OSFERINS0029 Perno bloqueado para manopla retrog, femur  
03OSFERINS0030 Llave Allen hex. 5.0mm  
03OSFERINS0031 Impactor para manopla retrog. Femur  
03OSFERINS0032 Mecha para barra estabilizadora con acople rápido  
03OSFERINS0033 Guía de martillo Ø7.9x280mm  
03OSFERINS0034 Tornillo de extracción para clavo retrógrado  
03OSFERINS0035 Trocar Ø3mm

03OSFERINS0036 Barra de posicionamiento Ø3.8x260mm  
03OSFERINS0037 Reamer Ø9.0mm  
03OSFERINS0038 Reamer Ø9.5mm  
03OSFERINS0039 Reamer Ø10.0mm  
03OSFERINS0040 Reamer Ø10.5mm  
03OSFERINS0041 Reamer Ø11.0mm  
03OSFERINS0042 Reamer Ø11,5mm  
03OSFERINS0043 Reamer Ø12.0mm  
03OSFERINS0044 Reamer Ø12.5mm  
03OSFERINS0045 Reamer Ø13.0mm  
03OSFERINS0046 Mango con acople rápido  
03OSFERINS0047 Reductor  
03OSFERINS0048 Guia con oliva 2.5x1000mm - Oliva Ø3.8mm  
03OSFERINS0049 Reamer flexible  
03OSFERINS0050 Camisa externa 10/8mm  
03OSFERINS0051 Camisa canulada para mecha 8/4mm  
03OSFERINS0052 Trocar largo Ø4x205mm  
03OSFERINS0053 Mecha vástago liso - Acople jacob  
03OSFERINS0054 Finalizador para mecha Ø4mm  
03OSFERINS0055 Pin Ø4x320mm  
03OSFERINS0056 Reamer para corteza lateral con acople rápido  
03OSFERINS0057 Llave Hex. 4.5mm para tornillo bloq. 5mm  
03OSFERINS0058 Martillo combinado  
03OSFERINS0059 Llave combinada 11mm  
03OSFERINS0060 Llave en L para impactor Ø4.45mm  
03OSFERINS0061 Trocar roscado para llave hex. Ø2.0mm  
03OSTIRINS0001 Contenedor  
03OSTIRINS0002 Base  
03OSTIRINS0003 Tapa  
03OSTIRINS0004 Bandeja  
03OSTIRINS0005 Martillo deslizante  
03OSTIRINS0006 Extractor de mango  
03OSTIRINS0007 Atornillador Hex. 3.5mm  
03OSTIRINS0008 Camisa de protección  
03OSTIRINS0009 Camisa de protección interna 3.2mm  
03OSTIRINS0010 Camisa de protección central 9.0mm  
03OSTIRINS0011 Camisa de protección externa 13.5mm  
03OSTIRINS0012 Alambre de Kirschner 3.2x400mm  
03OSTIRINS0013 Mecha canulada 7.0mm  
03OSTIRINS0014 Mecha canulada 9.0mm  
03OSTIRINS0015 Reamer 10.5mm  
03OSTIRINS0016 Reamer 11.0mm  
03OSTIRINS0017 Reamer 11.5mm  
03OSTIRINS0018 Reamer 12.0mm  
03OSTIRINS0019 Reamer 12.5mm  
03OSTIRINS0020 Reamer 13.0mm

03OSTIRINS0021 Reamer 13.5mm  
03OSTIRINS0022 Mango AO  
03OSTIRINS0023 Reamer escariador 10.5mm  
03OSTIRINS0024 Reamer escariador 11.5mm  
03OSTIRINS0025 Reamer escariador 12.5mm  
03OSTIRINS0026 Reamer escariador 13.5mm  
03OSTIRINS0027 Dispositivo para fijación de clavo  
03OSTIRINS0028 Eje roscado  
03OSTIRINS0029 Camisa media de protección 7.0mm  
03OSTIRINS0030 Mecha media 4.3 mm - Calcaneo  
03OSTIRINS0031 Punzón trocar  
03OSTIRINS0032 Barras de compresión  
03OSTIRINS0033 Atornillador AO Hex. 3.5mm  
03OSTIRINS0034 Atornillador AO Hex.  
03OSTIRINS0035 Camisa larga de protección 7.0mm  
03OSTIRINS0036 Mecha 4.3mm - Tornillos tibiales  
03OSTIRINS0037 Medidor de profundidad  
03OSTIRINS0038 Mecha larga 4.3mm - Tornillos calcaneos  
03OSTIRINS0039 Camisa de protección 5.0mm  
03OSTIRINS0040 Mango en T - AO  
03OSTIRINS0041 Tornillo para fijación de clavo  
03OSTIRINS0042 Rueda para impactación  
03OSTIRINS0043 Anillos O-ring  
03OSTIRINS0044 Rueda de compresión  
03OSTIRINS0045 Dispositivo de compresión  
03OSTIRINS0046 Mecha 5.0mm  
03OSTIRINS0047 Camisa media de protección 4.3mm  
03OSTIRINS0048 Camisa de protección 4.3mm

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Uso previsto:

Implantación quirúrgica en los huesos largos para la alineación, estabilización y fijación de fracturas causadas por trauma o enfermedad, la fijación de huesos largos que han sido preparados quirúrgicamente (osteotomía) para la corrección de la deformidad y para la artrodesis. Estos clavos intramedulares se usan en el fémur, tibia y húmero.

Indicación:

Fracturas traumáticas; Fracturas patológicas; Re-fracturas no consolidadas; cirugía reconstructiva.

Fracturas diafisarias tibiales; Fracturas metafisiarias tibiales; Fracturas intraarticulares de la meseta tibial

Fracturas intertrocanteréas; Fracturas per trocanteréas; Fracturas sub trocanteréas; Desunión y unión desunión; fracturas per trocanteréas asociadas con fracturas del eje; Fracturas patológicas (incluido el uso profiláctico) en las áreas trocanterea y diafisaria.

Fracturas diafisarias del eje humeral; Fracturas del húmero proximal; Fracturas humerales proximales con extensión diafisaria; Fracturas patológicas inminentes; Maluniones y desuniones.

Período de vida útil: Los productos se suministran no estériles para ser esterilizado previo a la cirugía por lo cual

no poseen vida útil.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Los productos se envasan: 1/2/5 y 10 Unidades

Método de esterilización: N/C

Nombre del fabricante:

IMPLANTES FICO ALEMANA SA.

Lugar de elaboración:

STEPHENSON 3048 TORTUGUITAS BUENOS AIRES  
ARGENTINA

Expediente N°:

1-0047-3110-007274-21-8

Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 15 marzo 2022.

N° Identificador Trámite: 33935

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2022.04.18 13:29:31 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.04.18 13:29:33 -03:00

**Rótulo de implante NO ESTERIL**

**Sistema endomedular de titanio**

Descripción Producto: XXXXXXXXXXXXXXXX



CODIGO: xxx



LOTE: xxx

MATERIAL: xxx

CANTIDAD (QTY): xxx



**NO ESTERIL – Esterilizar antes de usar**



Producto de un solo uso



Leer instrucciones de Uso



Precaución

*Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las instrucciones de utilización.*

*Conservar en lugar limpio y seco. No utilizar si el envase está roto o dañado*

PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-14-71

Condición de uso: uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fabricante:

IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.

Stephenson N°3048, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: (5411) 5777-1111

Fax: (5411) 5777-1111

E-mail: info@implantesfico.com.ar

Director Técnico: Claudia B. Carballedo – Farmacéutica - MP:18.900

**Rótulo de instrumental NO ESTERIL**

**Instrumental para sistema endomedular de titanio**

Descripción Producto: XXXXXXXXXXXXXXXX



CODIGO: xxx



LOTE: xxx

MATERIAL: xxx

CANTIDAD (QTY): xxx



**NO ESTERIL – Esterilizar antes de usar**



Leer instrucciones de Uso



Precaución

*Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las instrucciones de utilización.*

*Conservar en lugar limpio y seco. No utilizar si el envase está roto o dañado*

PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-14-71

Condición de uso: uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fabricante:

IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.

Stephenson N°3048, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: (5411) 5777-1111

Fax: (5411) 5777-1111

E-mail: info@implantesfico.com.ar

Director Técnico: Claudia B. Carballedo – Farmacéutica - MP:18.900

## INSTRUCCIONES DE USO

### Sistema endomedular de titanio

#### **NO ESTERIL – Esterilizar antes de usar**

Producto de un solo uso - Leer instrucciones de Uso



Precaución

*Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las instrucciones de utilización. Conservar en lugar limpio y seco. No utilizar si el envase está roto o dañado*

**PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-14-71**

*Condición de uso: uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias*

#### Fabricante:

IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.

Stephenson N°3048, Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: (5411) 5777-1111

Fax: (5411) 5777-1111

E-mail: info@implantesfico.com.ar

Director Técnico: Claudia B. Carballedo – Farmacéutica - MP:18.900

## 1. GENERALIDADES

Los productos deben ser implantados por profesionales capacitados que conocen las técnicas brindadas por IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. para la utilización de cada uno de ellos. La información actualizada para implantar los mismos se puede obtener a través de nuestros catálogos o bien ser requerida a nuestra empresa directamente, incluso en casos especiales.

IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. no se responsabiliza por cualquier efecto ni consecuencias que pudieran resultar del apartamiento de esas técnicas o instrucciones específicas, como ser una equivocada indicación o mala utilización de la técnica quirúrgica o problemas de asepsia, siendo esta enumeración no taxativa

Los implantes han sido diseñados como un conjunto integral aunque permiten realizar variantes a condición que se respete la compatibilidad dimensional de las piezas y de los materiales. **Están garantizadas las variantes que sean realizadas con productos fabricados por IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.. En ningún caso podrán ser combinados con productos fabricados por otra empresa salvo aquellos autorizados exclusivamente por IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.. En caso de combinar productos de fabricación propia con productos no autorizados por IMPLANTES FICO ALEMANA S.A., caducará automáticamente la garantía del producto utilizado.**

Esta u otras circunstancias deben asentarse en la historia clínica e informarse al paciente.

Estas INSTRUCCIONES DE USO que se incluyen con el producto deben ser leídas atentamente por el médico cirujano y deben darse a conocer al paciente que recibirá el implante debiendo el médico justificar la entrega de una copia del presente y asentar dicha circunstancia en la historia clínica.

Ningún implante es mejor que la estructura ósea humana. Los implantes están fabricados de diversos biomateriales compatibles con el cuerpo humano. El peso del paciente y su nivel de actividad son factores fundamentales que afectan la vida y el desempeño del implante. El paciente DEBE ser instruido por parte del médico cirujano acerca de estos factores así como las restricciones a las que se verá sometido el paciente en la etapa postoperatoria.

Para mayor información por favor lea las CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y EFECTOS ADVERSOS.

## 2. BIOMATERIALES

Para la fabricación e implantación de los implantes se han utilizado biomateriales compatibles química, biológica y físicamente con el cuerpo humano así como mecánicamente resistentes a las cargas que el mismo transmite a los implantes.

Para implantes de Titanio, las especificaciones responden a normas ASTM-F136; ASTM F67, IRAM 9408-1, ISO 5832-3



### 3. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de proceder al uso del implante, es imprescindible verificar el correcto estado del envase.

En caso que el envase se encuentre abierto o deteriorado, NO IMPLANTAR y remitir de forma inmediata a IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.

En caso de poseer fecha de vencimiento verificar que la misma no se encuentre vencida y en su caso, proceder de igual modo que en el párrafo anterior.

Cada producto debe ser extraído en condiciones de asepsia y tratado con cuidado, de manera que no tome contacto con otros que puedan alterarlo.

**IMPORTANTE: No utilizar jamás un implante que haya sido usado previamente.**

**No efectuar ninguna modificación al implante salvo en casos indicados por la técnica quirúrgica.**

Antes de la implantación verificar que el implante no posea suciedad, marcas, golpes o rayaduras especialmente en las zonas de fricción y elementos de unión.

Debe evitarse la flexión del implante en cualquier sentido.

Cualquiera de estos procedimientos puede causar el daño al acabado de su superficie, produciendo como consecuencia concentración de tensiones que pueden llegar a ser el punto de fractura del implante.

Respecto a los detalles técnicos que conciernen la implantación propiamente dicha, el cirujano deberá referirse a la técnica quirúrgica. IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. cuenta con material técnico y personal capacitado que podrán asistirlo para implantar con éxito el producto.

NUNCA inicie el acto quirúrgico sin antes realizar una minuciosa planificación preoperatoria ya que la falta de planificación puede ocasionar la mala selección del componente protésico o la falla en el abordaje del área a operar.

### 4. USO PREVISTO

Implantación quirúrgica en los huesos largos para la alineación, estabilización y fijación de fracturas causadas por trauma o enfermedad, la fijación de huesos largos que han sido preparados quirúrgicamente (osteotomía) para la corrección de la deformidad y para la artrodesis. Estos clavos intramedulares se usan en el fémur, tibia y húmero.

### 5. INDICACIONES

Fracturas traumáticas; Fracturas patológicas; Re-fracturas no consolidadas; cirugía reconstructiva.

Fracturas diafisarias tibiales; Fracturas metafisarias tibiales; Fracturas intraarticulares de la meseta tibial

Fracturas intertrocanteréas; Fracturas per trocanteréas; Fracturas sub trocanteréas; Desunión y unión desunión; fracturas per trocanteréas asociadas con fracturas del eje; Fracturas patológicas (incluido el uso profiláctico) en las áreas trocanterea y diafisaria.

Fracturas diafisarias del eje humeral; Fracturas del húmero proximal; Fracturas humerales proximales con extensión diafisaria; Fracturas patológicas inminentes; Maluniones y desuniones.

### 6. CONTRAINDICACIONES

- Infecciones sistémicas o locales, crónicas o agudas.
- Deficiencias vasculares, musculares severas o neurológicas que afecten al miembro en cuestión.
- Destrucción ósea, pérdida o baja calidad ósea que puedan afectar la estabilidad del implante.
- Todas la infecciones asociadas que puedan comprometer la funcionalidad o implante del producto.

- Presencia de otros trastornos como cardíacos, pulmonares, metabólicos, etc.
- Pacientes que serán incapaces de movilizarse luego de la intervención quirúrgica debido a otros problemas.
- Pacientes esqueléticamente inmaduros.
- Adicción a las drogas, alcohol o fármacos
- Falta de consolidación de fracturas

**IMPORTANTE:** El médico cirujano debe considerar potenciales contraindicaciones en pacientes con alteraciones neurológicas que no sean capaces de cumplir las indicaciones posquirúrgicas así como aquellos con pérdida ósea acusada, alteraciones metabólicas, úlceras, pacientes diabéticos, déficit de nutrición y déficit severo de proteínas. Todos estos factores ponen el riesgo tanto la artroplastía como la funcionalidad e integridad del implante. Los pacientes **DEBEN SER ADVERTIDOS DE ESTAS CONTRAINDICACIONES**

## **7. ADVERTENCIAS**

En todos los casos, se deben seguir las prácticas habituales recomendadas por el médico cirujano luego de la cirugía. El paciente debe ser advertido de las limitaciones que implica una osteosíntesis para reconstrucción ósea. El riesgo de fracaso del implante que incluye entre otros aflojamiento, fractura y/o desgaste, se incrementa en pacientes de peso elevado o altos niveles de actividad física. Los pacientes deben ser advertidos del incremento del riesgo que esto implica.

Para una utilización segura y eficiente del implante, el médico cirujano debe conocer perfectamente las técnicas quirúrgicas recomendadas para la implantación. Para asegurar una implantación segura y precisa de los implantes solamente deben utilizarse instrumentales fabricados por **IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.** No deben utilizarse otros instrumentales no fabricados por **IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.** ya que esto puede llevar a una mala implantación de los componentes favoreciendo el fracaso acelerado del implante.

Es imprescindible realizar la planificación preoperatoria antes de la implantación para una correcta selección de los componentes. Esta tarea es absoluta responsabilidad del médico cirujano y por lo tanto **IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.** no puede recomendar la utilización de componentes ni la técnica quirúrgica pero pone a disposición de los profesionales los distintos tipos implantes así como las diferentes técnicas quirúrgicas aplicables a los mismos.

**LOS IMPLANTES UTILIZADOS EN OSTEOSÍNTESIS DEBEN SER EXTRAIDOS DEL PACIENTE UNA VEZ CONSOLIDADA LA FRACTURA O CORREGIDA LA PATOLOGÍA.**

Se recomienda un control post-operatorio frecuente por parte del profesional para asegurar la correcta consolidación ósea o la corrección de la patología. La falta de este control puede llevar a la rotura de los implantes por falla mecánica si el proceso de consolidación no se desarrolla normalmente.

**Biomateriales:** Para la fabricación e implantación de los implantes se han utilizado biomateriales compatibles química, biológica y físicamente con el cuerpo humano así como mecánicamente resistentes a las cargas que el mismo transmite a los implantes. Sin embargo, en el caso de las aleaciones metálicas, estas poseen elementos constitutivos que pueden provocar respuesta de hipersensibilidad alérgica del sistema inmunológico. Si se sospecha durante el estudio preoperatorio la existencia del fenómeno en el paciente, es indispensable realizar el diagnóstico apropiado, con el fin de seleccionar correctamente el implante y en particular su composición.

La norma correspondiente al material de cada componente se encuentra descripta en la etiqueta que acompaña el mismo. **IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.** pone a disposición del profesional la nómina de normas de biomateriales para determinar la composición de cada componente protésico.

## **8. PRECAUCIONES**

El paciente debe ser advertido de las limitaciones que implica una osteosíntesis para reconstrucción ósea. El médico cirujano debe advertir al paciente respecto de los cuidados y controles a los que debe someterse una vez implantado. El nivel de actividad física excesiva del paciente así como el sobrepeso afectan en forma directa la zona implantada y comprometen la fijación y durabilidad del implante. El aflojamiento de cualquiera de los componentes protésicos puede dar lugar a la fractura del mismo o a la generación excesiva de partículas

producto del rozamiento pudiendo generar una reacción tisular de resorción ósea y favoreciendo al fracaso de alguno o todos los elementos.

Un implante nunca debe ser reutilizado. La remoción y reinserción durante la cirugía puede generar en cualquiera de los componentes daños imperceptibles que generen concentración de tensiones o daños a las superficies de rozamiento que reducen la vida útil del implante.

En los casos de elementos de unión, los mismos han sido fabricados utilizando tolerancias muy estrictas. Deben manipularse con especial cuidado evitando que los mismos se golpeen, rayen o deterioren ya que generan en la unión imperfecciones que conllevan al fracaso de los componentes. Limpiar los elementos de unión antes de ensamblarlos durante la cirugía ya que si quedan partículas de cemento ó restos óseos en alguno o ambos componentes puede generar el fracaso de los componentes. Nunca utilizar componentes de distintos fabricantes ya que las dimensiones entre distintos fabricantes pueden diferir.

Una vez implantado el paciente, se debe resguardar al mismo de cualquier infección posterior, por insignificante que se la considere ya que la zona implantada queda susceptible durante un período de tiempo de contraer infección haciendo fracasar la intervención quirúrgica. Ante cualquier síntoma de infección consultar al médico cirujano para aplicar el tratamiento farmacológico más adecuado. De igual forma se debe instruir al paciente de estos riesgos asociados a infecciones así como el paciente debe informar al médico cirujano ante cualquier cirugía posterior a la implantación (p.ej: tratamientos dentales, exámenes endoscópicos, etc.) para prevenir la potencial infección de las zona implantada.

Para la implantación de los componentes se debe utilizar el instrumental apropiado fabricado por IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. La utilización de cualquier otro instrumento no fabricado por IMPLANTES FICO ALEMANA S.A, puede dar lugar una incorrecta implantación, pudiendo afectar la vida útil de los componentes protésicos.

## **9. EFECTOS ADVERSOS**

Durante la implantación de cualquiera de los componentes protésicos, puede ocurrir la fractura del hueso si es que los componentes no han sido seleccionados adecuadamente o bien no se ha empleado correctamente la técnica quirúrgica.

La implantación de materiales extraños en los tejidos puede ocasionar reacciones histológicas involucrando macrófagos y fibroblastos. La significación clínica actual de estos efectos es incierta dado que cambios similares pueden ocurrir durante el proceso normal de curado de la herida.

Reacciones de sensibilidad de los pacientes a las bioaleaciones siguientes a la intervención raramente han sido reportadas. La infección del sitio implantado puede ser seria y debe ser tratada de forma inmediata ya que de no ser así puede llevar a la amputación del miembro afectado.

Algunos de estos efectos adversos pueden requerir una nueva cirugía, la remoción del implante y la posterior implantación de un nuevo implante.

Adicionalmente al riesgo asociado de falla del implante, aflojamiento o fractura, los siguientes riesgos a respuestas tisulares adversas y posibles complicaciones DEBEN ser explicadas y discutidas con el paciente:

- Se han presentado reportes en la literatura que una variedad de metales, polímeros y químicos y otros materiales utilizados en ortopedia pueden causar cáncer u otras reacciones adversas. Debido al largo período de latencia requerido para inducir tumores en humanos, no existe evidencia concluyente de la relación entre los implantes ortopédicos y los tumores malignos. Aunque no se ha establecido una clara asociación, los riesgos e incertidumbres de los efectos a largo plazo de las articulaciones artificiales y los elementos de fijación, DEBEN ser explicadas y discutidas con el paciente con anterioridad a la cirugía. El paciente debe saber que cualquier condición que cause daño crónico a los tejidos, puede ser oncogénico. Cáncer hallado en las inmediaciones del implante puede estar asociado a factores no referidos a los materiales del implante tal como: metástasis de los tejidos blandos (pulmones, pecho, sistema digestivo y otros) al hueso o inducido en estas localizaciones durante el proceso operativo o por procesos de diagnóstico tal como biopsias y por avance de la enfermedad de Paget. Los pacientes que sufren la enfermedad de Paget deben ser advertidos de estos efectos.
- La implantación de cualquier material extraño en los tejidos puede dar lugar a procesos inflamatorios. Literatura reciente sugiere que las partículas producto del desgaste (incluyendo metales, cerámicos, polímeros y restos de cemento óseo) pueden iniciar el proceso de aflojamiento del implante. Dado que la generación de partículas de desgaste es inevitable para el movimiento de la articulación, debe asegurarse

que se emplean las técnicas de implantación y cementación óptimas que reduzcan al mínimo dichas partículas durante el desempeño de la articulación.

- Sensibilidad al metal ha sido reportada luego del contacto con implantes ortopédicos. Los elementos más comunes que presentan sensibilidad son el níquel, el cobalto y el cromo presentes en las bioaleaciones de acero inoxidable y aleaciones de cromo-cobalto. El titanio y sus aleaciones es marcadamente menos antigénico y se recomienda su utilización en pacientes alérgicos o con sensibilidad a los metales.

El mayor grado de desgaste puede comenzar con partículas de desgaste que causan la abrasión de las superficies articulares. Un elevado nivel de desgaste puede reducir notablemente la vida útil de los componentes protésicos. Los mecanismos de desgaste generados pueden ser por abrasión, adhesión, fatiga o por inclusión de un tercer cuerpo entre las superficies de rozamiento. El elevado nivel de partículas de desgaste presente en la articulación puede dar inicio a osteólisis asintomática o generando dolor e hinchazón. Este proceso debe ser controlado por el médico cirujano ya que puede llevar a la revisión de los componentes protésicos.

En caso de traumatismo o pérdida de fijación, los componentes pueden aflojarse o migrar.

Puede presentarse fractura del implante por fatiga como consecuencia de un traumatismo, nivel de actividad no adecuado, alineamiento incorrecto o agotamiento de la vida útil del mismo.

## **10. INFORMACION PARA EL PACIENTE**

El paciente deberá ser informado por el cirujano de los riesgos potenciales y efectos adversos debidos a la inserción del implante y este deberá dar su consentimiento a la intervención quirúrgica propuesta.

El cirujano deberá informar al paciente que reciba el implante que la seguridad y durabilidad del mismo dependen de las funciones del paciente, especialmente la actividad física y el peso.

El paciente deberá informar al cirujano sobre cualquier cambio referente al miembro operado.

El paciente deberá acordar un examen postoperatorio realizado por su cirujano ortopeda en orden a detectar cualquier signo de desgaste o mal función del implante.

Antes de cualquier tratamiento o examen médico, el paciente deberá informar al profesional que lleva implantado un implante ortopédico especialmente en aquellos en los que se somete a campos electromagnéticos o radiaciones (por ej.: Resonancia magnética Nuclear – RMN). Estas u otras circunstancias deben asentarse en la historia clínica e informarse al paciente.

## **11. EMBALAJE Y ESTERILIZACION**

Los productos suministrados bajo condición NO ESTERIL, deben ser esterilizados previo a la cirugía.

Si se observara alguna anomalía o deterioro en el envase del implante, contáctese con el área Técnica de IMPLANTES FICO ALEMANA S.A., para solucionar el inconveniente.

En caso que se requiera la esterilización de productos suministrados como NO ESTERIL ó el acondicionado y reesterilización de instrumentales de implantación, se recomienda seguir los siguientes parámetros que aseguren un nivel de seguridad de esterilidad SAL  $10^{-6}$ .

### ACONDICIONADO:

El método a seguir será:

- a) remojo en detergente enzimático;
- b) enjuague;
- c) limpieza ultrasónica como mínimo por 20 minutos;
- d) enjuague. Evitar golpear, rayar o doblar los implantes. Prestar especial atención a las cavidades ya que pueden quedar restos de productos químicos y agua del enjuague.

<b>Implantes FICO Alemana S.A.</b>	<b>Instrucciones de Uso</b> (según ANEXO III B, Disp.2318/02) Sistema endomedular de titanio
--	--

ESTERILIZACIÓN:

Método	Ciclo	Temperatura	Exposición
Vapor	Pre-Vacío	132°C	10 minutos

ATENCIÓN: Instrumentales totalmente de polietileno o metálicos con componentes de polietileno nunca deben ser reesterilizados por vapor. Las temperaturas requeridas para este método pueden deteriorar las características físicas y dimensionales del componente.

**IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA REESTERILIZACIÓN DE SUS IMPLANTES QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE COMUNICADA Y AUTORIZADA POR NUESTRO PERSONAL TÉCNICO.**

**12. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD**

Cada implante lleva grabado en su superficie un número de lote que coincide con el impreso en la etiqueta del envase.

**Este número deberá agregarse a la historia clínica del paciente y al certificado de implante valiéndose de la etiqueta autoadhesiva adjunta.** La comunicación de este número es condición de esta garantía pues nos permite rastrear la historia de cada implante desde la fabricación, incluida la materia prima, hasta la fecha de terminación y de su esterilización.

**13. ALMACENAMIENTO**

Los implantes deben mantenerse en su embalaje original, en el lugar habitual destinado al almacenaje de los implantes a una temperatura y humedad controladas definidas por las normas internacionales. A tal efecto aconsejamos de ser necesario controlar los vencimientos de modo tal que las primeras en salir hayan sido las primeras en entrar.

**14. SERVICIOS AL CONSUMIDOR**

Para toda consulta referente a los implantes fabricados por nuestra empresa sírvase comunicarse al (54-11) 5777-1111 o bien por correo electrónico a [info@implantesfico.com.ar](mailto:info@implantesfico.com.ar)

**15. SIMBOLOGIA**

	UNICO USO		LEA LAS INSTRUCCIONES
	LOTE Nº		FECHA DE VENCIMIENTO
	REFERENCIA / CODIGO / CATALOGO Nº		NO ESTERIL
	FECHA DE FABRICACION		MANTENER EN LUGAR SECO
	NO USAR SI EL ENVASE ESTA DAÑADO		

GERARDO C. AMADORI SAVARRIA  
APODERADO

Dra. Claudia B. Carballido  
Implantes FICO Alemana S.A.  
Directora Técnica M. P. 18900



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** rot, e, inst de uso-IMPLANTES F.I.C.O. ALEMANA S.A.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.03.17 21:02:34 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.03.17 21:02:35 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-007274-21-8

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N° 1-0047-3110-007274-21-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por **IMPLANTES FICO ALEMANA SA.**; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 14-71

Nombre descriptivo: SISTEMA ENDOMEDULAR DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
16-027 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): FICO, BUTTELER.

Modelos:

Clavo Nail Pin Tibia, Clavo Nail Pin Fémur, Clavo Nail Pin Húmero, Clavo Nail Pin tipo BINAIL Ti I, Clavo Nail Pin tipo BINAIL Ti II, Clavo Nail Pin BINAIL Ti III, Clavo Nail Pin retrogrado Fémur, Clavo Nail Pin retrogrado Tibia, Clavo BHL.

## CODIGO DESCRIPCION

03OSCNPTIB0001 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x255mm Ti  
03OSCNPTIB0002 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x270mm Ti  
03OSCNPTIB0003 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x285mm Ti  
03OSCNPTIB0004 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x300mm Ti  
03OSCNPTIB0005 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x315mm Ti  
03OSCNPTIB0006 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x330mm Ti  
03OSCNPTIB0007 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x345mm Ti  
03OSCNPTIB0008 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x360mm Ti  
03OSCNPTIB0009 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 8.4x375mm Ti  
03OSCNPTIB0010 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x255mm Ti  
03OSCNPTIB0011 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x270mm Ti  
03OSCNPTIB0012 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x285mm Ti  
03OSCNPTIB0013 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x300mm Ti  
03OSCNPTIB0014 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x315mm Ti  
03OSCNPTIB0015 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x330mm Ti  
03OSCNPTIB0016 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x345mm Ti  
03OSCNPTIB0017 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x360mm Ti  
03OSCNPTIB0018 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 9x375mm Ti  
03OSCNPTIB0019 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x255mm Ti  
03OSCNPTIB0020 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x270mm Ti  
03OSCNPTIB0021 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x285mm Ti  
03OSCNPTIB0022 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x300mm Ti  
03OSCNPTIB0023 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x315mm Ti  
03OSCNPTIB0024 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x330mm Ti  
03OSCNPTIB0025 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x345mm Ti  
03OSCNPTIB0026 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x360mm Ti  
03OSCNPTIB0027 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 10x375mm Ti  
03OSCNPTIB0080 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x255mm Ti  
03OSCNPTIB0081 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x270mm Ti  
03OSCNPTIB0082 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x285mm Ti  
03OSCNPTIB0083 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x300mm Ti  
03OSCNPTIB0084 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x315mm Ti  
03OSCNPTIB0085 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x330mm  
03OSCNPTIB0086 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x345mm  
03OSCNPTIB0087 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x360mm  
03OSCNPTIB0088 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 11x375mm  
03OSCNPTIB0089 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x255mm  
03OSCNPTIB0090 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x270mm  
03OSCNPTIB0091 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x285mm  
03OSCNPTIB0092 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x300mm  
03OSCNPTIB0093 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x315mm  
03OSCNPTIB0094 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x330mm  
03OSCNPTIB0095 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x345mm  
03OSCNPTIB0096 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x360mm



03OSCNPTIB0097 Clavo Intramed Nail Pin Tibia 12x375mm  
03OSCNPTIB0028 Tornillo Cortical 4.5x24mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0029 Tornillo Cortical 4.5x26mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0030 Tornillo Cortical 4.5x28mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0031 Tornillo Cortical 4.5x30mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0032 Tornillo Cortical 4.5x32mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0033 Tornillo Cortical 4.5x34mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0034 Tornillo Cortical 4.5x36mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0035 Tornillo Cortical 4.5x38mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0036 Tornillo Cortical 4.5x40mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0037 Tornillo Cortical 4.5x42mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0038 Tornillo Cortical 4.5x44mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0039 Tornillo Cortical 4.5x46mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0040 Tornillo Cortical 4.5x48mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0041 Tornillo Cortical 4.5x50mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0042 Tornillo Cortical 4.5x52mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0043 Tornillo Cortical 4.5x54mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0044 Tornillo Cortical 4.5x56mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0045 Tornillo Cortical 4.5x58mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0046 Tornillo Cortical 4.5x60mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0047 Tornillo Cortical 4.5x62mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0048 Tornillo Cortical 4.5x64mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0049 Tornillo Cortical 4.5x66mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0050 Tornillo Cortical 4.5x68mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0051 Tornillo Cortical 4.5x70mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0052 Tornillo Cortical 4.5x72mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0053 Tornillo Cortical 4.5x74mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0054 Tornillo Cortical 4.5x76mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0055 Tornillo Cortical 4.5x78mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0056 Tornillo Cortical 4.5x80mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0057 Tornillo Cortical 4.5x82mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0058 Tornillo Cortical 4.5x84mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0059 Tornillo Cortical 4.5x86mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0060 Tornillo Cortical 4.5x88mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0061 Tornillo Esponjosa 4.8x25mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0062 Tornillo Esponjosa 4.8x30mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0063 Tornillo Esponjosa 4.8x35mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0064 Tornillo Esponjosa 4.8x40mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0065 Tornillo Esponjosa 4.8x45mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0066 Tornillo Esponjosa 4.8x50mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0067 Tornillo Esponjosa 4.8x55mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0068 Tornillo Esponjosa 4.8x60mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0069 Tornillo Esponjosa 4.8x65mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0070 Tornillo Esponjosa 4.8x70mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0071 Tornillo Esponjosa 4.8x75mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0072 Tornillo Esponjosa 4.8x80mm RT-Ti

03OSCNPTIB0073 Tornillo Esponjosa 4.8x85mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0074 Tornillo Esponjosa 4.8x90mm RT-Ti  
03OSCNPTIB0075 Tapon Roscado Extra Largo 5mm Ti  
03OSCNPTIB0076 Tapon Roscado Extra Largo 10mm Ti  
03OSCNPTIB0077 Tapon Roscado Extra Largo 15mm Ti  
03OSCNPTIB0078 Tapon Estándar Corto Ti  
03OSCNPTIB0079 Tapon Estándar Roscado Largo Ti  
03OSCNPTIS0901 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x260mm Ti  
03OSCNPTIS0902 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x275mm Ti  
03OSCNPTIS0903 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x290mm Ti  
03OSCNPTIS0904 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x305mm Ti  
03OSCNPTIS0905 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x320mm Ti  
03OSCNPTIS0906 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x335mm Ti  
03OSCNPTIS0907 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x350mm Ti  
03OSCNPTIS0908 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x365mm Ti  
03OSCNPTIS0909 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 9x380mm Ti  
03OSCNPTIS1001 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x260mm Ti  
03OSCNPTIS1002 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x275mm Ti  
03OSCNPTIS1003 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x290mm Ti  
03OSCNPTIS1004 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x305mm Ti  
03OSCNPTIS1005 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x320mm Ti  
03OSCNPTIS1006 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x335mm Ti  
03OSCNPTIS1007 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x350mm Ti  
03OSCNPTIS1008 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x365mm Ti  
03OSCNPTIS1009 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 10x380mm Ti  
03OSCNPTIS1101 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x260mm Ti  
03OSCNPTIS1102 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x275mm Ti  
03OSCNPTIS1103 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x290mm Ti  
03OSCNPTIS1104 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x305mm Ti  
03OSCNPTIS1105 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x320mm Ti  
03OSCNPTIS1106 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x335mm Ti  
03OSCNPTIS1107 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x350mm Ti  
03OSCNPTIS1108 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x365mm Ti  
03OSCNPTIS1109 Clavo Intra Nail Pin Tibial Supra 11x380mm Ti  
03OSCNPTIS0805 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x5mm Ti  
03OSCNPTIS0810 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x10mm Ti  
03OSCNPTIS0815 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x15mm Ti  
03OSCNPTIS0820 Tapon Roscado STD Tibial Supra 8x20mm Ti  
03OSCNPFEM0073 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x320mm L Ti  
03OSCNPFEM0079 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x320mm R Ti  
03OSCNPFEM0074 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0080 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0075 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0081 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0076 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0082 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x380mm R Ti

03OSCNPFEM0077 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0083 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0078 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0084 Clavo Intramed Nail Pin Femur 9.5x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0001 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x320mm L Ti  
03OSCNPFEM0008 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x320mm R Ti  
03OSCNPFEM0002 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0009 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0003 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0010 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0004 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0011 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0005 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0012 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0006 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0013 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0007 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0014 Clavo Intramed Nail Pin Femur 10x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0015 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x320mm L Ti  
03OSCNPFEM0022 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x320mm R Ti  
03OSCNPFEM0016 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0023 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0017 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0024 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0018 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0025 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0019 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0026 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0020 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0027 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0021 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0028 Clavo Intramed Nail Pin Femur 11x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0085 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0091 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0086 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0092 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0087 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0093 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0088 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0094 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0089 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0095 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0090 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0096 Clavo Intramed Nail Pin Femur 12x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0097 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0103 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x340mm R Ti

03OSCNPFEM0098 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0104 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0099 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0105 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0100 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0106 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0101 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0107 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0102 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0108 Clavo Intramed Nail Pin Femur 13x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0109 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x340mm L Ti  
03OSCNPFEM0115 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x340mm R Ti  
03OSCNPFEM0110 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x360mm L Ti  
03OSCNPFEM0116 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x360mm R Ti  
03OSCNPFEM0111 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x380mm L Ti  
03OSCNPFEM0117 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x380mm R Ti  
03OSCNPFEM0112 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x400mm L Ti  
03OSCNPFEM0118 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x400mm R Ti  
03OSCNPFEM0113 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x420mm L Ti  
03OSCNPFEM0119 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x420mm R Ti  
03OSCNPFEM0114 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x440mm L Ti  
03OSCNPFEM0120 Clavo Intramed Nail Pin Femur 14x440mm R Ti  
03OSCNPFEM0040 Tornillo Femoral Bolt 5x26mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0041 Tornillo Femoral Bolt 5x28mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0042 Tornillo Femoral Bolt 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0043 Tornillo Femoral Bolt 5x32mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0044 Tornillo Femoral Bolt 5x34mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0045 Tornillo Femoral Bolt 5x36mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0046 Tornillo Femoral Bolt 5x38mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0047 Tornillo Femoral Bolt 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0048 Tornillo Femoral Bolt 5x42mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0049 Tornillo Femoral Bolt 5x44mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0050 Tornillo Femoral Bolt 5x46mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0051 Tornillo Femoral Bolt 5x48mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0052 Tornillo Femoral Bolt 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0053 Tornillo Femoral Bolt 5x52mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0054 Tornillo Femoral Bolt 5x54mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0055 Tornillo Femoral Bolt 5x56mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0056 Tornillo Femoral Bolt 5x58mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0057 Tornillo Femoral Bolt 5x60mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0058 Tornillo Femoral Bolt 5x62mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0059 Tornillo Femoral Bolt 5x64mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0060 Tornillo Femoral Bolt 5x66mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0061 Tornillo Femoral Bolt 5x68mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0062 Tornillo Femoral Bolt 5x70mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0063 Tornillo Femoral Bolt 5x72mm RT-Ti

03OSCNPFEM0064 Tornillo Femoral Bolt 5x74mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0065 Tornillo Femoral Bolt 5x76mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0066 Tornillo Femoral Bolt 5x78mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0067 Tornillo Femoral Bolt 5x80mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0068 Tornillo Femoral Bolt 5x85mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0069 Tornillo Femoral Bolt 5x90mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0070 Tornillo Femoral Bolt 5x95mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0071 Tornillo Femoral Bolt 5x100mm RT-Ti  
03OSCNPFEM0029 Tornillo de bloqueo 6.5x65mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0030 Tornillo de bloqueo 6.5x70mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0031 Tornillo de bloqueo 6.5x75mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0032 Tornillo de bloqueo 6.5x80mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0033 Tornillo de bloqueo 6.5x85mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0034 Tornillo de bloqueo 6.5x90mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0035 Tornillo de bloqueo 6.5x95mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0036 Tornillo de bloqueo 6.5x100mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0037 Tornillo de bloqueo 6.5x105mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0038 Tornillo de bloqueo 6.5x110mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0072 Tornillo de bloqueo 6.5x115mm RP-Ti  
03OSCNPFEM0039 Tapon Clavo de Femur Estandar Ti  
03OSCNPHUM0001 Clavo Intramed Nail Pin Humero 7x160mm Ti  
03OSCNPHUM0002 Clavo Intramed Nail Pin Humero 7x180mm Ti  
03OSCNPHUM0003 Clavo Intramed Nail Pin Humero 7x200mm Ti  
03OSCNPHUM0004 Clavo Intramed Nail Pin Humero 7x220mm Ti  
03OSCNPHUM0005 Clavo Intramed Nail Pin Humero 7x240mm Ti  
03OSCNPHUM0006 Clavo Intramed Nail Pin Humero 7x260mm Ti  
03OSCNPHUM0007 Clavo Intramed Nail Pin Humero 8x160mm Ti  
03OSCNPHUM0008 Clavo Intramed Nail Pin Humero 8x180mm Ti  
03OSCNPHUM0009 Clavo Intramed Nail Pin Humero 8x200mm Ti  
03OSCNPHUM0010 Clavo Intramed Nail Pin Humero 8x220mm Ti  
03OSCNPHUM0011 Clavo Intramed Nail Pin Humero 8x240mm Ti  
03OSCNPHUM0012 Clavo Intramed Nail Pin Humero 8x260mm Ti  
03OSCNPHUM0013 Tornillo 3.5x18mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0014 Tornillo 3.5x20mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0015 Tornillo 3.5x22mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0016 Tornillo 3.5x24mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0017 Tornillo 3.5x26mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0018 Tornillo 3.5x28mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0019 Tornillo 3.5x30mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0020 Tornillo 3.5x32mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0021 Tornillo 3.5x34mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0022 Tornillo 3.5x36mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0023 Tornillo 3.5x38mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0024 Tornillo 3.5x40mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0025 Tornillo 3.5x45mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0026 Tornillo 3.5x50mm RT-Ti

03OSCNPHUM0027 Tornillo 5x20mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0028 Tornillo 5x25mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0029 Tornillo 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0030 Tornillo 5x35mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0031 Tornillo 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0032 Tornillo 5x45mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0033 Tornillo 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPHUM0034 Tapon Humero Ti  
03OSCLABTI0005 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x320mm L Ti  
03OSCLABTI0011 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x320mm R Ti  
03OSCLABTI0006 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x340mm L Ti  
03OSCLABTI0012 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x340mm R Ti  
03OSCLABTI0007 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x360mm L Ti  
03OSCLABTI0013 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x360mm R Ti  
03OSCLABTI0008 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x380mm L Ti  
03OSCLABTI0014 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x380mm R Ti  
03OSCLABTI0009 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x400mm L Ti  
03OSCLABTI0015 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x400mm R Ti  
03OSCLABTI0010 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x420mm L Ti  
03OSCLABTI0016 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 9.2x420mm R Ti  
03OSCLABTI0017 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x320mm L Ti  
03OSCLABTI0023 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x320mm R Ti  
03OSCLABTI0018 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x340mm L Ti  
03OSCLABTI0024 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x340mm R Ti  
03OSCLABTI0019 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x360mm L Ti  
03OSCLABTI0025 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x360mm R Ti  
03OSCLABTI0020 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x380mm L Ti  
03OSCLABTI0026 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x380mm R Ti  
03OSCLABTI0021 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x400mm L Ti  
03OSCLABTI0027 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x400mm R Ti  
03OSCLABTI0022 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x420mm L Ti  
03OSCLABTI0028 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 10x420mm R Ti  
03OSCLABTI0001 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x170mm Ti  
03OSCLABTI0002 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x200mm Ti  
03OSCLABTI0029 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x320mm L Ti  
03OSCLABTI0035 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x320mm R Ti  
03OSCLABTI0030 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x340mm L Ti  
03OSCLABTI0036 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x340mm R Ti  
03OSCLABTI0031 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x360mm L Ti  
03OSCLABTI0037 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x360mm R Ti  
03OSCLABTI0032 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x380mm L Ti  
03OSCLABTI0038 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x380mm R Ti  
03OSCLABTI0033 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x400mm L Ti  
03OSCLABTI0039 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x400mm R Ti  
03OSCLABTI0034 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x420mm L Ti  
03OSCLABTI0040 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 11x420mm R Ti

03OSCLABTI0003 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 12x170mm Ti  
03OSCLABTI0004 Clavo Nail Pin Tipo Binail I 12x200mm Ti  
03OSCLABTI0054 Tornillo Distal 26mm Ti  
03OSCLABTI0055 Tornillo Distal 28mm Ti  
03OSCLABTI0056 Tornillo Distal 30mm Ti  
03OSCLABTI0057 Tornillo Distal 32mm Ti  
03OSCLABTI0058 Tornillo Distal 34mm Ti  
03OSCLABTI0059 Tornillo Distal 36mm Ti  
03OSCLABTI0060 Tornillo Distal 38mm Ti  
03OSCLABTI0061 Tornillo Distal 40mm Ti  
03OSCLABTI0062 Tornillo Distal 42mm Ti  
03OSCLABTI0063 Tornillo Distal 44mm Ti  
03OSCLABTI0064 Tornillo Distal 46mm Ti  
03OSCLABTI0065 Tornillo Distal 48mm Ti  
03OSCLABTI0066 Tornillo Distal 50mm Ti  
03OSCLABTI0067 Tornillo Distal 52mm Ti  
03OSCLABTI0068 Tornillo Distal 54mm Ti  
03OSCLABTI0069 Tornillo Distal 56mm Ti  
03OSCLABTI0070 Tornillo Distal 58mm Ti  
03OSCLABTI0071 Tornillo Distal 60mm Ti  
03OSCLABTI0072 Tornillo Distal 64mm Ti  
03OSCLABTI0073 Tornillo Distal 68mm Ti  
03OSCLABTI0074 Tornillo Distal 72mm Ti  
03OSCLABTI0075 Tornillo Distal 74mm Ti  
03OSCLABTI0076 Tornillo Distal 76mm Ti  
03OSCLABTI0077 Tornillo Distal 78mm Ti  
03OSCLABTI0078 Tornillo Distal 80mm Ti  
03OSCLABTI0079 Tornillo Distal 85mm Ti  
03OSCLABTI0080 Tornillo Distal 90mm Ti  
03OSCLABTI0081 Tornillo Distal 95mm Ti  
03OSCLABTI0082 Tornillo Distal 100mm Ti  
03OSCLABTI0041 Tornillo Cefalico de Impacto 10x70mm Ti  
03OSCLABTI0042 Tornillo Cefalico de Impacto 10x75mm Ti  
03OSCLABTI0043 Tornillo Cefalico de Impacto 10x80mm Ti  
03OSCLABTI0044 Tornillo Cefalico de Impacto 10x85mm Ti  
03OSCLABTI0045 Tornillo Cefalico de Impacto 10x90mm Ti  
03OSCLABTI0046 Tornillo Cefalico de Impacto 10x95mm Ti  
03OSCLABTI0047 Tornillo Cefalico de Impacto 10x100mm Ti  
03OSCLABTI0048 Tornillo Cefalico de Impacto 10x105mm Ti  
03OSCLABTI0049 Tornillo Cefalico de Impacto 10x110mm Ti  
03OSCLABTI0050 Tornillo Cefalico de Impacto 10x115mm Ti  
03OSCLABTI0051 Tornillo Cefalico de Impacto 10x120mm Ti  
03OSCLABTI0052 Tapon De 25mm Ti  
03OSCLABTI0053 Tapon De 40mm Ti  
03OSCLABT20901 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x320mm L Ti  
03OSCLABT20902 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x320mm R Ti

03OSCLABT20903 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x340mm L Ti  
03OSCLABT20904 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x340mm R Ti  
03OSCLABT20905 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x360mm L Ti  
03OSCLABT20906 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x360mm R Ti  
03OSCLABT20907 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x380mm L Ti  
03OSCLABT20908 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x380mm R Ti  
03OSCLABT20909 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x400mm L Ti  
03OSCLABT20910 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x400mm R Ti  
03OSCLABT20911 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x420mm L Ti  
03OSCLABT20912 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 9.2x420mm R Ti  
03OSCLABT21001 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x320mm L Ti  
03OSCLABT21002 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x320mm R Ti  
03OSCLABT21004 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x340mm R Ti  
03OSCLABT21003 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x340mm L Ti  
03OSCLABT21005 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x350mm L Ti  
03OSCLABT21006 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x350mm R Ti  
03OSCLABT21007 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x360mm L Ti  
03OSCLABT21008 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x360mm R Ti  
03OSCLABT21009 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x380mm L Ti  
03OSCLABT21010 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x380mm R Ti  
03OSCLABT21011 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x400mm L Ti  
03OSCLABT21012 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x400mm R Ti  
03OSCLABT21013 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x410mm L Ti  
03OSCLABT21014 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x410mm R Ti  
03OSCLABT21015 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x420mm L Ti  
03OSCLABT21016 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x420mm R Ti  
03OSCLABT21017 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x440mm L Ti  
03OSCLABT21018 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x440mm R Ti  
03OSCLABT21019 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x470mm L Ti  
03OSCLABT21020 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 10x470mm R Ti  
03OSCLABT21101 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x170mm Ti  
03OSCLABT21102 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11X200mm Ti  
03OSCLABT21103 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x320mm L Ti  
03OSCLABT21104 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x320mm R Ti  
03OSCLABT21105 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x340mm L Ti  
03OSCLABT21106 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x340mm R Ti  
03OSCLABT21107 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x350mm L Ti  
03OSCLABT21108 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x350mm R Ti  
03OSCLABT21109 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x360mm L Ti  
03OSCLABT21110 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x360mm R Ti  
03OSCLABT21111 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x380mm L Ti  
03OSCLABT21112 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x380mm R Ti  
03OSCLABT21113 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x400mm L Ti  
03OSCLABT21114 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x400mm R Ti  
03OSCLABT21115 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x410mm L Ti  
03OSCLABT21116 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x410mm R Ti



03OSCLABT21117 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x420mm L Ti  
03OSCLABT21118 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x420mm R Ti  
03OSCLABT21119 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x440mm L Ti  
03OSCLABT21120 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x440mm R Ti  
03OSCLABT21121 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x470mm L Ti  
03OSCLABT21122 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 11x470mm R Ti  
03OSCLABT21201 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x170mm Ti  
03OSCLABT21202 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x200mm Ti  
03OSCLABT21203 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x320mm L Ti  
03OSCLABT21204 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x320mm R Ti  
03OSCLABT21205 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x340mm L Ti  
03OSCLABT21206 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x340mm R Ti  
03OSCLABT21215 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x350mm L Ti  
03OSCLABT21216 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x350mm R Ti  
03OSCLABT21207 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x360mm L Ti  
03OSCLABT21208 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x360mm R Ti  
03OSCLABT21209 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x380mm L Ti  
03OSCLABT21210 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x380mm R Ti  
03OSCLABT21211 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x400mm L Ti  
03OSCLABT21212 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x400mm R Ti  
03OSCLABT21217 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x410mm L Ti  
03OSCLABT21218 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x410mm R Ti  
03OSCLABT21213 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x420mm L Ti  
03OSCLABT21214 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x420mm R Ti  
03OSCLABT21219 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x440mm L Ti  
03OSCLABT21220 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x440mm R Ti  
03OSCLABT21221 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x470mm L Ti  
03OSCLABT21222 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 12x470mm R Ti  
03OSCLABT21301 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x170mm Ti  
03OSCLABT21302 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x200mm Ti  
03OSCLABT21303 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x320mm L Ti  
03OSCLABT21304 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x320mm R Ti  
03OSCLABT21305 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x340mm L Ti  
03OSCLABT21306 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x340mm R Ti  
03OSCLABT21315 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x350mm L Ti  
03OSCLABT21316 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x350mm R Ti  
03OSCLABT21307 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x360mm L Ti  
03OSCLABT21308 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x360mm R Ti  
03OSCLABT21309 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x380mm L Ti  
03OSCLABT21310 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x380mm R Ti  
03OSCLABT21311 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x400mm L Ti  
03OSCLABT21312 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x400mm R Ti  
03OSCLABT21317 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x410mm L Ti  
03OSCLABT21318 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x410mm R Ti  
03OSCLABT21313 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x420mm L Ti  
03OSCLABT21314 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x420mm R Ti

03OSCLABT21319 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x440mm L Ti  
03OSCLABT21320 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x440mm R Ti  
03OSCLABT21321 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x470mm L Ti  
03OSCLABT21322 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 13x470mm R Ti  
03OSCLABT21401 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x170mm Ti  
03OSCLABT21402 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x200mm Ti  
03OSCLABT21403 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x320mm L Ti  
03OSCLABT21404 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x320mm R Ti  
03OSCLABT21405 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x340mm L Ti  
03OSCLABT21406 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x340mm R Ti  
03OSCLABT21415 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x350mm L Ti  
03OSCLABT21416 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x350mm R Ti  
03OSCLABT21407 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x360mm L Ti  
03OSCLABT21408 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x360mm R Ti  
03OSCLABT21409 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x380mm L Ti  
03OSCLABT21410 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x380mm R Ti  
03OSCLABT21411 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x400mm L Ti  
03OSCLABT21412 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x400mm R Ti  
03OSCLABT21417 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x410mm L Ti  
03OSCLABT21418 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x410mm R Ti  
03OSCLABT21413 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x420mm L Ti  
03OSCLABT21414 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x420mm R Ti  
03OSCLABT21419 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x440mm L Ti  
03OSCLABT21420 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x440mm R Ti  
03OSCLABT21421 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x470mm L Ti  
03OSCLABT21422 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 14x470mm R Ti  
03OSCLABT21501 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x170mm Ti  
03OSCLABT21502 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x200mm Ti  
03OSCLABT21503 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x320mm L Ti  
03OSCLABT21504 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x320mm R Ti  
03OSCLABT21505 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x340mm L Ti  
03OSCLABT21506 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x340mm R Ti  
03OSCLABT21515 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x350mm L Ti  
03OSCLABT21516 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x350mm R Ti  
03OSCLABT21507 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x360mm L Ti  
03OSCLABT21508 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x360mm R Ti  
03OSCLABT21509 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x380mm L Ti  
03OSCLABT21510 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x380mm R Ti  
03OSCLABT21511 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x400mm L Ti  
03OSCLABT21512 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x400mm R Ti  
03OSCLABT21517 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x410mm L Ti  
03OSCLABT21518 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x410mm R Ti  
03OSCLABT21513 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x420mm L Ti  
03OSCLABT21514 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x420mm R Ti  
03OSCLABT21519 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x440mm L Ti  
03OSCLABT21520 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x440mm R Ti

03OSCLABT21521 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x470mm L Ti  
03OSCLABT21522 Clavo Nail Pin Tipo Binail II 15x470mm R Ti  
03OSCLABT2T070 Tornillo Cefalico Roscado 10x70mm Ti  
03OSCLABT2T075 Tornillo Cefalico Roscado 10x75mm Ti  
03OSCLABT2T080 Tornillo Cefalico Roscado 10x80mm Ti  
03OSCLABT2T085 Tornillo Cefalico Roscado 10x85mm Ti  
03OSCLABT2T090 Tornillo Cefalico Roscado 10x90mm Ti  
03OSCLABT2T095 Tornillo Cefalico Roscado 10x95mm Ti  
03OSCLABT2T100 Tornillo Cefalico Roscado 10x100mm Ti  
03OSCLABT2T105 Tornillo Cefalico Roscado 10x105mm Ti  
03OSCLABT2T110 Tornillo Cefalico Roscado 10x110mm Ti  
03OSCLABT2T115 Tornillo Cefalico Roscado 10x115mm Ti  
03OSCLABT2T120 Tornillo Cefalico Roscado 10x120mm Ti  
03OSCLABT2T130 Tornillo Cefalico Roscado 10x130mm Ti  
03OSCLABT2T001 Tornillo de Bloqueo Binail II Ti  
03OSCLABT2T000 Tapon Cefalico Binail II Ti  
03OSCLABT31001 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x320mm L Ti  
03OSCLABT31002 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x320mm R Ti  
03OSCLABT31003 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x350mm L Ti  
03OSCLABT31004 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x350mm R Ti  
03OSCLABT31005 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x380mm L Ti  
03OSCLABT31006 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x380mm R Ti  
03OSCLABT31007 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x410mm L Ti  
03OSCLABT31008 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x410mm R Ti  
03OSCLABT31009 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x440mm L Ti  
03OSCLABT31010 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x440mm R Ti  
03OSCLABT31011 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x470mm L Ti  
03OSCLABT31012 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 10x470mm R Ti  
03OSCLABT31101 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x320mm L Ti  
03OSCLABT31102 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x320mm R Ti  
03OSCLABT31103 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x350mm L Ti  
03OSCLABT31104 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x350mm R Ti  
03OSCLABT31105 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x380mm L Ti  
03OSCLABT31106 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x380mm R Ti  
03OSCLABT31107 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x410mm L Ti  
03OSCLABT31108 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x410mm R Ti  
03OSCLABT31109 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x440mm L Ti  
03OSCLABT31110 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x440mm R Ti  
03OSCLABT31111 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x470mm L Ti  
03OSCLABT31112 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 11x470mm R Ti  
03OSCLABT31201 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x320mm L Ti  
03OSCLABT31202 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x320mm R Ti  
03OSCLABT31203 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x350mm L Ti  
03OSCLABT31204 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x350mm R Ti  
03OSCLABT31205 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x380mm L Ti  
03OSCLABT31206 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x380mm R Ti

03OSCLABT31207 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x410mm L Ti  
03OSCLABT31208 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x410mm R Ti  
03OSCLABT31209 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x440mm L Ti  
03OSCLABT31210 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x440mm R Ti  
03OSCLABT31211 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x470mm L Ti  
03OSCLABT31212 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 12x470mm R Ti  
03OSCLABT31301 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x320mm L Ti  
03OSCLABT31302 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x320mm R Ti  
03OSCLABT31303 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x350mm L Ti  
03OSCLABT31304 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x350mm R Ti  
03OSCLABT31305 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x380mm L Ti  
03OSCLABT31306 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x380mm R Ti  
03OSCLABT31307 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x410mm L Ti  
03OSCLABT31308 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x410mm R Ti  
03OSCLABT31309 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x440mm L Ti  
03OSCLABT31310 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x440mm R Ti  
03OSCLABT31311 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x470mm L Ti  
03OSCLABT31312 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 13x470mm R Ti  
03OSCLABT31401 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x320mm L Ti  
03OSCLABT31402 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x320mm R Ti  
03OSCLABT31403 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x350mm L Ti  
03OSCLABT31404 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x350mm R Ti  
03OSCLABT31405 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x380mm L Ti  
03OSCLABT31406 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x380mm R Ti  
03OSCLABT31407 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x410mm L Ti  
03OSCLABT31408 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x410mm R Ti  
03OSCLABT31409 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x440mm L Ti  
03OSCLABT31410 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x440mm R Ti  
03OSCLABT31411 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x470mm L Ti  
03OSCLABT31412 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 14x470mm R Ti  
03OSCLABT31501 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x320mm L Ti  
03OSCLABT31502 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x320mm R Ti  
03OSCLABT31503 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x350mm L Ti  
03OSCLABT31504 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x350mm R Ti  
03OSCLABT31505 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x380mm L Ti  
03OSCLABT31506 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x380mm R Ti  
03OSCLABT31507 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x410mm L Ti  
03OSCLABT31508 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x410mm R Ti  
03OSCLABT31509 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x440mm L Ti  
03OSCLABT31510 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x440mm R Ti  
03OSCLABT31511 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x470mm L Ti  
03OSCLABT31512 Clavo Nail Pin Tipo Binail III 15x470mm R Ti  
03OSCNPFER0901 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x180mm Ti  
03OSCNPFER0902 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x200mm Ti  
03OSCNPFER0903 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x220mm Ti  
03OSCNPFER0904 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x240mm Ti

03OSCNPFER0905 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x260mm Ti  
03OSCNPFER0906 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x280mm Ti  
03OSCNPFER0907 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x300mm Ti  
03OSCNPFER0908 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x320mm Ti  
03OSCNPFER0909 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x340mm Ti  
03OSCNPFER0910 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x360mm Ti  
03OSCNPFER0911 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x380mm Ti  
03OSCNPFER0912 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x400mm Ti  
03OSCNPFER0913 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x420mm Ti  
03OSCNPFER0914 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x440mm Ti  
03OSCNPFER0915 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x460mm Ti  
03OSCNPFER0916 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 9x480mm Ti  
03OSCNPFER1001 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x180mm Ti  
03OSCNPFER1002 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x200mm Ti  
03OSCNPFER1003 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x220mm Ti  
03OSCNPFER1004 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x240mm Ti  
03OSCNPFER1005 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x260mm Ti  
03OSCNPFER1006 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x280mm Ti  
03OSCNPFER1007 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x300mm Ti  
03OSCNPFER1008 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x320mm Ti  
03OSCNPFER1009 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x340mm Ti  
03OSCNPFER1010 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x360mm Ti  
03OSCNPFER1011 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x380mm Ti  
03OSCNPFER1012 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x400mm Ti  
03OSCNPFER1013 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x420mm Ti  
03OSCNPFER1014 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x440mm Ti  
03OSCNPFER1015 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x460mm Ti  
03OSCNPFER1016 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 10x480mm Ti  
03OSCNPFER1101 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x180mm Ti  
03OSCNPFER1102 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x200mm Ti  
03OSCNPFER1103 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x220mm Ti  
03OSCNPFER1104 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x240mm Ti  
03OSCNPFER1105 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x260mm Ti  
03OSCNPFER1106 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x280mm Ti  
03OSCNPFER1107 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x300mm Ti  
03OSCNPFER1108 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x320mm Ti  
03OSCNPFER1109 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x340mm Ti  
03OSCNPFER1110 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x360mm Ti  
03OSCNPFER1111 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x380mm Ti  
03OSCNPFER1112 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x400mm Ti  
03OSCNPFER1113 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x420mm Ti  
03OSCNPFER1114 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x440mm Ti  
03OSCNPFER1115 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x460mm Ti  
03OSCNPFER1116 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 11x480mm Ti  
03OSCNPFER1201 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 12x180mm Ti  
03OSCNPFER1202 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 12x200mm Ti



03OSCNPFER1501 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x180mm Ti  
03OSCNPFER1502 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x200mm Ti  
03OSCNPFER1503 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x220mm Ti  
03OSCNPFER1504 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x240mm Ti  
03OSCNPFER1505 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x260mm Ti  
03OSCNPFER1506 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x280mm Ti  
03OSCNPFER1507 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x300mm Ti  
03OSCNPFER1508 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x320mm Ti  
03OSCNPFER1509 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x340mm Ti  
03OSCNPFER1510 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x360mm Ti  
03OSCNPFER1511 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x380mm Ti  
03OSCNPFER1512 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x400mm Ti  
03OSCNPFER1513 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x420mm Ti  
03OSCNPFER1514 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x440mm Ti  
03OSCNPFER1515 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x460mm Ti  
03OSCNPFER1516 Clavo Intramed Nail Pin Femur Retrogrado 15x480mm Ti  
03OSCNPFER5030 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPFER5032 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x32mm RT-Ti  
03OSCNPFER5034 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x34mm RT-Ti  
03OSCNPFER5036 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x36mm RT-Ti  
03OSCNPFER5038 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x38mm RT-Ti  
03OSCNPFER5040 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPFER5042 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x42mm RT-Ti  
03OSCNPFER5044 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x44mm RT-Ti  
03OSCNPFER5046 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x46mm RT-Ti  
03OSCNPFER5048 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x48mm RT-Ti  
03OSCNPFER5050 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPFER5052 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x52mm RT-Ti  
03OSCNPFER5054 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x54mm RT-Ti  
03OSCNPFER5056 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x56mm RT-Ti  
03OSCNPFER5058 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x58mm RT-Ti  
03OSCNPFER5060 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x60mm RT-Ti  
03OSCNPFER5062 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x62mm RT-Ti  
03OSCNPFER5064 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x64mm RT-Ti  
03OSCNPFER5066 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x66mm RT-Ti  
03OSCNPFER5068 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x68mm RT-Ti  
03OSCNPFER5070 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x70mm RT-Ti  
03OSCNPFER5072 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x72mm RT-Ti  
03OSCNPFER5074 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x74mm RT-Ti  
03OSCNPFER5076 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x76mm RT-Ti  
03OSCNPFER5078 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x78mm RT-Ti  
03OSCNPFER5080 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x80mm RT-Ti  
03OSCNPFER5085 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x85mm RT-Ti  
03OSCNPFER5090 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x90mm RT-Ti  
03OSCNPFER5095 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x95mm RT-Ti  
03OSCNPFER5100 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 5x100mm RT-Ti

03OSCNPFER6030 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x30mm RT-Ti  
03OSCNPFER6032 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x32mm RT-Ti  
03OSCNPFER6034 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x34mm RT-Ti  
03OSCNPFER6036 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x36mm RT-Ti  
03OSCNPFER6038 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x38mm RT-Ti  
03OSCNPFER6040 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x40mm RT-Ti  
03OSCNPFER6042 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x42mm RT-Ti  
03OSCNPFER6044 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x44mm RT-Ti  
03OSCNPFER6046 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x46mm RT-Ti  
03OSCNPFER6048 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x48mm RT-Ti  
03OSCNPFER6050 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x50mm RT-Ti  
03OSCNPFER6052 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x52mm RT-Ti  
03OSCNPFER6054 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x54mm RT-Ti  
03OSCNPFER6056 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x56mm RT-Ti  
03OSCNPFER6058 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x58mm RT-Ti  
03OSCNPFER6060 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x60mm RT-Ti  
03OSCNPFER6062 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x62mm RT-Ti  
03OSCNPFER6064 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x64mm RT-Ti  
03OSCNPFER6066 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x66mm RT-Ti  
03OSCNPFER6068 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x68mm RT-Ti  
03OSCNPFER6070 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x70mm RT-Ti  
03OSCNPFER6072 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x72mm RT-Ti  
03OSCNPFER6074 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x74mm RT-Ti  
03OSCNPFER6076 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x76mm RT-Ti  
03OSCNPFER6078 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x78mm RT-Ti  
03OSCNPFER6080 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x80mm RT-Ti  
03OSCNPFER6085 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x85mm RT-Ti  
03OSCNPFER6090 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x90mm RT-Ti  
03OSCNPFER6095 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x95mm RT-Ti  
03OSCNPFER6100 Tornillo de Bloqueo Fem Retrogrado 6x100mm RT-Ti  
03OSCNPFER0001 Tapon Fem Retrogrado Corto Ti  
03OSCNPFER0002 Tapon Fem Retrogrado Largo Ti  
03OSCNPTIR1001 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 10x150mm Ti  
03OSCNPTIR1002 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 10x180mm Ti  
03OSCNPTIR1101 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x150mm Ti  
03OSCNPTIR1102 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x180mm Ti  
03OSCNPTIR1103 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x210mm Ti  
03OSCNPTIR1104 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 11x240mm Ti  
03OSCNPTIR1201 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x150mm Ti  
03OSCNPTIR1202 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x180mm Ti  
03OSCNPTIR1203 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x210mm Ti  
03OSCNPTIR1204 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 12x240mm Ti  
03OSCNPTIR1301 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x150mm Ti  
03OSCNPTIR1302 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x180mm Ti  
03OSCNPTIR1303 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x210mm Ti  
03OSCNPTIR1304 Clavo Intramed Nail Pin Tibia Retrogrado 13x240mm Ti



03OSCNPTRT5020 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x20mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5022 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x22.5mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5025 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x25mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5027 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x27.5mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5030 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x30mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5035 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x35mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5040 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x40mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5045 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x45mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5050 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x50mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5055 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x55mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5060 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x60mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5065 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x65mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5070 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x70mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5075 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x75mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5080 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x80mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5085 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x85mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5090 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x90mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5095 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x95mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5100 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x100mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5105 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x105mm RT-Ti  
03OSCNPTRT5110 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x110mm RT-Ti  
03OSCNPTRP5020 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x20mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5022 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x22.5mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5025 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x25mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5027 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x27.5mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5030 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x30mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5035 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x35mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5040 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x40mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5045 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x45mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5050 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x50mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5055 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x55mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5060 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x60mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5065 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x65mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5070 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x70mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5075 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x75mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5080 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x80mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5085 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x85mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5090 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x90mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5095 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x95mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5100 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x100mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5105 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x105mm RP-Ti  
03OSCNPTRP5110 Tornillo de Bloqueo Tibia Retrogrado 5x110mm RP-Ti  
03OSCNPTIR0001 Tapon Tibia Retrogrado Corto Ti  
03OSCNPTIR0002 Tapon Tibia Retrogrado Largo de Bloqueo Ti  
03OSCLABHT2045 Clavo BHL 2x450mm Ti  
03OSCLABHT2545 Clavo BHL 2.5x450mm Ti

03OSCLABHT3045 Clavo BHL 3x450mm Ti  
03OSCLABHT3545 Clavo BHL 3.5x450mm Ti  
03OSCLABHT4045 Clavo BHL 4x450mm Ti  
03OSCLABHT4545 Clavo BHL 4.5x450mm Ti  
03OSCLABHT5045 Clavo BHL 5x450mm Ti  
03OSCLABHC2000 Cabezal Clavo BHL Ø2  
03OSCLABHC2500 Cabezal Clavo BHL Ø2.5  
03OSCLABHC3000 Cabezal Clavo BHL Ø3  
03OSCLABHC3500 Cabezal Clavo BHL Ø3.5  
03OSCLABHC4000 Cabezal Clavo BHL Ø4  
03OSCLABHC4500 Cabezal Clavo BHL Ø4.5  
03OSCLABHC5000 Cabezal Clavo BHL Ø5

#### INSTRUMENTALES

03OSCNPINS0001 Contenedor Instrumental Tibial  
03OSCNPINS0002 Bandeja Instrumental Tibial  
03OSCNPINS0121 Tornillera Clavo Tibial  
03OSCNPINS0003 Reamer Flexible Ø7,50 Tibia  
03OSCNPINS0004 Mecha Ø4,0 con Dispositivo Limitador  
03OSCLAALK0052 Alambre Kirschner Roscado Ø3,20x 300  
03OSCNPINS0005 Reamer Proximal Rígido (Ø12 / Ø3,20) Tibia  
03OSCNPINS0006 Guía de Martillo Deslizante (M8x1) Tibia  
03OSCNPINS0007 Mecha Ø3,20x250 con Dispositivo Limitador Tibia  
03OSCNPINS0008 Mecha para Varilla Estabilizadora Ø5,20  
03OSCNPINS0009 Destornillador Hex 3,50 Tibia  
03OSCNPINS0010 Mecha en T Ø5,20  
03OSCNPINS0011 Guía de Mecha Bloqueada Ø8,00 Tibia  
03OSCNPINS0012 Guía de Mecha Bloqueada Ø8,50 Tibia  
03OSCNPINS0013 Guía de Mecha Ø3,20 Tibia  
03OSCNPINS0014 Guía de Varilla de Posición Tibia  
03OSCNPINS0015 Guía de Mecha Ø4,00 Tibia  
03OSCNPINS0016 Protector de Tejidos Blandos Ø3,20 Tibia  
03OSCNPINS0017 Protector de Tejidos Blandos Ø8,00 Tibia  
03OSCNPINS0018 Llave para Tornillo de Bloqueo (Hex 5mm)  
03OSCNPINS0019 Llave Limitadora de Deslizamiento (Hex 3mm)  
03OSCNPINS0020 Guía de Varilla de Posición (Ø5,20)  
03OSCNPINS0021 Barra Guía Tibia  
03OSCNPINS0022 Medidor de Profundidad para Imagen Desarrollada Tibia  
03OSCNPINS0023 Guía de Alambre con Oliva Tibia  
03OSCNPINS0024 Llave Hex 11mm  
03OSCNPINS0025 Llave T Hex 3,50 Tibia  
03OSCNPINS0026 Llave Conectora de Tornillos (Hex 6,50) Tibia  
03OSCNPINS0027 Llave Pequeña Ø4,00 Tibia  
03OSCNPINS0028 Llave Poliaxial Hex 6,50 Tibia  
03OSCNPINS0029 Llave Hex 3,50 Pza Tibia  
03OSCNPINS0030 Varilla T Estabilizadora Tibia  
03OSCNPINS0031 Medidor de Profundidad Tibia

03OSCNPINS0032 Protector de Piel Tibia  
03OSCNPINS0033 Guía Proximal para Reamer Rigido (Ø12,00) Tibia  
03OSCNPINS0034 Tornillo de Compresión Ø4 / M6 / Hex 6,50 Tibia  
03OSCNPINS0035 Tornillo Conector Tibia  
03OSCNPINS0036 Tornillo de Bloqueo de Barra Guía Tibia  
03OSCNPINS0037 Tornillo de Bloqueo para Gatillo Distal (M6) Tibia  
03OSCNPINS0038 Tornillo de Bloqueo para Gatillo Proximal (M11x1,50) Tibia  
03OSCNPINS0039 Martillo Deslizante (M8x1) Tibia  
03OSCNPINS0040 Extractor de Tornillo (M8x1) Tibia  
03OSCNPINS0041 Martillo Deslizante  
03OSCNPINS0042 Manija Tibia Tibia  
03OSCNPINS0043 Gatillo Proximal 45° Tibia  
03OSCNPINS0044 Gatillo Distal Tibia  
03OSCNPINS0045 Gatillo Proximal Tibia  
03OSCNPINS0046 Punzón Canulado (Ø12 / Ø4) Tibia  
03OSCNPINS0047 Cuadro de Bloqueo Tibial  
03OSCNPINS0048 Mango T de Acople Rápido Tibia  
03OSCNPINS0049 Pinza Retén para Alambre Guía Tibia  
03OSCNPINS0050 Punta de Reamer Ø7,50  
03OSCNPINS0051 Punta de Reamer Ø8,00  
03OSCNPINS0052 Punta de Reamer Ø8,50  
03OSCNPINS0053 Punta de Reamer Ø9,00  
03OSCNPINS0054 Punta de Reamer Ø9,50  
03OSCNPINS0055 Punta de Reamer Ø10,00  
03OSCNPINS0056 Punta de Reamer Ø10,50  
03OSCNPINS0057 Punta de Reamer Ø11,00  
03OSCNPINS0058 Punta de Reamer Ø11,50  
03OSCNPINS0059 Punta de Reamer Ø12,00  
03OSCNPINS0062 Punzón Canulado (Ø12 / Ø3,20) Tibia  
03OSCNPINS0063 Alambre con Oliva (Ø2,50 / Ø4,00)  
03OSGUICOL1357 Guia con oliva 2.5x800mm  
03OSGUISOL1358 Guia sin oliva 2.5x800mm  
03OSCNSINS0001 Contenedor Suprapatelar  
03OSCNSINS0002 Bandeja Suprapatelar  
03OSCNSINS0003 Manopla Clavo Tibial Suprapatelar  
03OSCNSINS0004 Guia proximal Suprapatelar  
03OSCNSINS0005 Guia I Suprapatelar  
03OSCNSINS0006 Guia II Multi agujero Suprapatelar  
03OSCNSINS0007 Guia III Mono agujero Suprapatelar  
03OSCNSINS0008 Mango de insercion de tornillo  
03OSCNSINS0009 Barra conectora Suprapatelar  
03OSCNSINS0010 Martillo inverso  
03OSCNSINS0011 Tornillo de compesion Suprapatelar  
03OSCNSINS0012 Tornillo conector Suprapatelar  
03OSCNSINS0013 Medidor de profundidad cavidad medular  
03OSCNSINS0014 Mecha larga Ø4

03OSCNSINS0015 Guia con freno  
03OSCNSINS0016 Punta Outfit Suprapatelar  
03OSCNSINS0017 Fresa Rigida Ø12  
03OSCNSINS0018 Mini conector  
03OSCNSINS0019 Mecha corta Ø4  
03OSCNSINS0020 Atornillador canulado Hex  
03OSCNSINS0021 Atornillador canulado SW  
03OSCNSINS0022 Alambre Kirschner Ø3.2  
03OSCNSINS0023 Pinza alambre guia  
03OSCNSINS0024 Fresa de Ø7.5  
03OSCNSINS0025 Fresa de Ø8  
03OSCNSINS0026 Fresa de Ø8.5  
03OSCNSINS0027 Fresa de Ø9  
03OSCNSINS0028 Fresa de Ø9.5  
03OSCNSINS0029 Fresa de Ø10  
03OSCNSINS0030 Fresa de Ø10.5  
03OSCNSINS0031 Fresa de Ø11  
03OSCNSINS0032 Fresa de Ø11.5  
03OSCNSINS0033 Fresa de Ø12  
03OSCNSINS0034 Extrator largo  
03OSCNSINS0035 Extractor corto  
03OSCNSINS0036 Reductor  
03OSCNSINS0037 Mango T canulado  
03OSCNSINS0038 Fresa flexible Suprapatelar  
03OSCNSINS0039 Rectificador de canal medular  
03OSCNSINS0040 Prisionero largo roscado Ø4  
03OSCNSINS0041 Atornillador Plano  
03OSCNSINS0042 Guia de mecha distal Ø9  
03OSCNSINS0043 Guia de mecha distal Ø4  
03OSCNSINS0044 Protector de partes blandas Ø4  
03OSCNSINS0045 Llave Poliaxial SW 6.5  
03OSCNSINS0046 Medidor de profundidad distal  
03OSCNSINS0047 Punzon canulado Suprapatelar  
03OSCNSINS0048 Guia con Oliva Suprapatelar  
03OSCNPINS0064 Contenedor Instrumental Femoral  
03OSCNPINS0065 Bandeja Instrumental Femoral  
03OSCNPINS0122 Tornillera Clavo Femoral  
03OSCNPINS0066 Guía de Mecha Ø6,40 Femur  
03OSCNPINS0067 Guía para Varilla Estabilizadora (Ø5,20) Femur  
03OSCNPINS0068 Guía para Alambre Kirschner Ø2,50 Femur  
03OSCNPINS0069 Mecha Ø6,40 con Dispositivo Limitador Femur  
03OSCNPINS0070 Medidor de Profundidad Ø2,50x320 Femur  
03OSCLAALK0053 Alambre Kirschner Roscado Ø2,50x320  
03OSCLAALK0054 Alambre Kirschner Trocar Ø2,50x320  
03OSCNPINS0071 Llave de Cambio Rápido Hex 6.50 Femur  
03OSCNPINS0072 Varilla T Estabilizadora Femur

03OSBT2INS0025 Atornillador Hex. 4,00  
03OSBT2INS0026 Barra conectora de Tornillo Distal  
03OSCNPINS0073 Llave de Tapón Femur (Hex 5mm / M3,50)  
03OSCNPINS0074 Guía de Varilla Estabilizadora Larga Femur  
03OSCNPINS0075 Guía de Tornillo Bloqueado Femur (Ø4,00)  
03OSCNPINS0076 Medidor de Profundidad para Tornillo Bloqueado Femur  
03OSBT2INS0028 Punta Cuadrada Femoral  
03OSBT2INS0051 Pistola p/Colocación de guía Ø3,00mm  
03OSCNPINS0077 Barra Conectora Femur  
03OSCNPINS0078 Protector de Tejidos Blandos Femur (Corto)  
03OSCNPINS0079 Protector de Tejidos Blandos Femur (Largo)  
03OSCNPINS0060 Punta de Reamer Ø12,50  
03OSCNPINS0061 Punta de Reamer Ø13,00  
03OSBT2INS0016 Cuadro de Bloqueo  
03OSCNPINS0080 Tornillo Conector Femur  
03OSCNPINS0081 Manija Femoral  
03OSCNPINS0082 Gatillo Distal Femoral  
03OSCNPINS0083 Protector de Piel Femur  
03OSCNPINS0084 Reamer Rígido Proximal Femur con Dispositivo Limitador  
03OSCNPINS0085 Llave para Tornillo Conector Femur (Hex 6,50)  
03OSCNPINS0086 Mango Acople Rápido en T Femur  
03OSCNPINS0087 Barra de Guía Conectora Femur (180-240)  
03OSCNPINS0088 Tornillo de Bloqueo Femur  
03OSCNPINS0089 Barra de Guía Distal Femur (320-440)  
03OSCNPINS0090 Barra de Guía Proximal Femur  
03OSCNPINS0091 Tornillo Bloq de Barra Guía Femur  
03OSBT2INS0001 Guía en T de Alambre  
03OSCNPINS0092 Reamer Varilla Femur  
03OSCNPINS0093 Atornillador/Extractor Femur  
03OSCNPINS0128 Contenedor Instrumental Humeral  
03OSCNPINS0129 Bandeja Instrumental Humeral  
03OSCNPINS0123 Tornillera Clavo Humeral  
03OSCNPINS0094 Manopla de Húmero Titanio  
03OSCNPINS0095 Acople Angular Der-Izq Húmero  
03OSCNPINS0096 Acople Distal p/centrado Húmero  
03OSCNPINS0097 Varilla c/Maza Extractora Húmero  
03OSCNPINS0098 Acople Extractor Húmero con Mango  
03OSCNPINS0099 Perno p/fijación de Acoples Húmero  
03OSCNPINS0100 Perno Canulado Húmero p/Colocación  
03OSCNPINS0101 Destornillador Húmero SW 3.0  
03OSCNPINS0102 Manopla Distal Húmero  
03OSCNPINS0103 Regla Clavo Humeral  
03OSCNPINS0104 Punzón Cuadrado Húmero  
03OSCNPINS0105 Orientador en T Húmero  
03OSCNPINS0106 Destornillador p/presentar Tornillo Húmero  
03OSCNPINS0107 Mecha Cortical Húmero Ø3,20 en T

03OSCNPINS0108 Llave de Ajuste Húmero  
03OSCNPINS0109 Medidor de Profundidad Clavo Humeral  
03OSCNPINS0110 Mecha Cortical Húmero Ø3,00mm  
03OSCNPINS0111 Mecha Cortical Húmero Ø3,20mm con limitante  
03OSCNPINS0112 Camisa Ø8mm Húmero  
03OSCNPINS0113 Guía de Mecha Ø3,20mm - Camisa Ø8mm Húmero  
03OSCNPINS0114 Camisa Ø6mm Húmero  
03OSCNPINS0115 Guía de Mecha Ø3,20mm - Camisa Ø6mm Húmero  
03OSCNPINS0116 Punzón Ø8mm Húmero  
03OSCNPINS0117 Punzón Ø6mm Largo Húmero  
03OSCNPINS0118 Punzón Ø6mm Corto Húmero  
03OSCNPINS0119 Camisa Externa Húmero  
03OSCNPINS0120 Camisa Interna Ø3,20mm Húmero  
03OSCNPINS0124 Mecha Flexible Ø6,50 Húmero  
03OSCNPINS0125 Mecha Flexible Ø7,00 Húmero  
03OSCNPINS0126 Mecha Flexible Ø7,30 Húmero  
03OSCNPINS0127 Mecha Flexible Ø8,30 Húmero  
03OSGUICOL1355 Guía con oliva 2.0x800mm  
03OSGUISOL1357 Guía sin oliva 2.0x800mm  
03OSCNPINS0130 Contenedor Instrumental Gamma Ti  
03OSCNPINS0131 Bandeja Instrumental Binail I  
03OSCNPINS0132 Cuerpo flexible de mecha  
03OSCNPINS0133 Perno Canulado P/Suj. Clavo  
03OSBT2INS0003 Guía Multiorificio para Pin Ø3,20mm  
03OSBT2INS0004 Perno para Guía Corto M8  
03OSBT2INS0005 Perno para Guía Largo M6  
03OSBT2INS0006 Regla  
03OSBT2INS0007 Mecha Regulable p/Tornillo Cefálico  
03OSCNPINS0134 Mecha P/Torn Distal  
03OSBT2INS0008 Camisa Corta Binail  
03OSCNPINS0135 Destornillador de Cefalico  
03OSBT2INS0009 Camisa de Compresión Proximal  
03OSBT2INS0012 Acople Manopla 130°  
03OSBT2INS0013 Camisa Proximal en L  
03OSBT2INS0014 Medidor de Cefálico  
03OSBT2INS0015 Llave de Ajuste en T Hex. 8mm  
03OSBT2INS0017 Guía Distal Recta Binail II  
03OSBT2INS0018 Guía Distal Anteroposterior Binail II  
03OSBT2INS0019 Guía Distal Clavo Corto  
03OSBT2INS0020 Guía Distal Lateral  
03OSBT2INS0021 Centrador en T  
03OSBT2INS0022 Manopla PFNA  
03OSBT2INS0023 Medidor de Profundidad p/Tornillos Distales  
03OSBT2INS0024 Atornillador de Ángulo Variable  
03OSBT2INS0027 Protecto de Partes Blandas  
03OSCNPINS0136 Punta Cuadrada

03OSBT2INS0029 Camisa Distal Externa  
03OSBT2INS0030 Camisa Distal Media  
03OSBT2INS0031 Punzón p/Camisa Distal  
03OSBT2INS0032 Varilla Extractora Corta  
03OSBT2INS0033 Mecha Cefálica  
03OSBT2INS0010 Punta p/Cefálico  
03OSBT2INS0034 Varilla Extractora Larga  
03OSBT2INS0037 Mango en T Extractor de Cefálico  
03OSBT2INS0036 Mango en T Binail  
03OSBT2INS0035 Extractor de Cefálico  
03OSBT2INS0038 Punzón Ø5,20mm  
03OSBT2INS0039 Pin de Limpieza Punta Roma  
03OSBT2INS0040 Destornillador Binail Pza  
03OSBT2INS0041 Brocha de Limpieza  
03OSBT2INS0042 Mecha Canulada Cefálica Binail Prox.  
03OSBT2INS0011 Punzón Ø3,20mm  
03OSBT2INS0043 Alambre Punta c/Tope  
03OSBT2INS0044 Llave de Conexión  
03OSBT2INS0045 Barra de Conexión  
03OSWASINS0105 Caja con tapa 505x280x120  
03OSWASINS0106 Bandeja 500x275  
03OSBUTINS0001 Tornillera Clavos Binail II Ti  
03OSBT2INS0002 Cuerpo Flexible de Mecha  
03OSBT2INS0046 Introdutor Torn. Cefálico  
03OSBT2INS0047 Perno Binail  
03OSBT2INS0048 Atornillador p/Tornillo Cefálico  
03OSBT2INS0049 Atornillador p/Perno  
03OSBT2INS0050 Llave en T Cardánica  
03OSBT2INS0058 Estabilizador para centrador en T  
03OSBT2INS0052 Guia conectora nac.  
03OSBT2INS0053 Barra guia nac.  
03OSBT2INS0054 Guia retencion nac.  
03OSBT2INS0056 Perno M8  
03OSBT2INS0057 Perno M6  
03INCADPLA0001 Contenedor 550x270x80  
03INCADPLA0002 Bandeja 540x260x30  
03OSBHLINS0001 Alicata para doblar placas  
03OSBHLINS0002 Iniciador angulado oblicuo 2.5mm  
03OSBHLINS0003 Iniciador canulado angulo  
03OSBHLINS0004 Iniciador canulado arriba 5mm  
03OSBHLINS0005 Jacobs  
03OSCLAALK0040 Kirschner roscado 2.0x300mm  
03OSCLAALK0028 Kirschner roscado 2.5x400mm  
03OSCLAALK0049 Kirschner roscado 3.0x400mm  
03OSBHLINS0006 Martillo canulado  
03OSBHLINS0007 Mecha cortical 2.8x200mm

03OSBHLINS0008 Mecha corticla 3.5x110 mm  
03OSBHLINS0009 Punta cuadrada  
03OSBHLINS0010 Punta cuadrada 3mm  
03OSBHLINS0011 Punta cuadrada 4mm  
03OSBHLINS0012 Punta cuadrada curva (PUNCH)  
03OSBHLINS0013 Trocar  
03OSBHLINS0014 Vaina para trocar  
03OSBHLINS0015 Mecha cortical 1.5x150mm  
03OSBHLINS0016 Mecha cortical 2.5x150mm  
03OSBHLINS0017 Mecha cortical 3.5x180mm  
03OSBHLINS0018 Mecha cortical 4.5x180mm  
03OSBHLINS0019 Mecha cortical 5.8x180mm  
03OSFERINS0001 Contenedor  
03OSFERINS0002 Tornillera  
03OSFERINS0003 Bandeja  
03OSFERINS0004 Alambre roscado 3.2x400mm  
03OSFERINS0005 Protector de tejido  
03OSFERINS0006 Medidor de profundidad - Tornillos bloq. 5mm  
03OSFERINS0007 Guía de mecha 17/14mm  
03OSFERINS0008 Guía de mecha de entrada Ø13.5mm  
03OSFERINS0009 Reamer de entrada Ø13.5mm  
03OSFERINS0010 Punzon de cuatro esquinas Ø13.5mm  
03OSFERINS0011 Manopla retrograda femur  
03OSFERINS0012 Guía distal recta retrog. femur  
03OSFERINS0013 Brazo distal  
03OSFERINS0014 Guía conectora distal  
03OSFERINS0015 Guía conectora angulada  
03OSFERINS0016 Guía proximal  
03OSFERINS0017 Pernos para guía  
03OSFERINS0018 Barra estabilizadora  
03OSFERINS0019 Barra estabilizadora con acople rápido  
03OSFERINS0020 Espaciador estabilizador  
03OSFERINS0021 Guía conectora proximal  
03OSFERINS0022 Perno para guía conectora proximal  
03OSFERINS0023 Barra con guía roscada 10/7.8mm  
03OSFERINS0024 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø9.5mm  
03OSFERINS0025 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø10mm  
03OSFERINS0026 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø11mm  
03OSFERINS0027 Barra estab. lateral roscada-acople rápido Ø12mm  
03OSFERINS0028 Barra con espaciador roscado  
03OSFERINS0029 Perno bloqueado para manopla retrog, femur  
03OSFERINS0030 Llave Allen hex. 5.0mm  
03OSFERINS0031 Impactor para manopla retrog. Femur  
03OSFERINS0032 Mecha para barra estabilizadora con acople rápido  
03OSFERINS0033 Guía de martillo Ø7.9x280mm  
03OSFERINS0034 Tornillo de extracción para clavo retrógrado



03OSFERINS0035 Trocar Ø3mm  
03OSFERINS0036 Barra de posicionamiento Ø3.8x260mm  
03OSFERINS0037 Reamer Ø9.0mm  
03OSFERINS0038 Reamer Ø9.5mm  
03OSFERINS0039 Reamer Ø10.0mm  
03OSFERINS0040 Reamer Ø10.5mm  
03OSFERINS0041 Reamer Ø11.0mm  
03OSFERINS0042 Reamer Ø11,5mm  
03OSFERINS0043 Reamer Ø12.0mm  
03OSFERINS0044 Reamer Ø12.5mm  
03OSFERINS0045 Reamer Ø13.0mm  
03OSFERINS0046 Mango con acople rápido  
03OSFERINS0047 Reductor  
03OSFERINS0048 Guia con oliva 2.5x1000mm - Oliva Ø3.8mm  
03OSFERINS0049 Reamer flexible  
03OSFERINS0050 Camisa externa 10/8mm  
03OSFERINS0051 Camisa canulada para mecha 8/4mm  
03OSFERINS0052 Trocar largo Ø4x205mm  
03OSFERINS0053 Mecha vástago liso - Acople jacob  
03OSFERINS0054 Finalizador para mecha Ø4mm  
03OSFERINS0055 Pin Ø4x320mm  
03OSFERINS0056 Reamer para corteza lateral con acople rápido  
03OSFERINS0057 Llave Hex. 4.5mm para tornillo bloq. 5mm  
03OSFERINS0058 Martillo combinado  
03OSFERINS0059 Llave combinada 11mm  
03OSFERINS0060 Llave en L para impactor Ø4.45mm  
03OSFERINS0061 Trocar roscado para llave hex. Ø2.0mm  
03OSTIRINS0001 Contenedor  
03OSTIRINS0002 Base  
03OSTIRINS0003 Tapa  
03OSTIRINS0004 Bandeja  
03OSTIRINS0005 Martillo deslizante  
03OSTIRINS0006 Extractor de mango  
03OSTIRINS0007 Atornillador Hex. 3.5mm  
03OSTIRINS0008 Camisa de protección  
03OSTIRINS0009 Camisa de protección interna 3.2mm  
03OSTIRINS0010 Camisa de protección central 9.0mm  
03OSTIRINS0011 Camisa de protección externa 13.5mm  
03OSTIRINS0012 Alambre de Kirschner 3.2x400mm  
03OSTIRINS0013 Mecha canulada 7.0mm  
03OSTIRINS0014 Mecha canulada 9.0mm  
03OSTIRINS0015 Reamer 10.5mm  
03OSTIRINS0016 Reamer 11.0mm  
03OSTIRINS0017 Reamer 11.5mm  
03OSTIRINS0018 Reamer 12.0mm  
03OSTIRINS0019 Reamer 12.5mm

03OSTIRINS0020 Reamer 13.0mm  
03OSTIRINS0021 Reamer 13.5mm  
03OSTIRINS0022 Mango AO  
03OSTIRINS0023 Reamer escariador 10.5mm  
03OSTIRINS0024 Reamer escariador 11.5mm  
03OSTIRINS0025 Reamer escariador 12.5mm  
03OSTIRINS0026 Reamer escariador 13.5mm  
03OSTIRINS0027 Dispositivo para fijación de clavo  
03OSTIRINS0028 Eje roscado  
03OSTIRINS0029 Camisa media de protección 7.0mm  
03OSTIRINS0030 Mecha media 4.3 mm - Calcaneo  
03OSTIRINS0031 Punzón trocar  
03OSTIRINS0032 Barras de compresión  
03OSTIRINS0033 Atornillador AO Hex. 3.5mm  
03OSTIRINS0034 Atornillador AO Hex.  
03OSTIRINS0035 Camisa larga de protección 7.0mm  
03OSTIRINS0036 Mecha 4.3mm - Tornillos tibiales  
03OSTIRINS0037 Medidor de profundidad  
03OSTIRINS0038 Mecha larga 4.3mm - Tornillos calcaneos  
03OSTIRINS0039 Camisa de protección 5.0mm  
03OSTIRINS0040 Mango en T - AO  
03OSTIRINS0041 Tornillo para fijación de clavo  
03OSTIRINS0042 Rueda para impactación  
03OSTIRINS0043 Anillos O-ring  
03OSTIRINS0044 Rueda de compresión  
03OSTIRINS0045 Dispositivo de compresión  
03OSTIRINS0046 Mecha 5.0mm  
03OSTIRINS0047 Camisa media de protección 4.3mm  
03OSTIRINS0048 Camisa de protección 4.3mm

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Uso previsto:

Implantación quirúrgica en los huesos largos para la alineación, estabilización y fijación de fracturas causadas por trauma o enfermedad, la fijación de huesos largos que han sido preparados quirúrgicamente (osteotomía) para la corrección de la deformidad y para la artrodesis. Estos clavos intramedulares se usan en el fémur, tibia y húmero.

Indicación:

Fracturas traumáticas; Fracturas patológicas; Re-fracturas no consolidadas; cirugía reconstructiva.

Fracturas diafisarias tibiales; Fracturas metafisiarias tibiales; Fracturas intraarticulares de la meseta tibial

Fracturas intertrocanteréas; Fracturas per trocanteréas; Fracturas sub trocanteréas; Desunión y unión desunión; fracturas per trocanteréas asociadas con fracturas del eje; Fracturas patológicas (incluido el uso profiláctico) en las áreas trocanterea y diafisaria.

Fracturas diafisarias del eje humeral; Fracturas del húmero proximal; Fracturas humerales proximales con extensión diafisaria; Fracturas patológicas inminentes; Maluniones y desuniones.

Período de vida útil: Los productos se suministran no estériles para ser esterilizado previo a la cirugía por lo cual no poseen vida útil.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: N/A

Forma de presentación: Los productos se envasan: 1/2/5 y 10 Unidades

Método de esterilización: N/C

Nombre del fabricante:

IMPLANTES FICO ALEMANA SA.

Lugar de elaboración:

STEPHENSON 3048, TORTUGUITAS, BUENOS AIRES  
ARGENTINA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 14-71, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N°:

1-0047-3110-007274-21-8

Disposición N°:

Argentina, Ciudad de Buenos Aires, 15 marzo 2022.

N° Identificadorio Trámite: 33935

en

Digitally signed by Gestion Documental Electronica

Date: 2022.04.18 14:08:31 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica

Date: 2022.04.18 14:08:32 -03:00