



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3110-1112-16-6

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1112-16-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CIRUGIA ARGENTINA S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1231-1, denominado ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO INCOLORO/VIOLETA – Sutura Sintética Absorbible Estéril, marca TAGUM.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1231-1,

correspondiente al producto médico denominado ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO INCOLORO/VIOLETA – Sutura Sintética Absorbible Estéril, marca TAGUM, propiedad de la firma CIRUGIA ARGENTINA S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 1943 de fecha 18 de marzo de 2011, la cual será 18 de marzo de 2021.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1231-1, denominado ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO INCOLORO/VIOLETA – Sutura Sintética Absorbible Estéril, marca TAGUM ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2020-12493284-APN-INPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1231-1.

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1112-16-6

AM

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2021.05.27 17:36:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.05.27 17:36:34 -03:00

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma CIRUGIA ARGENTINA S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1231-1 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre genérico del producto médico: ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO INCOLORO/VIOLETA – Sutura Sintética Absorbible Estéril

Marca: TAGUM

Clase de Riesgo: IV

Obtenido a través de la Disposición N° 1943 de fecha 18 de marzo de 2011

Tramitado por Expediente N° 1-47-16973-09-8

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	18 de marzo de 2016	18 de marzo de 2021
Nombre descriptivo	ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO INCOLORO/VIOLETA – Sutura Sintética Absorbible Estéril	GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL PREMIUM
Modelos	Ácido Poliglicólico Multifilamento Incolora	GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 DS20

	<p>Sutura Sintética Absorbible Estéril, Acido Poliglicólico Multifilamento Violeta, Sutura Sintética Absorbible Estéril. Sutura con aguja (redonda, cortante o espatulada), suturas con dos agujas (redondas, cortantes, espatuladas) y suturas sin aguja. Calibre: 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4 o 5. En longitudes: 10, 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 cm.</p>	<p>1A 70 CM – PREMIUM GS1324.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 DS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1325.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 DS30 1A 70 CM – PREMIUM GS1326.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 DS35 1A 70 CM – PREMIUM GS1327.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 DS40 1A 70 CM – PREMIUM GS1390.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR20 1A 70 CM – PREMIUM GS1314.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR25 1A 70 CM – PREMIUM GS1315.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR26 1A 45 CM – PREMIUM GS1359.G* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR26 1A 70 CM – PREMIUM GS1359.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR30 1A 70 CM – PREMIUM GS1316.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR35</p>
--	---	--

		<p>1A 70 CM – PREMIUM GS1317.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR35 1A 90 CM – PREMIUM GS1317.L* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR36 1A 45 CM – PREMIUM GS1360.G* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR36 1A 70 CM – PREMIUM GS1360.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR40 1A 70 CM – PREMIUM GS1318.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR40 1A 90 CM – PREMIUM GS1318.L* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR50 1A 70 CM – PREMIUM GS1346.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HR50 1A 90 CM – PREMIUM GS1346.L* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1307.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HS26 1A 45 CM – PREMIUM GS13U4.G* GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	---

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HS30 1A 70 CM – PREMIUM GS1308.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HS35 1A 70 CM – PREMIUM GS1309.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 0 HS40 1A 70 CM – PREMIUM GS1310.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 DS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1425.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 DS30 1A 70 CM – PREMIUM GS1426.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 DS35 1A 70 CM – PREMIUM GS1427.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 DS40 1A 70 CM – PREMIUM GS1490.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 DSP40 1A 70 CM – PREMIUM GS142U.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR20 1A 70 CM – PREMIUM GS1414.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR25 1A 70 CM – PREMIUM GS1415.J* GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	--

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR25 1A 90 CM – PREMIUM GS1415.L* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR26 1A 70 CM – PREMIUM GS1459.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR30 1A 70 CM – PREMIUM GS1416.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR35 1A 100 CM – PREMIUM GS1417.M* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR35 1A 70 CM – PREMIUM GS1417.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR35 1A 75 CM – PREMIUM GS1417.K* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR35 1A 90 CM – PREMIUM GS1417.L* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR40 1A 70 CM – PREMIUM GS1418.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR40 1A 75 CM- PREMIUM GS1418.K* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR40 1A 90 CM – PREMIUM GS1418.L* GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	---

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR45 1A 70 CM – PREMIUM GS1476.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR48 1A 70 CM – PREMIUM GS14D5.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR50 1A 120 CM – PREMIUM GS1446.38* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR50 1A 70 CM – PREMIUM GS1446.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HR50 1A 90 CM – PREMIUM GS1446.L* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1407.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HS30 1A 70 CM – PREMIUM GS1408.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HS35 1A 70 CM – PREMIUM GS1409.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HS50 1A 70 CM – PREMIUM GS1491.J* GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 HS70 1A 70 CM – PREMIUM GS14Y8.J* GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	---

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 1 JRS30 1A 90 CM – PREMIUM GS1479.L*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 DS40 1A 70 CM – PREMIUM GS1590.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 DS50 1A 70 CM – PREMIUM GS151D.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 HR25 1A 70 CM – PREMIUM GS1515.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 HR35 1A 70 CM – PREMIUM GS1517.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 HR40 1A 70 CM – PREMIUM GS1518.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 HR45 1A 77 CM – PREMIUM GS1576.H5*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 HS35 1A 120 CM – PREMIUM GS1509.38*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 HS35 1A 70 CM – PREMIUM GS1509.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p> <p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2 HS40</p>
--	--	--

		<p>1A 70 CM – PREMIUM GS1510.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2 S/A 150 CM – PREMIUM GS1501'P* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3 HS50 1A 120 CM – PREMIUM GS1691.38* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3 HS70 1A 120 CM – PREMIUM GS16Y8.38* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5 HS70 1A 120 CM – PREMIUM GS18Y8.38* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 DS15 1A 70 CM – PREMIUM GS1123.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 DS20 1A 70 CM – PREMIUM GS1124.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 DS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1125.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 DS30 1A 70 CM – PREMIUM</p>
--	--	--

		<p>GS1126.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 DS35 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1127.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 FR 26 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1192.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HR15 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1112.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HR15 1A 75 CM – PREMIUM</p> <p>GS1112.K*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HR20 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1114.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HR25 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1115.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HR25 1A 90 CM – PREMIUM</p> <p>GS1115.L*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p>
--	--	--

		<p>HR26 1A 70 CM – PREMIUM GS1159.L*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p> <p>HR30 1A 70 CM – PREMIUM GS1116.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p> <p>HR35 1A 70 CM – PREMIUM GS1117.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p> <p>HR35 1A 90 CM – PREMIUM GS1117.L*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p> <p>HR36 1A 45 CM – PREMIUM GS1160.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p> <p>HR40 1A 70 CM – PREMIUM GS1118.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p> <p>HS15 1A 70 CM – PREMIUM GS1105. J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0</p> <p>HS20 1A 70 CM – PREMIUM GS1106.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	--

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1107.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HS26 1A 45 CM – PREMIUM GS11U4.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HS26 1A 70 CM – PREMIUM GS11U4.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 HS30 1A 70 CM – PREMIUM GS1108.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2/0 S/A 150 CM – PREMIUM GS1101'P*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DR26 1A 70 CM – PREMIUM GS10I7.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DR36 1A 70 CM – PREMIUM GS10J7.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DS15 1A 70 CM – PREMIUM GS1023.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	---

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DS19 1A 70 CM – PREMIUM GS1062.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DS20 1A 70 CM – PREMIUM GS1024.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1025.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DS30 1A 70 CM – PREMIUM GS1026.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DS35 1A 70 CM – PREMIUM GS1027.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DS40 1A 70 CM – PREMIUM GS1090.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DSP20 1A 70 CM – PREMIUM GS1049.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 DSP25 1A 70 CM – PREMIUM GS1050.J*</p>
--	--	--

		<p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 GS60 1A 70 CM – PREMIUM GS1019.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR15 1A 100 CM – PREMIUM GS1012.M*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR15 1A 70 CM – PREMIUM GS1012.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR20 1A 70 CM – PREMIUM GS1014.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR25 1A 70 CM – PREMIUM GS1015.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR25 1A 90 CM – PREMIUM GS1015.L*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR26 1A 45 CM – PREMIUM GS1059.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR30 1A 70 CM – PREMIUM</p>
--	--	--

		<p>GS1016.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR35 1A 45 CM – PREMIUM</p> <p>GS1017.G* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR35 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1017.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR35 1A 75 CM – PREMIUM</p> <p>GS1017.K* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR35 1A 90 CM – PREMIUM</p> <p>GS1017.L* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HR40 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1018.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HS15 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1005.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0 HS20 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS1006.J* GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0</p>
--	--	---

		<p>HS25 1A 70 CM – PREMIUM GS1007.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0</p> <p>HS26 1A 45 CM – PREMIUM GS10U4.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0</p> <p>HS26 1A 70 CM – PREMIUM GS10U4.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0</p> <p>HS30 1A 70 CM – PREMIUM GS1008.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3/0</p> <p>HS35 1A 70 CM – PREMIUM GS1009.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0</p> <p>DR26 1A 70 CM – PREMIUM GS09I7.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0</p> <p>DS15 1A 70 CM – PREMIUM GS0923.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0</p> <p>DS20 1A 70 CM – PREMIUM GS0924.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	---

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 DS25 1A 70 CM – PREMIUM GS0925.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 DS30 1A 70 CM – PREMIUM GS0926.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 DSP15 1A 70 CM – PREMIUM GS0948.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 DSP20 1A 70 CM – PREMIUM GS0949.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 DSP25 1A 70 CM – PREMIUM GS0950.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR15 1A 70 CM – PREMIUM GS0912.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR17 1A 70 CM – PREMIUM GS0913.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR20 1A 70 CM – PREMIUM GS0914.J*</p>
--	--	---

		<p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR22 1A 70 CM – PREMIUM GS0958.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR25 1A 70 CM – PREMIUM GS0915.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR25 1A 90 CM – PREMIUM GS0915.L*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR30 1A 70 CM – PREMIUM GS0916.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HR35 1A 70 CM – PREMIUM GS0917.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HS15 1A 70 CM – PREMIUM GS0905.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HS20 1A 70 CM – PREMIUM GS0906.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HS25 1A 70 CM – PREMIUM</p>
--	--	---

		<p>GS0907.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HS26 1A 45 CM – PREMIUM</p> <p>GS09U4.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HS26 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS09U4.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4/0 HS30 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0908.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 DR26 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS08I7.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 DS10 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0821.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 DS13 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0822.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 DS15 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0823.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p>
--	--	---

		<p>DS20 1A 70 CM – PREMIUM GS0824.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p> <p>DS25 1A 70 CM – PREMIUM GS0825.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p> <p>DSP15 1A 70 CM – PREMIUM GS085S.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p> <p>DSP16 1A 70 CM – PREMIUM GS0848.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p> <p>DSP20 1A 70 CM - PREMIUM GS089S.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p> <p>HR10 1A 70 CM – PREMIUM GS0811.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p> <p>HR15 1A 70 CM – PREMIUM GS0812.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0</p> <p>HR15 1A 75 CM – PREMIUM GS0812.K*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	--

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HR16 1A 70 CM – PREMIUM GS0897.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HR17 1A 45 CM – PREMIUM GS0813.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HR20 1A 70 CM – PREMIUM GS0814.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HR20 1A 75 CM – PREMIUM GS0814.K*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HR25 1A 70 CM – PREMIUM GS0815.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HR25 1A 75 CM – PREMIUM GS0815.K*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HS15 1A 70 CM – PREMIUM GS0805.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HS20 1A 70 CM – PREMIUM GS0806.J*</p>
--	--	--

		<p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HS25 1A 70 CM – PREMIUM GS0807.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HS26 1A 70 CM – PREMIUM GS08U4.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 HS30 1A 70 CM – PREMIUM GS0808.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 5/0 VLZ8 2A 45 CM – PREMIUM GS0864ZG*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 DR26 1A 70 CM – PREMIUM GS07I7.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 DS10 1A 45 CM – PREMIUM GS0721.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 DS10 1A 70 CM – PREMIUM GS0721.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 DS15 1A 70 CM – PREMIUM</p>
--	--	---

		<p>GS0723.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 DS20 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0724.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 HR10 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0711.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 HR13 1A 60 CM – PREMIUM</p> <p>GS0745.I*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 HR15 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0712.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 HR16 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0797.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 HR17 1A 45 CM – PREMIUM</p> <p>GS0713.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0 HR20 1A 70 CM – PREMIUM</p> <p>GS0714.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 6/0</p>
--	--	---

		<p>VLZ8 2A 45 CM – PREMIUM GS0764ZG*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 7/0 DLZ6.4 2A 45 CM – PREMIUM GS0653ZG*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 7/0 DLZ7 2A 45 CM – PREMIUM GS0663ZG*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 7/0 DS13 1A 45 CM – PREMIUM GS0622.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 7/0 DS15 1A 45 CM – PREMIUM GS0623.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 7/0 DS15 1A 70 CM – PREMIUM GS0623.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 7/0 HR10 1A 70 CM – PREMIUM GS0611.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 8/0 DLZ6.2 2A 45 CM – PREMIUM GS0554ZG*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO</p>
--	--	--

		<p>POLIGLICOLICO VIOLETA 8/0 DLZ6.4 2A 45 CM – PREMIUM GS0553ZG*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 10/0 DLZ6.4 2A 20 CM – PREMIUM GS0353ZD*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 10/0 DRS4 2A 20 CM – PREMIUM GS0356ZD*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 1 S/A 150 CM – PREMIUM GS1401'P*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 2 S/A 150 CM - PREMIUM GS1501'P*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 3/0 DS20 1A 70 CM – PREMIUM GN1024.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 3/0 DS25 1A 70 CM – PREMIUM GN1025.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 4/0 DS20 1A 70 CM – PREMIUM GN0924.J*</p>
--	--	---

		<p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 4/0 DS20 1A 45 CM – PREMIUM GN0924.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 4/0 DS13 1A 45 CM – PREMIUM GN0922.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 4/0 DS25 1A 45 CM – PREMIUM GN0925.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 4/0 DS15 1A 70 CM – PREMIUM GN0923.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 5/0 DS10 1A 70 CM – PREMIUM GN0821.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 5/0 DS15 1A 70 CM – PREMIUM GN0823.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 5/0 DS20 1A 70 CM – PREMIUM GN0824.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 5/0 HS15 1A 45 CM – PREMIUM</p>
--	--	--

		<p>GN0805.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 5/0 DSP13 1A 45 CM - PREMIUM</p> <p>GN085S.G*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 6/0 DS10 1A 70 CM - PREMIUM</p> <p>GN0721.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 6/0 DS15 1A 70 CM - PREMIUM</p> <p>GN0723.J*</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO INCOLORO 6/0 DS20 1A 70 CM - PREMIUM</p> <p>GN0724.J*</p>
Forma de presentación	-----	Disponible en cajas por 6, 12, 24 y 36 unidades.
Indicación de uso	Proyecto autorizado por Disposición 1943/11	<p>Al proyecto autorizado por Disposición 1943/11 Se rectifica:</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>Se rectifican los datos autorizados:</p> <p>GLICOSORB® ACIDO POLIGLICOLICO MULTIFILAMENTO VIOLETA / INCOLORO SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE ESTERIL PREMIUM</p> <p>es una sutura quirúrgica trenzada compuesta de un homopolímero</p>

		<p>del ácido glicólico. Es no alergénica, apirógena y flexible. Incolora o coloreada con violeta D&C No.</p> <p>CONTRAINDICACIONES Se rectifican los datos autorizados: El uso de esta sutura está contraindicado en donde se requiera la aproximación de tejidos o la cicatrización se dé en un largo período. El uso de este material podría no ser apropiado en pacientes mayores o desnutridos.</p> <p>ADVERTENCIAS A los datos autorizados se agrega:</p> <ul style="list-style-type: none">- No frotar la hebra con el guante quirúrgico- Descartar la hebra sobrante- No usar la sutura si el envase inmediato está abierto o dañado. Desechar las suturas abiertas no utilizadas.- Los usuarios han de tener cuidado cuando manejan agujas quirúrgicas para evitar
--	--	---

		<p>perforaciones inadvertidas. Desechar las agujas en recipientes apropiados.</p> <ul style="list-style-type: none">- Para el descarte de suturas usadas adoptar medidas de descarte considerando riesgo de contaminación biológica y material punzante. <p>PRECAUCIONES</p> <p>Se rectifican los datos autorizados:</p> <p>Un manejo aceptable de la sutura debería estar seguido con una operación de cierre y drenaje del área trabajada.</p> <p>En el manejo de materiales de sutura se deberá tener cuidado para evitar daños provenientes de la manipulación. Evitar daños por compresión o torcido, debido a la utilización de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o porta agujas. Como en todo material de suturas, la seguridad del nudo requiere del empleo de técnica quirúrgica aceptada de nudo cuadrado, plano, con tirones adicionales, justificadas por circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.</p>
--	--	---

		<p>ALMACENAMIENTO</p> <p>Se rectifican los datos autorizados:</p> <p>Almacenar en ambientes apropiados con condiciones de temperatura menor o igual a temperaturas de 25°C, humedad relativa menor o igual 60% y protegidas de la luz.</p> <p>No apilar más de 10 cajas verticalmente. Ubicar el producto en lugares de poca circulación de personal por ser un producto de manejo estéril.</p>
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-1112-16-6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: 1-47-3110-1112-16-6 CIRUGIA ARGENTINA S.A

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.26 11:55:56 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.26 11:56:29 -03:00