



RETIRO DEL MERCADO DE SETS DE INFUSIÓN PARA PACIENTES DIABÉTICOS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informa a la población que han sido retirados del mercado los "**SETS DE INFUSIÓN ACCU-CHEK FLEXLINK PLUS**", utilizados para administración de insulina en pacientes diabéticos. Los datos completos del producto aludido son los que a continuación se detallan:

Empresa importadora: PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.e.I (División Diagnóstica)

Nombre Genérico: SETS DE INFUSIÓN

Fabricante: ACCU-CHEK FLEXLINK PLUS

El retiro fue dispuesto por la propia empresa importadora, debido a que ha registrado un aumento en los reclamos relacionados con cánulas deformadas o dobladas del producto. En tal sentido, los reportes indican que la distancia entre la punta de la cánula blanda y el comienzo del corte de la aguja es, en algunos casos, menor que lo esperado, y puede causar en consecuencia una mala inserción. De ocurrir esta falla podría disminuir la funcionalidad del set de infusión y producirse una menor entrega de insulina, aumentando los niveles de glucemia del paciente. El Programa de Tecnovigilancia de la ANMAT ha recibido también un reporte de evento adverso sobre este producto.

Por todo lo expuesto, **se recomienda a los pacientes que no utilicen estos sets de infusión y que continúen con el tratamiento de insulina de acuerdo con las indicaciones de su médico.**

La empresa importadora PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.e.I procederá a contactar a los distribuidores, médicos y pacientes que tengan el producto en su poder, a fin de que procedan a su devolución.